

Material para sala de operações

Seleção de toalhas e compressas cirúrgicas e compressas ABD



**Descartáveis
básicos para
cuidar dos
pacientes**



Toalhas descartáveis para sala de operações

As toalhas descartáveis para sala de operações da Medline são fabricadas de acordo com as mais elevadas especificações e estão disponíveis em verde e azul. A carteira oferece toalhas detetáveis e não detetáveis aos raios X, para satisfazer as diferentes necessidades dos clientes. Estas toalhas são:

- Absorventes
- 100% algodão
- Pré-lavadas



Referência	Descrição	Embalagem
28200004CEA	Toalhas sala de operações; absorvente, algodão, verde - 61 x 43 cm	4/pk, 20/caixa
28700002CEA	Toalhas sala de operações; absorvente, algodão, azul - 61 x 43 cm	2/pk, 40/caixa
28700004CEA	Toalhas sala de operações; absorvente, algodão, azul - 61 x 43 cm	4/pk, 20/caixa
28700002XR	Toalhas sala de operações; absorvente, raios X, algodão, azul - 61 x 43 cm	2/pk, 40/caixa
28700004XR	Toalhas sala de operações; absorvente, raios X, algodão, azul - 61 x 43 cm	4/pk, 20/caixa

Compressas ABD estéreis

As compressas ABD absorventes da Medline têm uma camada exterior macia em não tecido que conduz rapidamente os fluidos para um núcleo de celulose. Esta camada espessa de celulose absorve e dispersa rapidamente os fluidos para as laterais, evitando a sua acumulação localizada. As costas hidrofóbicas impedem a formação de manchas e todas as extremidades são seladas para manter a humidade no curativo e evitar desprendimento de fibras. As vantagens e características gerais destas compressas são:

- Superabsorventes
- Camada externa em não-tecido suave
- Centro de celulose para evitar acumulação
- Costas hidrofóbicas para impedir a formação de manchas
- Bordas seladas para evitar fugas e desprendimento de fios



Referência	Descrição	Embalagem
ABD1010	Compressa ABD; estéril - 10 x 10 cm	1/bolsa, 25/embalagem, 300/caixa
ABD1020	Compressa ABD; estéril - 10 x 20 cm	1/bolsa, 25/embalagem, 200/caixa
ABD1525	Compressa ABD; estéril - 15 x 25 cm	1/bolsa, 15/embalagem, 180/caixa
ABD2020	Compressa ABD; estéril - 20 x 20 cm	1/bolsa, 15/embalagem, 120/caixa
ABD2040	Compressa ABD; estéril - 20 x 40 cm	1/bolsa, 10/embalagem, 80/caixa

Aplicadores de algodão

Os aplicadores de algodão da Medline são dispositivos usados para aplicar uma substância, por exemplo, medicação, na zona do ouvido, nariz e garganta ou em tratamentos de cuidados de feridas. Com os nossos aplicadores, poderá ter:

- Cabeças firmemente enroladas para garantir durabilidade e confiança na recolha de amostras
- A escolha entre uma forma estéril e não estéril



Referência	Descrição	Embalagem
830000	Aplicador de algodão; pequeno, não-estéril	100/pk, 10/embalagem, 20/caixa
830010	Aplicador de algodão; pequeno, estéril	2/pk, 100/bolsa, 15/caixa
831510	Aplicador de algodão; grande, estéril	2/pk, 50/bolsa, 15/caixa
831578	Aplicador de algodão; grande, não estéril	50/pk, 20/caixa

Compressas cirúrgicas

As compressas cirúrgicas de qualidade da Medline oferecem a máxima absorção e vêm numa variedade de tamanhos. Todas as compressas são isentas de algodão e detetáveis em raios X para promover a segurança na sala de operações. Estas compressas são:

- Pré-lavadas, sem algodão
- 100% algodão
- Altamente absorventes
- Detetáveis em raios X



Compressas de gaze estéreis, Branca, Pré-lavadas

Referência	Descrição	Embalagem
LW2P089004	Compressa de gaze; branca, 4-folhas, estéril - 8 x 90 cm	2/pk, 50/caixa
LW2P203004	Compressa de gaze; branca, 4-folhas, estéril - 20 x 30 cm	2/pk, 90/caixa
LW2P454504	Compressa de gaze; branca, 4-folhas, estéril - 45 x 45 cm	2/pk, 60/caixa
LW2P454506	Compressa de gaze; branca, 6-folhas, estéril - 45 x 45 cm	2/pk, 40/caixa
LW5P454504	Compressa de gaze; branca, 4-folhas, estéril - 45 x 45 cm	5/pk, 20/caixa
LW5P454506	Compressa de gaze; branca, 6-folhas, estéril - 45 x 45 cm	5/pk, 20/caixa

Compressas de gaze estéreis, Verde, Pré-lavadas

Referência	Descrição	Embalagem
LG2P089004	Compressa de gaze; verde, 4-folhas, estéril - 8 x 90 cm	2/pk, 50/caixa
LG2P454506	Compressa de gaze; verde, 6-folhas, estéril - 45 x 45 cm	2/pk, 40/caixa
LG5P454504	Compressa de gaze; verde, 4-folhas, estéril - 45 x 45 cm	5/pk, 20/caixa
LG5P454506	Compressa de gaze; verde, 6-folhas, estéril - 45 x 45 cm	5/pk, 20/caixa

Sacos de contagem de compressas não estéreis

O sistema de contagem de compressas de gaze da Medline ajuda a promover uma sala de operações mais segura, ajudando a controlar todas as suas compressas, após uma intervenção cirúrgica. Os nossos sacos de contagem estéreis oferecem:

- Facilidade de uso e precisão
- Auxilia e organiza o processo de contagem na sala de operações
- Suporte de avançado de contagem de compressas para segurar 4 conjuntos de sacos de uma só vez

Referência	Descrição	Embalagem
DYNJE1000	Saco de contagem de compressas; transparente	1/bolsa, 50/embalagem, 250/caixa
DYNJE1001	Saco de contagem de compressas; azul	1/bolsa, 50/embalagem, 250/caixa
NON50511	Suporte para saco de contagem de compressas	1/embalagem, 1/caixa




Sacos de contagem de compressas estéreis

Os sacos de contagem de compressas estéreis da Medline permitem uma contagem e um manuseio e eliminação de compressas contaminadas seguros, eficazes e práticos. Minimizam o risco de inalação de patogénicos e mantêm a área cirúrgica limpa e organizada. Os nossos sacos de contagem estéreis caracterizam-se pelo seguinte:

- Película de polietileno transparente e moldável
- 1 tira adesiva de fixação
- 3 tamanhos
- 3 opções para o número de compartimentos

Referência	Descrição	Embalagem
IBE5242	52 x 42 cm, 40 compartimentos	50 unidades/caixa
IBE5637	56 x 37 cm, 6 compartimentos	50 unidades/caixa
IBE5652	56 x 52 cm, 20 compartimentos	50 unidades/caixa



Ajuda a tornar a sua sala de operações segura, uma toalha e compressa de gaze de cada vez.

Quando as bactérias se ficam às partículas de fiapos de campos cirúrgicos, batas e toalhas, podem contaminar instrumentos, dispositivos, luvas ou até mesmo uma ferida cirúrgica aberta. Isso pode resultar em infeções e outras complicações que levam a maus resultados. Para ajudar a evitar que isso ocorra, a Medline oferece um portfólio com toalhas de sala de operações e compressas de gaze de alta qualidade.

Pode sempre contar com a Medline para fornecer produtos da mais alta qualidade, com o melhor valor, onde e quando precisar deles.

Inovação

O legado de qualidade e inovação da Medline remonta a 1910. Desde a introdução de batas coloridas para cirurgiões na década de 1940, até às nossas novas toalhas para sala de operações, a Medline está na vanguarda do reforço da segurança para pacientes e profissionais médicos.

Qualidade

Como fabricante, temos total controlo sobre todo o processo de produção, incluindo matérias-primas e métodos de produção. Temos mais de 550 inspetores de qualidade em todo o mundo, que garantem que mantemos as mais rigorosas normas de produção e de qualidade, que cumprem ou excedem os diferentes regulamentos locais.

Valor

A Medline entrega diretamente aos utilizadores finais, o que elimina o intermediário, fornecendo-lhe os melhores preços e o mais elevado valor.

Seleção

A Medline oferece uma variedade de toalhas para salas de operação e de compressas de gaze para suprir as necessidades dos diferentes clientes.



Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu Medline ou consulte: www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

A Compressa de gaze é um dispositivo médico de classe IIa estéril.   Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI)

A Compressa Estéril ABD é um dispositivo médico de classe I estéril.   Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI)

A Toalha para Sala de Operações é um dispositivo médico de classe IIa estéril.   Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Effestraße 10, 20529 Hamburg, Germany  0123 (TUV SUD)

O Aplicador de Algodão é um dispositivo médico de classe I.   Agimmed SA, Zone Industrielle, route de Pix de Plan 1, CH-1658 Châtenai-St Denis, Switzerland  1639 SGS Belgium NV

Os produtos indicados destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2021 Medline é uma marca registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML419_PT 07/2021