



**Für eine
sichere und
durchgängige
Laparoskopie**



Basisprodukte für die Laparoskopie

Als Anbieter von OP-Produkten zählt die Laparoskopie zu den Kernkompetenzen von Medline. Medline Basisprodukte für die Laparoskopie ermöglichen Ihnen minimal-invasive Eingriffe mit Flexibilität und einheitlichen Ergebnissen. Sie erhalten damit eine umfassende Lösung für Kontinuität im OP und Sicherheit während der Operation.


MED-LAP ORIS Insufflationsschlauch-Set

Für die CO₂-Insufflation

Das ORIS Insufflationsschlauch-Set ergänzt das laparoskopische Portfolio von Medline. Die Filterung und Insufflation von sauberem CO₂ ermöglicht es Ärzten, vor und im Verlauf von laparoskopischen Eingriffen ein effektives Pneumoperitoneum herzustellen.

Wir bieten eine Reihe von Artikeln, die mit verschiedenen Insufflatoren kompatibel sind.

	ORIS Insufflationsschlauch-Set
	ORISISO mit ISO 15 M/22 F-Anschluss
	ORIS15 , mit 15-mm Male-Anschluss
	ORISLL mit Luer-Lock-Anschluss
	ORISPUSH mit flexiblem Female-Anschluss



ORISLL
Luer-Lock-Anschluss



ORISPUSH
Weiblicher Anschluss



ORISISO
ISO 15 Männlicher-/22 Weiblicher-Anschluss



Vorteile und Eigenschaften:


- Flexible Schläuche und hochsicherer Filter
- Filterleistung von 99,9% BFE und VFE
- Vollständig kompatibles Sortiment

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Verpackung
ORISISO	Insufflationsset mit ISO 15 M-/22 F-Anschluss	3 m	25 Stück/Karton
ORIS15	Insufflationsset mit 15 mm Anschluss	3 m	25 Stück/Karton
ORISLL	Insufflationsset mit Luer-Lock-Anschluss	3 m	25 Stück/Karton
ORISPUSH	Insufflationsset mit weiblichem Anschluss	3 m	25 Stück/Karton

MED-LAP Veress-Nadel

Zur sicheren Erzeugung des Pneumoperitoneums

Die Insufflationsnadel hat ein zurückziehbares, federgespanntes, stumpfes Stilet, um bei laparoskopischen Eingriffen einfach und sicher ein Pneumoperitoneum erzeugen zu können.



Vorteile und Eigenschaften:

- Zwei Längen: 120 mm und 150 mm
- Standard-Luer-Lock-Anschluss für den Anschluss von Insufflationsschläuchen
- Standarddurchmesser von 14 G

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Gauge	Insufflationsaugen	Verpackung
ORVN12	Veress-Insufflationskanüle	120 mm	14	2	12 Stück/Karton
ORVN15	Veress-Insufflationskanüle	150 mm	14	2	12 Stück/Karton

MED-LAP Anti-Beschlag-Lösung

Zur Vermeidung von Beschlag an Laparoskopie-Linsen

Die Anti-Beschlag-Lösung verhindert das Beschlagen von laparoskopischen Linsen und sorgt so für eine ungehinderte Sicht bei Laparoskopien.



+ **6 ml Flüssigkeit**, ausreichend für die gesamte Dauer eines Eingriffs



+ **Röntgendichter und selbstklebender Schwamm** für eine einfache Positionierung im Operationsfeld



Vorteile und Eigenschaften:


- Nicht scheuernder, fussel freier Applikatorschwamm
- Gebrauchsfertiges Set: Flasche und Schwamm
- Schraubverschlussflasche mit milder Alkohollösung

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
NONFB100	6 ml	20 Stück/Karton

MED-LAP Saug-/Spülsystem

Für ein sauberes Arbeitsfeld ohne Flüssigkeiten und Rauch

Dieses Saug-/Spülsystem ermöglicht eine einfache und effiziente Absaugung oder Spülung und sorgt dafür, die Bauchhöhle bei laparoskopischen Eingriffen frei von Blut, Flüssigkeiten und Rauch zu halten. Es gewährleistet daher einen sicheren chirurgischen Eingriff.



Vorteile und Eigenschaften:

- DEHP-frei
- Schläuche, die sich leicht aufstecken und abziehen lassen
- 33 cm Kanüle zum Absaugen/Spülen oder 45 cm Kanüle für bariatrische und robotergestützte Chirurgie
- 45 cm Einzelkanüle verfügbar
- Einzelner oder doppelter Nadelanschluss für 1 oder 2 Spüleinheiten



*Nur 5 mm Kanüle

Kanüle aus **nicht leitendem Polycarbonat***; kompatibel mit elektrochirurgischen Verfahren

Artikelnummer	Beschreibung	Kanüle zum Absaugen/Spülen			Verpackung
		Außen-durchmesser	Länge	Seitliche Löcher	
OR1200S	Saug-/Spülsystem mit Einzeldorn	5 mm	33 cm	8	12 Stück/Karton
OR1201D	Saug-/Spülsystem mit Doppeldorn	5 mm	33 cm	8	12 Stück/Karton
OR1245S	Saug-/Spülsystem mit Einzeldorn	5 mm	45 cm	8	12 Stück/Karton
ORC45	Kanüle zum Absaugen/Spülen	5 mm	45 cm	8	10 Stück/Karton
ONG299601CST12	Saug-/Spülsystem mit Einzeldorn	10 mm	33 cm	8	5 Stück/Karton

MED-LAP Bergebeutel

Für die Entnahme von Gewebe- oder Organproben

Medline bietet zwei Arten von Bergebeuteln mit einzigartigen Merkmalen und einem hohen Maß an Raffinesse. Der Bergebeutel mit Schieber ist ein intuitiv zu bedienendes Produkt, das bei laparoskopischen Eingriffen häufig verwendet wird.



- Einführhülse mit Schieber**
Zur Unterstützung beim Einführen des Bergebeutels in den Bauchraum



- Selbstöffnender Draht**
Zum einfachen Einführen der Probe

- Beutel aus Polyurethan**
Reißfestes Material



Vorteile und Eigenschaften:

- Geeignet für die Verwendung in Kombination mit einem 10 mm oder 12 mm Standardtrokar

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
100200	MED-LAP Bergebeutel 200 ml	5 Stück/Box
100400	MED-LAP Bergebeutel 400 ml	5 Stück/Box
100800	MED-LAP Bergebeutel 800 ml	5 Stück/Box



MED-LAP Bergebeutel mit Griff

Steuerbar, selbstöffnend, abnehmbar

Der Bergebeutel mit Griff ist ein ausgeklügeltes Produkt, das Ärzte bei laparoskopischen Eingriffen leicht handhaben können.

Abnehmbarer Bergebeutelring

Um das Einführen anderer Instrumente durch den Trokarport zu ermöglichen

Selbstöffnender /und schließender Metallring

Zum einfachen Einlegen der Probe/Entleeren des Beutels

Einführhülse mit ergonomischem Griff

Zur Unterstützung beim Einführen des Bergebeutels in den Bauchraum mit starker Greifkraft

Beutel aus Polyurethan
Reißfestes Material



Vorteile und Eigenschaften:

- Geeignet für die Verwendung in Kombination mit einem 10 mm oder 12 mm Standardtrokar

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
0110310	MED-LAP Bergebeutel mit Griff 300 ml	5 Stück/Box
0110320	MED-LAP Bergebeutel mit Griff 550 ml	5 Stück/Box
0110380	MED-LAP Bergebeutel mit Griff 800 ml	5 Stück/Box

Für weitere Informationen zu unseren Produkten können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Website besuchen: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH

Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433



www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com


FOLLOW US  


Das ONGxxx Set ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa.



0459 (G-MED)  Rocamed France
ZI de Signes, Allée de Stockolm
83870 Signes, Frankreich


ORISxxx sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa.




2460 (DNV Product Assurance AS)  OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brüssel, Belgien


Die Veres-Kanülen sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa.




1639 (SGS Belgien NV)  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffelstraße 90
20537 Hamburg, Deutschland

Die Anti-Beschlag-Lösung ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa.



2797 (BSI, Niederlande)  Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag, Niederlande

OR12xxx und ORC45 sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa.



0197 (TUV Rheinland)  Luxis Lebenswelt GmbH
Kochstraße 1
47877 Willich, Deutschland

Diese Produkte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett.

Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1048_DE 02/2024