



**Per procedure
laparoscopiche
in sicurezza
e senza
interruzioni**




Suite di prodotti per Laparoscopia

In qualità di grande fornitore di prodotti correlati alla sala operatoria, la laparoscopia è una parte intrinseca dell'esperienza di Medline. La suite di prodotti laparoscopici di base consente di eseguire procedure minimamente invasive con flessibilità ed efficienza. È una soluzione completa che facilita il raggiungimento della continuità in sala operatoria concentrandosi sulla chirurgia sicura.

Irrigazione e aspirazione laparoscopica

Il sistema di aspirazione-irrigazione consente un'aspirazione o irrigazione facile ed efficiente, al fine di mantenere la cavità addominale libera da sangue, liquidi e fumo durante le procedure laparoscopiche. Pertanto, garantisce un intervento chirurgico sicuro.



Caratteristiche:

- set cannula irrigazione-aspirazione da 33 cm, o 45 cm per chirurgia bariatrica e robotica
- Disponibile cannula singola da 45 cm
- Puntale singolo o doppio per collegamenti a 1 o 2 sacche di irrigazione
- Tubi a bassa memoria con separazione facilitata
- DEHP-free




*Solo cannula da 5-mm

Cannula in **policarbonato non conduttivo*** compatibile con procedure elettrochirurgiche

Ago di Veress

L'ago per insufflazione è dotato di uno stiletto smussato retrattile caricato a molla ed è progettato per la costituzione semplice e sicura del pneumoperitoneo nelle procedure laparoscopiche.




Caratteristiche

- Due possibili misure 120 mm e 150 mm.
- Connessione luer-lock standard per collegare il tubo di insufflazione
- Diametro standard 14-G

Soluzione anti appannamento

La soluzione anti appannamento impedisce alla lente della telecamera laparoscopica di appannarsi, fornendo quindi una visione chiara e limpida durante la chirurgia.



Caratteristiche:

- Boccetta con tappo a vite con soluzione alcolica delicata
- Applicatore in spugna non abrasivo e senza linting
- Kit pronto all'uso: boccetta e spugna

Informazioni d'ordine

L'offerta Medline di prodotti per laparoscopia fornisce soluzioni di elevata rapporto qualità prezzo.

Ago di Veress

Per la formazione in sicurezza del pneumoperitoneo

Codice prodotto	Descrizione	Lunghezza	Gauge	Occhielli di insufflazione	Confezione
ORVN12	Ago di Verres per insufflazione	120 mm	14	2	12/scatola
ORVN15	Ago di Verres per insufflazione	150 mm	14	2	12/scatola

Irrigazione e aspirazione laparoscopica

Per mantenere il campo di lavoro pulito e libero da liquidi e fumo

Codice prodotto	Descrizione	Cannula irrigazione aspirazione			Confezione
		Diametro esterno	Lunghezza	Laterale fori	
OR1200S	Set aspirazione-irrigazione con puntale singolo	5 mm	33 cm	8	12/scatola
OR1201D	Set aspirazione-irrigazione con puntale doppio	5 mm	33 cm	8	12/scatola
OR1245S	Set aspirazione-irrigazione con puntale singolo	5 mm	45 cm	8	12/scatola
ORC45	Cannula irrigazione aspirazione	5 mm	45 cm	8	10/scatola
ONG299601CST12	Set aspirazione-irrigazione con puntale singolo	10 mm	33 cm	8	5/scatola

Soluzione anti appannamento

Per prevenire l'appannamento delle lenti di strumenti laparoscopici

Codice prodotto	Volume	Confezione
NONFB100	6 ml	20/scatola



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

I set ONGxxx sono dispositivi medici sterili di Classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

ORxxx sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Gli aghi di Verress sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati dagli operatori sanitari.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

La soluzione anti appannamento è un dispositivo medico di classe IIa sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2021 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1048_IT 02/2021

CE 0459 (G-MED)

 Rocamed France
Zi de Signes, Allée de Stockolm
83870 Signes, France


CE 0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH)

 EC REP
Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Germany

CE 1639 SGS Belgium NV

 EC REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Germany

CE 2797 (BSI)

 EC REP
Hill-Rom SAS
Zone Industrielle de Talhouet
56330 Pluvigner, France