



**Voor veilige en
ononderbroken
laparoscopie**

Essentiël Laparoscopisch Assortiment





Als een grote leverancier van OK-gerelateerde producten is laparoscopie een belangrijk deel van Medline's expertise. Met ons assortiment fundamentele laparoscopische producten kunt u minimaal invasieve procedures uitvoeren, met flexibiliteit en consistentie. Het is een allesomvattende oplossing waarmee continuïteit in de operatiekamer behaald wordt, terwijl de focus ligt op veilige chirurgie.


MED-LAP ORIS Insufflatieslangset

Voor de juiste CO₂ insufflatie

De ORIS insufflatie slangenset compleeteert Medline's laparoscopische portfolio. Door zuivere CO₂ te filteren en te insuffleren, kunnen klinici effectief een pneumoperitoneum tot stand brengen vóór en tijdens laparoscopische procedures.

Medline biedt een reeks artikelen die volledig compatibel zijn voor gebruik in combinatie met verschillende insufflators.

Afbeelding	ORIS insufflatieslangset	Compatibiliteit
	ORISISO met ISO 15M/22F connector	Karl Storz Richard Wolf Stryker ConMed
	ORIS15 met 15mm male connector	Karl Storz Richard Wolf
	ORISLL met Luer-lock connector	Olympus
	ORISPUSH met flexibele female connector	Stryker



ORISLL
Luer-lock connector



ORISPUSH
Female connector



ORISO
ISO 15 male/22 female connector



Voordelen en eigenschappen:


- Bieden flexibele slangen en een zeer veilig filter
- Filters met 99,9% BFE en VFE
- Volledig compatible assortiment

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Verpakking
ORISO	OK insufflatie set met ISO 15 M/22 F connector	3 m	25 st/ds
ORIS15	OK Insufflatieset met 15mm connector	3 m	25 st/ds
ORISLL	OK insufflatie set met Luer-lock connector	3 m	25 st/ds
ORISPUSH	OK insufflatie set met female connector	3 m	25 st/ds

MED-LAP Veress Naald

Om veilig het pneumoperitoneum te creëren

De insufflatie naald is uitgerust met een intrekkelijke, veerbelaste stompe stilet en is ontworpen voor het eenvoudig en veilig tot stand brengen van pneumoperitoneum tijdens laparoscopische procedures.



Voordelen en eigenschappen:

- Twee verschillende lengtes: 120 mm en 150 mm
- Standaard luer lock aansluiting voor verbinding met de insufflatieslang
- Standaard 14G diameter

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Diameter (G)	Insufflatie-ogen	Verpakking
ORVN12	Veress insufflatienaald	120 mm	14	2	12 st/ds
ORVN15	Veress insufflatienaald	150 mm	14	2	12 st/ds

MED-LAP Anticondens oplossing

Voor het voorkomen van beslagen laparoscopische lenzen

De Anti-Fog Solution voorkomt dat laparoscopische lenzen beslaan, waardoor het zicht tijdens laparoscopische procedures onbelemmerd blijft.



+ **6-ml volume** dat de hele duur van een procedure meegaat



+ **Radiopaak en zelfklevende spons**, voor gemakkelijke plaatsing in het operatiegebied



Voordelen en eigenschappen:


- Niet-schurende, pluisvrije applicatorspons
- Gebruiksklare set: fles en spons
- Fles met schroefdop met milde alcoholoplossing

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
NONFB100	6 ml	20 st/ds

MED-LAP Aspiratie-irrigatie set

Om het operatieveld schoon en vrij van vloeistof en rook te houden

Dit zuig- en irrigatiesysteem maakt eenvoudige en efficiënte aspiratie of irrigatie mogelijk, om de buikholte vrij te houden van bloed, vloeistoffen en rook tijdens laparoscopische procedures. Het zorgt daardoor voor veilige chirurgische ingrepen.



Voordelen en eigenschappen:

- DEHP-vrij
- Slangen met laag koppel en gemakkelijk te scheiden
- Canule aspiratie- / irrigatieset van 33 cm, of 45 cm voor bariatrische en robotchirurgie
- 45 cm enkele canule verkrijgbaar
- Met enkele of dubbele spike om 1 tot 2 irrigatiezakken aan te sluiten



*alleen 5 mm canule

Canule gemaakt van **niet-geleidend polycarbonaat**; * te gebruiken bij elektrochirurgische ingrepen

Artikelnummer	Omschrijving	Aspiratie- / irrigatie canule			Verpakking
		Buitendiameter	Lengte	Laterale perforaties	
OR1200S	Afzuigings- / irrigatie set met enkele spike	5mm	33 cm	8	12/ds
OR1201D	Afzuigings- / irrigatie set met dubbele spike	5mm	33 cm	8	12/ds
OR1245S	Afzuigings- / irrigatie set met enkele spike	5mm	45 cm	8	12/ds
ORC45	Aspiratie- / irrigatie canule	5mm	45 cm	8	10/ds
ONG299601CST12	Afzuigings- / irrigatie set met enkele spike	10mm	33 cm	8	5/ds

MED-LAP Extractiezakken

Voor het verwijderen van weefsel of orgaanmonsters

Medline's biedt twee soorten extractiezakken aan met unieke eigenschappen en mate van verfijning. De Extractiezak met Duwmechanisme is een intuïtief product, gemakkelijk te gebruiken en veelgebruikt tijdens laparoscopie ingrepen.



Inbrenghuls met duwmechanisme
Ondersteunt bij het inbrengen van de extractiezak in de buik



Zelf openende draad
Voor het eenvoudig inbrengen van het monster in de zak


Polyurethaan zak
Scheurbestendig materiaal



Voordelen en eigenschappen:

- Geschikt voor gebruik in combinatie met een standaard 10 of 12 mm trocar


Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
100200	MED-LAP Extractiezak 200ml	5/ds
100400	MED-LAP Extractiezak 400ml	5/ds
100800	MED-LAP Extractiezak 800ml	5/ds



MED-LAP Extractiezak met Handvat

Controleerbaar, zelf openend, afneembaar

De extractiezak met greep is een geavanceerd product dat klinici gemakkelijk kunnen hanteren tijdens laparoscopische procedures.



Zelf openende / sluitende metalen ring

Voor het eenvoudig inbrengen van het monster/verwijderen van de zak

Afneembare extractiezak ring

Om andere instrumenten in te kunnen brengen door de trocar poort

Inbrenghuls met ergonomisch handvat

Om te helpen de extractiezak in de buik in te brengen met een sterke grijpcapaciteit

Polyurethaan zak
Scheurbestendig materiaal



Voordelen en eigenschappen:

- Geschikt voor gebruik in combinatie met een standaard 10 of 12 mm trocar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
0110310	MED-LAP Extractiezak met Handvat 300ml	5/ds
0110320	MED-LAP Extractiezak met Handvat 550 ml	5/ds
0110380	MED-LAP Extractiezak met Handvat 800 ml	5/ds

Neem voor meer informatie over onze producten contact op met accountmanager, of bezoek onze website: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900



www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93



www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

ONGXXX is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.



 0459 (G-MED)  Rocamed France
21 de Signes, Allée de Stockholm
83870 Signes, France

ORISxxx zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.

 2460 (DNV Product Assurance AS) 


OBELIS S.A.
Bd. Général Wabis 53
1030 Brussel, België


Veress naalden zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.

 1639 (SGS Belgium NV) 


Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Duitsland

De anticondens oplossing is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.

 2797 (BSI, Nederland)

 Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag, Nederland

OR12xxx en ORC45 zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.

 0197 (TÜV Rheinland) 

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstraße 1
47877 Willich, Duitsland

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2024 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1048_NL 02/2024