



**Para laparoscopias
seguras e sem
interrupções**

Suite Essencial para Laparoscopia



Como fornecedora de larga escala de produtos relacionados com a sala de operações, a laparoscopia é uma parte inerente da experiência da Medline. O nosso conjunto de produtos laparoscópicos fundamentais permitem-lhe realizar procedimentos minimamente invasivos com flexibilidade e consistência. É uma solução abrangente que facilita a realização de continuidade na sala de operações enquanto se concentra na segurança da cirurgia.



Conjunto de Tubos de Insuflação MED-LAP ORIS

Para uma insuflação de CO₂ correta


O Conjunto de Tubos de Insuflação ORIS completa o portefólio laparoscópico da Medline. Filtrar e insuflar CO₂ limpo permite aos médicos determinar o pneumoperitoneu com eficácia, antes e durante os procedimentos laparoscópicos.

A Medline oferece uma linha de produtos totalmente compatíveis para uso em conjugação com diferentes insufladores.

| Imagem | Conjunto de Tubos de Insuflação ORIS | Gama de compatibilidade |
|---|--|---|
|  | ORISISO com conector ISO 15 M/22 F | Karl Storz Richard Wolf Stryker ConMed |
|  | ORIS15 com conector macho de 15 mm | Karl Storz Richard Wolf |
|  | ORISLL com conector Luer-Lock | Olympus |
|  | ORISPUSH com conector fêmea flexível | Stryker |



ORISLL
Conector Luer-lock



ORISPUSH
Conector fêmea



ORISISO
Conector ISO 15 macho/22 fêmea



Vantagens e funcionalidades:


- Oferece tubos flexíveis e um filtro altamente seguro
- Filtros com BFE e VFE de 99,9%
- Gama totalmente compatível

| Referência | Descrição | Comprimento | Embalagem |
|------------|--|-------------|----------------|
| ORISISO | Conjunto de insuflação para a sala de operações com conector ISO 15 M/22 F | 3 m | 25 unid./caixa |
| ORIS15 | Conjunto de Insuflação Operatório com conector de 15 mm | 3 m | 25 unid./caixa |
| ORISLL | Conjunto de Insuflação Sala de Operações com conector Luer-Lock | 3 m | 25 unid./caixa |
| ORISPUSH | Conjunto de Insuflação Sala de operações com conector fêmea | 3 m | 25 unid./caixa |

Agulha de Veress MED-LAP

Para o estabelecimento seguro do pneumoperitoneu

A agulha de insuflação está equipada com um estilete rombo retráctil acionado com mola que foi concebido para o estabelecimento simples e seguro de pneumoperitoneu em procedimentos laparoscópicos.



Vantagens e funcionalidades:


- Esponja de aplicação não abrasiva e sem desprendimento de fios
- Kit pronto a usar: frasco e esponja
- Frasco com tampa de rosca com uma solução alcoólica ligeira

| Referência | Descrição | Comprimento | Calibre | Olhais de insuflação | Embalagem |
|------------|----------------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------|
| ORVN12 | Agulha de Veress para insuflação | 120 mm | 14 | 2 | 12 unid./caixa |
| ORVN15 | Agulha de Veress para insuflação | 150 mm | 14 | 2 | 12 unid./caixa |

Solução Anti-embaciamento MED-LAP

Para prevenir o embaciamento das lentes dos laparoscópios

As soluções anti-embaciamento impedem que as lentes laparoscópicas se embacem, proporcionando assim uma visão desobstruída durante os procedimentos laparoscópicos.



Vantagens e funcionalidades:

- Esponja de aplicação não abrasiva e sem desprendimento de fios
- Kit pronto a usar: frasco e esponja
- Frasco com tampa de rosca com uma solução alcoólica ligeira

| Referência | Descrição | Embalagem |
|------------|-----------|----------------|
| NONFB100 | 6 ml | 20 unid./caixa |

Conjunto de Sucção-Irrigação MED-LAP

Para manter o campo de trabalho limpo e sem líquidos e fumos

Este sistema de sucção-irrigação permite a sucção ou a irrigação fácil e eficiente, a fim de manter a cavidade abdominal sem sangue, líquidos e fumo durante os procedimentos laparoscópicos. Garante, portanto uma intervenção cirúrgica segura.



Cânula com Diâmetro Interno de 5 ou 10 mm e ponta atraumática arredondada que previne danos nos tecidos



Orifícios distais posicionados lateralmente que impedem a aspiração inadvertida do tecido



Cânula feita de **policarbonato não condutor***, compatível com procedimentos eletrocirúrgicos

*Apenas cânula de 5 mm

Botões codificados por cores que permitem uma identificação rápida e ajudam a evitar o uso indevido

- Para irrigação
- Para sucção



Peça de mão ergonômica de duplo pistão que permite uma operação com as duas mãos e trabalhar sem cansaço

Porta de rosca que permite uma fácil inserção dos eletrodos ou de outras sondas, através da cânula



Vantagens e funcionalidades:

- Livre de DEHP
- Tubagem de baixo torque com separação fácil
- Conjunto de sucção-irrigação com cânula de 33 cm ou de 45 cm para cirurgia bariátrica e cirurgia robótica
- Cânula simples de 45 cm disponível
- Um ou dois espigões para ligar 1 ou 2 sacos de irrigação

| Referência | Descrição | Cânula de sucção-irrigação | | | Embalagem |
|----------------|--|----------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| | | Diâmetro exterior | Comprimento | Orifícios laterais | |
| OR1200S | Conjunto de sucção-irrigação com espigão único | 5 mm | 33 cm | 8 | 12/caixa |
| OR1201D | Conjunto de sucção-irrigação com espigão duplo | 5 mm | 33 cm | 8 | 12/caixa |
| OR1245S | Conjunto de sucção-irrigação com espigão único | 5 mm | 45 cm | 8 | 12/caixa |
| ORC45 | Cânula de sucção-irrigação | 5 mm | 45 cm | 8 | 10/caixa |
| ONG299601CST12 | Conjunto de sucção-irrigação com espigão único | 10 mm | 33 cm | 8 | 5/caixa |



Medline International Portugal Unipessoal LDA
 Avenida do Brasil, 43-3º Direito
 1700-062 Lisboa
 Portugal
 Linha Azul: +351 808 291 921
 Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

SIGA-NOS



O conjunto ONGxxx é um dispositivo médico estéril classe IIa. 0459 (G-MED) Rocamed France
 ZI de Signes, Allée de Stockolm
 83870 Signes, França

ORISxxx são dispositivos médicos estéreis classe IIa. 2460 (DNP Product Assurance AS) OBELIS S.A.
 Bd. Général Wahis, 53
 1030 Bruxelles, Bélgica

As agulhas de Veress são dispositivos médicos estéreis classe IIa. 1639 (SGS Belgium NV) Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 Eiffelstraße 80
 20537 Hamburgo, Alemanha

A solução anti-embaciamento é um dispositivo médico estéril classe IIa. 2797 (BSI, Países Baixos) Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP Haia, Países Baixos

OR12xxx e ORC45 são dispositivos médicos estéreis classe IIa. 0197 (TUV Rheinland) Luxus Lebenswelt GmbH
 Kochstraße 1
 47877 Willich, Alemanha

Os produtos indicados destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2023 Medline é uma marca registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1048_PT 04/2023