



HUDSON
RCI®



**Großvolumige
Vernebler
Produkt-
übersicht**

Vorgefüllte Vernebler und Adapter

Als Kombinationslösungen erhältlich mit Reservoir und sterilem Adapter in einer praktischen Packung.

Vorgefüllte Vernebler und Adapter

Artikelnummer	Fassungsvermögen des Verneblers (ml)			Adapter		Packungseinheit
	440	760	1070	028	028F*	
044-28F*	●				●	20
037-28F*		●			●	10
403728		●		●		10
404128			●	●		10
404428	●			●		20

*Kompatibel mit französischem Flowmeter-Anschluss



Vorgefüllte Vernebler

Die vorgefüllten Vernebler von AQUAPAK® bieten vielseitige, sterile Systeme für die Kalt- oder Warmverneblung. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Reservoiren, Adaptern und Lösungen, um spezifische Patientenanforderungen effizient und wirtschaftlich zu erfüllen.

- Gammasterilisiert

Vorgefüllte Vernebler

Artikelnummer	Fassungsvermögen	Inhalt	Packungseinheit
400400	440 ml	Steriles Wasser	20
403700	760 ml	Steriles Wasser	10
404000	1070 ml	Steriles Wasser	10
403709	760 ml	0,9 % Kochsalzlösung	10



Vernebleradapter

Wählen Sie zwischen zwei AQUAPAK® Präzisions-Vernebleradaptern, für eine konstante Aerosolabgabe aus einem breiten Spektrum an Sauerstoffkonzentrationen. Alle Adapter sind mit einem Venturi-Ring ausgestattet, der die Auswahl verschiedener Sauerstoffkonzentrationen ermöglicht, um den Bedürfnissen von Patienten auf der Intensivstation gerecht zu werden. Alle Artikel sind aus Polycarbonat gefertigt, einzeln verpackt und steril.

Vernebleradapter

	Artikelnummer	Beschreibung						Packungseinheit
028	403128 031-28F*	Auswahl der Sauerstoffkonzentrationen von 28 % bis 98 %						50
		O2 %	28 %	33 % - 35 %	40 % - 50 %	60 % - 80 %	98 %	
	L/MIN	5	8	10	10	10		
033	403133	Auswahl der Sauerstoffkonzentrationen von 33 % bis 98 %						50
		O2 %	-	33 % - 35 %	40 % - 50 %	60 % - 80 %	98 %	
	L/MIN	-	8	10	10	10		

*Kompatibel mit französischem Flowmeter-Anschluss

Einweg-Sprudlergefäß für die Aerosoltherapie

- 500 ml
- Vorgegebene Höchst- und Mindestwasserstandslinien
- Konzentration: 28-98 %
- Einzeln verpackt

Einweg-Sprudlergefäß für die Aerosoltherapie

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
41770	Sprudler für die Aerosoltherapie	50



AQUATHERM® III externes justierbares elektronisches Heizgerät

- Befestigung am Verneblersystem für warmes Aerosol
- Justierbare, an den Bedarf des Patienten anpassbare Aerosoltemperatur mit empfindlichem Temperaturregler
- Solides, robustes Heizgerät

AQUATHERM® III externes justierbares elektronisches Heizgerät

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
050-12 D	220-240 V, 50 Hz	1
050-12 E	Netzstecker in britischer Ausführung	



Zubehör für die Verneblung

	Artikelnummer	Fassungsvermögen	Packungseinheit
Patientenschnittstellen	41085	Aerosolmaske; Kinder	50
	1083	Aerosolmaske; Erwachsene	50
	1083P	Aerosolmaske; Erwachsene	50
	41095	Gesichts-Zeltmaske; Erwachsene	50
	1075	Tracheostomiaske; Erwachsene	50
Schläuche	1680	Corr-A-Flex II; Rolle, 30 ml, blau	1 Rolle
	41518	Corr-A-Flex II; Schlauch, 180 cm, transparent	50
T-Stücke	41077	22 M/15 F-22 M/22 M; auslaufsichere Ausführung	50
	41639	22 M/18 F/22 F	50
	41648	22 M/15 F-22 M/22 M	50
	41651	22 M/15 F-22 M/22 F	50
	41740	Drainagebeutel	50





Vergessen Sie nicht, auch unser Angebot an kleinvolumigen Vernebler Lösungen auszuprobieren, für mehr:

Effizienz

Erzeugt einen konzentrierten Nebel in der therapeutischen Partikelgröße

Sicherheit

Mit leicht abzudichtender, auslaufsicherer Schraubkappe, die eine einfache Montage ermöglicht und ein Auslaufen verhindert

Vielseitigkeit

Eignet sich für die Verwendung bei Hand- oder Inline-Behandlungen.



Wenn Sie mehr über diese Produkte erfahren möchten, wenden Sie sich an unser Medline Kundenservice Team oder besuchen Sie: www.medline.eu/de

Die Artikel 031-28F, 044-28F, 037-28F, 050-12 E, 050-12 E, 403128, 403133, 403728, 404128, 404428, 400400, 403700, 404000, 403709, 41770, 1680, 41518, 41077, 41639, 41648, 41740 und 41651 sind Medizinprodukte der Klassen IIa, IIb und I.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Die Artikel 41085, 1083, 1083P, 41095 und 1075 sind Medizinprodukte der Klasse IIa.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Diese Produkte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1330_DE 03/2024