



HUDSON
RCI®



**Nebulizadores
de gran
volumen**

**Visión general
del producto**

AQUAPAK

Nebulizadores precargados + adaptadores

Soluciones combinadas disponibles con reservorio y adaptador estéril en un envase integral para mayor comodidad.

Nebulizadores precargados + adaptadores						
Referencia	Capacidad de los nebulizadores (ml)			Adaptadores		Cantidad por caja
	440	760	1070	028	028F*	
044-28F*	●				●	20
037-28F*		●			●	10
403728		●		●		10
404128			●	●		10
404428	●			●		20

*Compatible con la conexión francesa del caudalímetro



Nebulizadores precargados

Los nebulizadores precargados AQUAPAK ofrecen sistemas versátiles y estériles para proporcionar nebulización en frío o en caliente. Escoja entre una amplia variedad de reservorios, adaptadores y soluciones para satisfacer las necesidades específicas de los pacientes de forma eficiente y económica.



- Esterilización gamma

Nebulizadores precargados			
Referencia	Capacidad	Contenido	Cantidad por caja
400400	440 ml	Agua estéril	20
403700	760 ml	Agua estéril	10
404000	1070 ml	Agua estéril	10
403709	760 ml	Solución salina al 0,9 %	10



Adaptadores de nebulizador

Escoja entre dos adaptadores para nebulizador para la administración consistente de aerosoles entre una amplia gama de concentraciones de oxígeno. Todos los adaptadores tienen un anillo de entrada de estilo Venturi, que permite seleccionar diferentes concentraciones de oxígeno para satisfacer las necesidades de los pacientes de la UCI. Todas las referencias están fabricadas con policarbonato, envasadas individualmente y son estériles.

Adaptadores de nebulizador								
Referencia	Descripción						Cantidad por caja	
028		Selección de concentraciones de oxígeno del 28 % al 98 %						50
		O2 %	28%	33 – 35 %	40 – 50 %	60 – 80 %	98%	
		LPM	5	8	10	10	10	
	033		Selección de concentraciones de oxígeno del 33 % al 98 %					
O2 %			-	33 – 35 %	40 – 50 %	60 – 80 %	98%	
LPM			-	8	10	10	10	

*Compatible con la conexión francesa del caudalímetro



Nebulizador desechable de gran volumen para ventilación mecánica

- 500 ml
- Líneas de nivel de agua máximo y mínimo definidas
- Concentración: 28% – 98%
- Envasado individual

Nebulizador desechable de gran volumen para ventilación mecánica

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
41770	Nebulizador para ventilación mecánica	50



Calentador electrónico externo ajustable AQUATHERM® III

- Proporciona aerosol en caliente al acoplarse al sistema de nebulización
- Temperatura del aerosol ajustable para satisfacer las necesidades del paciente con un controlador de temperatura de alta sensibilidad
- Calentador robusto y duradero

Calentador electrónico externo ajustable AQUATHERM® III

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
050-12 D	220 – 240 V, 50 Hz	1
050-12 E	Cabezal de enchufe para Reino Unido	



Accesorios de nebulización

	Referencia	Capacidad	Cantidad por caja
Interfaces de paciente	41085	Mascarilla alargada para aerosoles; pediatría	50
	1083	Mascarilla alargada para aerosoles; adultos	50
	1083P	Mascarilla alargada para aerosoles; adultos	50
	41095	Mascarilla tipo carpa para aerosoles; adultos	50
	1075	Mascarilla de traqueotomía para aerosoles; adultos	50
Tubos	1680	Corr-A-Flex II; rollo, 30 ml, azul	1 rollo
	41518	Corr-A-Flex II; tubo, 180 cm, transparente	50
	41077	22 M/15 F – 22 M/22 M; diseño antiderrame	50
Piezas en T	41639	22 M/18 F/22 F	50
	41648	22 M/15 F – 22 M/22 M	50
	41651	22 M/15 F – 22 M/22 F	50
	41740	Bolsa de drenaje	50





No olvide probar también nuestras soluciones de nebulización de pequeño volumen, para aumentar:

La eficiencia

Produce una niebla concentrada al nivel del tamaño de las partículas terapéuticas

La seguridad

Contiene un tapón de cierre fácil, antiderrame y roscado para facilitar el montaje y evitar fugas

La versatilidad

Se puede utilizar en tratamientos manuales o en línea.



Para saber más sobre estos productos, póngase en contacto con su Account Manager de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es

Referencias 031-28F, 044-28F, 037-28F, 050-12 E, 050-12 E, 403128, 403133, 403728, 404128, 404428, 400400, 403700, 404000, 403709, 41770, 1680, 41518, 41077, 41639, 41648, 41740 y 41651 son productos sanitarios de clase IIa, IIb e I.

Referencias 41085, 1083, 1083P, 41095 y 1075 son productos sanitarios de clase IIa.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Irlanda



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Irlanda



1639 (SGS Belgium NV)



1639 (SGS Belgium NV)

Estos productos están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1330_ES 01/2023