



HUDSON
RCI®



**Nebulizzatori
di grande
volume**

**Panoramica
sui prodotti**

AQUAPAK

Nebulizzatori preriempiti + adattatori

Le soluzioni combinate sono disponibili con il serbatoio e l'adattatore sterile comodamente confezionati insieme.

Nebulizzatori preriempiti + adattatori						
Codice	Capacità dei nebulizzatori (ml)			Adattatori		Confezionamento di vendita
	440	760	1070	028	028F*	
044-28F*	●				●	20
037-28F*		●			●	10
403728		●		●		10
404128			●	●		10
404428	●			●		20

*Compatibile con l'attacco del flussimetro francese



Nebulizzatori preriempiti

I nebulizzatori preriempiti AQUAPAK offrono sistemi versatili e sterili per la nebulizzazione a freddo o a caldo. Scegliete tra un'ampia gamma di serbatoi, adattatori e soluzioni per soddisfare le esigenze specifiche dei pazienti in modo efficiente ed economico.

- Gamma sterile

Nebulizzatori pre-riempiti			
Codice	Capacità	Contenuto	Confezionamento di vendita
400400	440 ml	Acqua sterile	20
403700	760 ml	Acqua sterile	10
404000	1070 ml	Acqua sterile	10
403709	760 ml	0,9% di soluzione fisiologica	10



Adattatori per nebulizzatori

Scegli tra due adattatori AQUAPAK per nebulizzatore per l'erogazione di un aerosol coerente e precisa con un'ampia gamma di concentrazioni di ossigeno Tutti gli adattatori sono dotati di un anello di regolazione tipo Venturi, che consente di selezionare diverse concentrazioni di ossigeno per soddisfare le esigenze dei pazienti in terapia intensiva. Tutti i codici sono in policarbonato, confezionati singolarmente e sterili.

Adattatori per nebulizzatori								
	Codice	Descrizione						Confezionamento di vendita
			O ₂ %					
028	403128 031-28F*	Selezione di concentrazioni di ossigeno dal 28% al 98%.						50
			28%	33 – 35%	40 – 50%	60 – 80%	98%	
			LPM	5	8	10	10	
033	403133	Selezione di concentrazioni di ossigeno dal 33% al 98%						50
			O ₂ %	-	33 – 35%	40 – 50%	60 – 80%	
			LPM	-	8	10	10	

*Compatibile con l'attacco del flussimetro francese



Nebulizzatore di grandi volumi monouso per la ventilazione meccanica

- 500 ml
- Linee di livello massimo e minimo dell'acqua definite
- Concentrazione: 28% – 98%
- Confezionato singolarmente

Nebulizzatore di grandi volumi monouso per la ventilazione meccanica

Codice	Descrizione	Confezionamento di vendita
41770	Nebulizzatore per la ventilazione meccanica	50



AQUATHERM® III Riscaldatore elettronico regolabile esterno

- Fornisce un aerosol riscaldato connettendosi al sistema di nebulizzazione
- Temperatura dell'aerosol regolabile per soddisfare le esigenze del paziente con un sensibile regolatore di temperatura
- Riscaldatore robusto e durevole

AQUATHERM® III Riscaldatore elettronico regolabile esterno

Codice	Descrizione	Confezionamento di vendita
050-12 D	220 – 240 V, 50 Hz	1
050-12 E	Spina di alimentazione stile Regno Unito	



Accessori per la nebulizzazione

	Codice	Capacità	Confezionamento di vendita
Interfacce per i pazienti	41085	Maschera allungata per aerosol; pediatrica	50
	1083	Maschera, aerosol, allungata, per adulti	50
	1083P	Maschera, aerosol, allungata, per adulti	50
	41095	Maschera facciale a tenda per aerosol; adulto	50
	1075	Maschera tracheostomia per aerosol; adulto	50
Tubi	1680	Corr-A-Flex II; rotolo, 30 ml, blu	1 Rotolo
	41518	Corr-A-Flex II; tubo, 180 cm, trasparente	50
	41077	22 M/15 F - 22 M/22 M; design anti-versamento	50
Pezzi a T	41639	22 M/18 F/22 F	50
	41648	22 M/15 F - 22 M/22 M	50
	41651	22 M/15 F - 22 M/22 F	50
	41740	Sistema di drenaggio	50





Non dimenticate di provare anche le nostre soluzioni di nebulizzazione per piccoli volumi, per aumentare:

Efficienza

Produce una nebulizzazione concentrata a livello di particelle terapeutiche

Sicurezza

Contiene un tappo filettato a chiusura facilitata e anti-versamento per facilitare l'assemblaggio e prevenire le perdite.

Versatilità

Adatto per l'uso durante i trattamenti manuali o in linea.



Per saperne di più sulle mascherine chirurgiche, contattate il vostro account manager Medline o visitate www.medline.eu/it

I codici 031-28F, 044-28F, 037-28F, 050-12 E, 050-12 E, 403128, 403133, 403728, 404128, 404428, 400400, 403700, 404000, 403709, 41770, 1680, 41518, 41077, 41639, 41648, 41740 e 41651 sono dispositivi medici di classe IIa, IIb, I.



Teleflex Medical IDA Business and Technology Park,
Dublin road Athlone Co. Westmeath, Irlanda



1639 (SGS Belgium NV)

I codici 41085, 1083, 1083P, 41095 e 1075 sono dispositivi medici di classe IIa.



Teleflex Medical IDA Business and Technology Park,
Dublin road Athlone Co. Westmeath, Irlanda



1639 (SGS Belgium NV)

Questi prodotti sono destinati ad essere utilizzati dal personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1330_IT 01/2023