



**HUDSON**  
RCI®



**Vernevelaars met  
Groot Volume  
Product-  
overzicht**

# AQUAPAK

## Voorgevulde vernevelaars + adapters

Gecombineerde oplossing zijn verkrijgbaar met reservoir en steriele adapter, handig samen verpakt.

### Voorgevulde vernevelaars + adapters

Referentie	Capaciteit vernevelaars (ml)			Adapters		Verpakkingsinhoud
	440	760	1070	028	028F*	
044-28F*	●				●	20
037-28F*		●			●	10
403728		●		●		10
404128			●	●		10
404428	●			●		20

\*Compatibel met Franse flowmeter aansluiting



## Voorgevulde vernevelaars

AQUAPAK voorgevulde vernevelaars bieden veelzijdige, steriele systemen voor koude of verwarmde verneveling. Kies uit een grote verscheidenheid aan reservoirs, adapters en oplossingen om efficiënt en economisch aan specifieke patiëntvereisten te voldoen.

- Gammasteriel

### Gevulde vernevelaars



Referentie	Capaciteit	Inhoud	Verpakkingsinhoud
400400	440 ml	Steriel water	20
403700	760 ml	Steriel water	10
404000	1070 ml	Steriel water	10
403709	760 ml	0,9% zoutoplossing	10



## Vernevelaar Adapters

Keuze uit twee vernevelaar adapters voor de toediening van een consistente nevel in een breed scala aan zuurstofconcentraties. Alle adapters hebben een Venturi entrainment ring, om de keuze voor verschillende zuurstofconcentraties mogelijk te maken om aan de behoeften van IC patiënten te voldoen. Alle artikelen zijn gemaakt van polycarbonaat, individueel verpakt en steriel.

### Vernevelaar Adapters

Referentie	Omschrijving	Verpakkingsinhoud						
028	 Selectie van zuurstofconcentraties van 28% tot 98%	02%	28%	33 – 35%	40 – 50%	60 – 80%	98%	50
		LPM	5	8	10	10	10	
		403128 031-28F*						
033	 Selectie van zuurstofconcentraties van 33% tot 98%	02%	-	33 – 35%	40 – 50%	60 – 80%	98%	50
		LPM	-	8	10	10	10	
		403133						

\*Compatibel met Franse flowmeter aansluiting

## Disposable Groot Volume Vernevelaar voor Mechanische Beademing

- 500 ml
- Vastgestelde maximum en minimum waterpeil lijnen
- Concentratie: 28% - 98%
- Individueel verpakt



### Disposable Groot Volume Vernevelaar voor Mechanische Beademing

Referentie	Omschrijving	Verpakkingsinhoud
41770	Vernevelaar voor mechanische beademing	50

## AQUATHERM® III Externe Instelbare Elektronische Verwarming

- Zorgt voor verwarmde nevel door bevestiging op het vernevelsysteem
- Instelbare neveltemperatuur om aan de behoeften van de patiënt te voldoen met een gevoelige temperatuurregelaar
- Robuuste, duurzame verwarming



### AQUATHERM III Externe Instelbare Elektronische Verwarmer

Referentie	Omschrijving	Verpakkingsinhoud
050-12 D	220 - 240 V, 50 Hz	1
220 - 240 V, 50 Hz	United Kingdom-stekker	

## Vernevelaar Accessoires

	Referentie	Capaciteit	Verpakkingsinhoud
Patiëntinterfaces	41085	Langwerpig vernevelmasker; pediatriesch	50
	1083	Langwerpig vernevelmasker; volwassenen	50
	1083P	Langwerpig vernevelmasker; volwassenen	50
	41095	Vernevel tentmasker; volwassenen	50
	1075	Vernevel tracheostoma masker; volwassenen	50
Slangen	1680	Corr-A-Flex II; rol, 30 m, blauw	1 rol
	41518	Corr-A-Flex II; slang, 180 cm, transparant	50
	41077	22 M/15 F - 22 M/22 M; antilek ontwerp	50
T-stukken	41639	22 M/18 F/22 F	50
	41648	22 M/15 F - 22 M/22 M	50
	41651	22 M/15 F - 22 M/22 F	50
	41740	Drainagezak	50







Vergeet niet om ook onze klein volume vernevelaar oplossingen te bekijken, voor meer:

### Efficiëntie

Produceert een geconcentreerde nevel met een therapeutische deeltjesgrootte

### Veiligheid

Met goed sluitende, antilek schroefdop voor eenvoudige montage en tegen lekken

### Flexibiliteit

Geschikt voor gebruik met de hand of in-lijn.



Voor meer informatie over dit product, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

Artikelen 031-28F, 044-28F, 037-28F, 050-12 E, 050-12 E, 403128, 403133, 403728, 404128, 404428, 400400, 403700, 404000, 403709, 41770, 1680, 41518, 41077, 41639, 41648, 41740 en 41651 zijn klasse IIa, IIb, I medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA  
Business and Technology Park, Dublin road  
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Artikelen 41085, 1083, 1083P, 41095 en 1075 zijn klasse IIa medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA  
Business and Technology Park, Dublin road  
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1330\_NL 02/2024