



HUDSON
RCI®



Nebulizadores de Grande Volume
Visão geral do produto

AQUAPAK

Nebulizadores pré-cheios + Adaptadores

Soluções combinadas disponíveis com reservatório e adaptador estéril convenientemente embalados juntos.

Nebulizadores pré-cheios + Adaptadores

Referência	Capacidade dos nebulizadores (ml)			Adaptadores		Quantidade por caixa
	440	760	1070	028	028F*	
044-28F*	●				●	20
037-28F*		●			●	10
403728		●		●		10
404128			●	●		10
404428	●			●		20

*Compatível com ligação de fluxómetro francês



Nebulizadores pré-cheios

Os nebulizadores pré-cheios AQUAPAK são sistemas versáteis e estéreis para fornecer nebulização fria ou aquecida. Escolha entre uma ampla variedade de reservatórios, adaptadores e soluções para satisfazer os requisitos específicos do paciente de uma forma eficiente e económica.

- Esterilizados com raios gama

Nebulizadores pré-cheios



Referência	Capacidade	Conteúdo	Quantidade por caixa
400400	440 ml	Água estéril	20
403700	760 ml	Água estéril	10
404000	1070 ml	Água estéril	10
403709	760 ml	0,9% Soro	10



Adaptadores para Nebulizador

Selecione entre dois adaptadores de nebulizador para fornecer um aerossol consistente a partir de uma ampla gama de concentrações de oxigénio. Todos os adaptadores têm um anel de arrastamento tipo Venturo que permite a seleção de diferentes concentrações de oxigénio para satisfazer as necessidades dos pacientes internados na UCI. Todas as referências são feitas de policarbonato, embaladas individualmente e estéreis.

Adaptadores para Nebulizador

Referência	Descrição	Quantidade por caixa						
028	 Seleção de concentrações de oxigénio de 28% a 98%	O2%	28%	33 - 35%	40 - 50%	60 - 80%	98%	50
		LPM	5	8	10	10	10	
		403128	403128F*					
033	 Seleção de concentrações de oxigénio de 33% a 98%	O2%	-	33 - 35%	40 - 50%	60 - 80%	98%	50
		LPM	-	8	10	10	10	
		403133						

*Compatível com ligação de fluxómetro francês

Nebulizador descartável de grande volume para ventilação mecânica

- 500 ml
- Linhas de nível de água máximo e mínimo definidas
- Concentração: 28% - 98%
- Embalado individualmente



Nebulizador descartável de grande volume para ventilação mecânica

Referência	Descrição	Quantidade por caixa
41770	Nebulizador para ventilação mecânica	50

Aquecedor Eletrônico Ajustável Externo AQUATHERM® III

- Fornece aerossol aquecido ligando-se ao sistema nebulizador
- Temperatura do aerossol ajustável para satisfazer as necessidades do paciente com um controlador de temperatura sensível
- Aquecedor robusto e durável



Aquecedor Eletrônico Ajustável Externo AQUATHERM® III

Referência	Descrição	Quantidade por caixa
050-12 D	220 - 240 V, 50 Hz	1
050-12 E	Ficha de alimentação estilo Reino Unido	

Acessórios de nebulização

	Referência	Capacidade	Quantidade por caixa
União em T	41085	Máscara alongada aerossol; pediátrica	50
	1083	Máscara alongada aerossol; adulto	50
	1083P	Máscara alongada aerossol; adulto	50
	41095	Máscara facial tipo tenda aerossol; adulto	50
	1075	Máscara traqueostomia aerossol; adulto	50
Tubos	1680	Corr-A-Flex II; rolo, 30 ml, azul	1 rolo
	41518	Corr-A-Flex II; tubo, 180 cm, transparente	50
	41077	22 M/15 F - 22 M/22 M; design anti-derrames	50
	41639	22 M/18 F/22 F	50
	41648	22 M/15 F - 22 M/22 M	50
	41651	22 M/15 F - 22 M/22 F	50
	41740	Saco de drenagem	50





Não se esqueça de experimentar as nossas soluções de nebulização de pequeno volume para aumentar a:

Eficiência

Produz uma névoa concentrada com um tamanho de partícula de nível terapêutico

Segurança

Contém uma tampa roscada anti-derrames e de fecho fácil para promover uma montagem fácil e evitar fugas

Versatilidade

Adequado para uso durante tratamentos portáteis ou em linha.



Para ficar a saber mais sobre estes produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt

Referências 031-28F, 044-28F, 037-28F, 050-12 E, 050-12 E, 403128, 403133, 403728, 404128, 404428, 400400, 403700, 404000, 403709, 41770, 1680, 41518, 41077, 41639, 41648, 41740 e 41651 são dispositivos médicos classe IIa, IIb e I.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Irlanda



1639 (SGS Belgium NV)

Referências 41085, 1083, 1083P, 41095 e 1075 são dispositivos médicos classe IIa.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Irlanda



1639 (SGS Belgium NV)

Estes produtos destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1330_PT 04/2023