



**Protección  
del equipamiento  
de iluminación  
en quirófanos**

Medline ofrece fundas estériles de un solo uso para mangos de lámpara a fin de evitar la lenta y cara tarea de reprocesamiento de los mangos de lámpara reutilizables en el quirófano. Nuestras fundas son fáciles de colocar y se emplea un envasado plano para facilitar la reducción de residuos.

Están diseñadas en diferentes estilos para satisfacer sus necesidades. Aquí le ofrecemos algunos consejos para ayudarle a elegir entre nuestras fundas universales, flexibles o enganchables.

## Para el uso con mangos de lámpara reutilizables

### Mango de lámpara reutilizable



### Funda de mango de lámpara universal

Sujeciones largas que se adaptan fácilmente al mango de la lámpara



## Para el uso con adaptadores de mangos de lámpara universales

### Adaptador con pestaña



### Funda de mango de lámpara flexible

Cobertura total de la pestaña del adaptador para ayudar a reducir el riesgo de contaminación



### Adaptador con anillo



### Funda de mango de lámpara enganchable


Sujeciones internas que se enganchan firmemente al adaptador del mango para garantizar una colocación segura



Referencia	Descripción	Envasado	Número de componente en Equipos Personalizados
16558A	Funda de mango de lámpara universal	200 unidades/caja	9053EU-BULK
FLHC1	Funda de mango de lámpara flexible (1 unidad)	400 unidades/caja	9100A-EU
FLHC2	Funda de mango de lámpara flexible (2 unidades)	200 unidades/caja	N/A
AR-LHCB01	Funda de mango de lámpara semirrígida (1 unidad)	100 unidades/caja	N/A
AR-LHCB02	Funda de mango de lámpara semirrígida (2 unidades)	60 unidades/caja	N/A

Si requiere más información, por favor, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)

Las fundas de mango de lámpara son productos sanitarios de clase I estéril para el uso por profesionales sanitarios.

FLHC1, FLHC2 y 16558A cuentan con la certificación de BSI.  Medline International France SAS 2797  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia

AR-LHCB01 y AR-LHCB02 cuentan con la certificación de Presafe Denmark A/S.  ArcRoyal, Virginia Road, Kells, Co. Meath, Irlanda  0543

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2023 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1344\_ES 04/2023