



**Protection des
poignées de
scialytiques
des salles
d'opération**

Medline propose des housses stériles à usage unique pour les poignées de scialytique afin d'éviter la tâche longue et coûteuse du retraitement des poignées de scialytique réutilisables dans le bloc opératoire. Nos housses de poignée de scialytique sont faciles à utiliser et l'emballage à plat favorise la réduction des déchets.

Conçues dans différents styles pour répondre à vos besoins, voici quelques conseils pour vous aider à choisir parmi nos housses de poignée de scialytiques universelles, flexibles ou à clipser.

À utiliser avec des poignées de scialytiques réutilisables

Adaptateur pour poignée de scialytique réutilisable



Housse universelle pour poignée de scialytique

Des housses longues qui s'adaptent facilement aux poignées de scialytique



Vous recherchez des poignées de scialytique universelles?

Adaptateur avec collerette



Housse flexible pour poignée de scialytique

Couverture complète de la collerette de la poignée afin de réduire le risque de contamination.



Adaptateur avec anneau



Housse de protection pour poignée de scialytique

Des accroches internes qui s'accrochent fermement à l'adaptateur de poignée pour garantir un placement sûr.



Référence	Description	Conditionnement	Référence du conditionnement
16558A	Housse universelle pour poignée de scialytique	200/carton	9053EU-BULK
FLHC1	Housse flexible pour poignée de scialytique	400/carton	9100A-EU
FLHC2	Housse flexible pour poignée de scialytique	200/carton	N/A
AR-LHCB01	Housse semi-rigide pour poignée de scialytique	100/carton	N/A
AR-LHCB02	Housse semi-rigide pour poignée de scialytique	60/carton	N/A

Vous recherchez des poignées de scialytiques universelles? Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site : www.medline.eu/fr

Les housses pour poignée de scialytiques sont des dispositifs médicaux de classe I stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé.

FLHC1, FLHC2 et 16558A sont certifiés par BSI.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

AR-LHCB01 et AR-LHCB02 sont certifiés par Presafe Danmark A/S.  2797  0543
ArcRoyal, Virginia Road, Kells, Co. Meath, Ireland

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1344_FR 03/2023