

A close-up photograph of a surgical light fixture. The fixture has a large, circular, reflective lens that shows a distorted, colorful reflection of the surrounding environment. In the center of the lens, there is a green protective cap or sleeve covering the mounting mechanism. The cap is cylindrical with a flared top and a narrower stem. The fixture is mounted on a white arm that is part of a larger surgical light system.

**Proteção
de equipamento
de iluminação
na sala de
operações**

A Medline oferece proteções de punho de candeeiro estéreis e de utilização única para ajudar a evitar a dispendiosa e morosa tarefa de reprocessamento dos punhos de candeeiro reutilizáveis na sala de operações. As nossas proteções de punhos de candeeiro são fáceis de colocar e é usada uma embalagem com camadas planas para ajudar a reduzir os resíduos.

Concebidas em diferentes estilos para satisfazer as suas necessidades, seguem-se algumas dicas para ajudá-lo a escolher uma das nossas proteções de punhos de candeeiro universais, flexíveis ou com clipe.

Para serem usadas nos punhos reutilizáveis dos candeeiros

Punho de Candeeiro Reutilizável



Proteção de Punho de Candeeiro Universal

Comprido para se adaptar facilmente ao punho do candeeiro



Para serem usados nos adaptadores universais de punhos dos candeeiros

Adaptador com flange



Proteção de Punho de Candeeiro Flexível

Cobertura total da flange do adaptador para ajudar a reduzir o risco de contaminação



Adaptador com anel



Proteção de Punho de Candeeiro com Clipe

Partes internas que aderem com firmeza ao adaptador do punho para ajudar a garantir um posicionamento seguro





Referência	Descrição	Embalagem	Número do componente do pack
16558A	Proteção de Punho de Candeeiro Universal	200/caixa	9053EU-BULK
FLHC1	Proteção de Punho de Candeeiro Flexível (1 unid.)	400/caixa	9100A-EU
FLHC2	Proteção de Punho de Candeeiro Flexível (2 unid.)	200/caixa	N/A
AR-LHCB01	Proteção de Punho de Candeeiro Semi-rígida (1 unid.)	100/caixa	N/A
AR-LHCB02	Proteção de Punho de Candeeiro Semi-rígida (2 unid.)	60/caixa	N/A

Se precisar de mais informações, entre em contacto com o seu gestor de conta da Medline ou consulte: www.medline.eu/pt

As proteções de punho de candeeiro são dispositivos médicos classe I esterilizados, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.

As referências FLHC1, FLHC2 e 16558A são certificadas pelo BSI.  Medline International France SAS
5 rue Charles Landbergh
44110 Châteaubriant, França

As referências AR-LHCB01 e AR-LHCB02 são certificadas pelo Presafe Denmark A/S.  ArcRoyal, Virginia Road, Kells, Co. Meath, Irlanda  0543

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2023 Medline é uma marca registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1344_PT 04/2023