




**GESTION DES FLUIDES
ET DES LIQUIDES.**

LIQUI-LOC™

Le tapis absorbant et antidérapant



LE TAPIS LIQUI-LOC™

- Permet le maintien d'un environnement de travail sec et non glissant grâce à sa forte capacité d'absorption.
- La partie bleue au contact du sol, est antidérapante et imperméable à l'eau.
- La partie blanche absorbante, est résistante et non pelucheuse.
- « Respectueux » de l'environnement, les tapis LIQUI-LOC™ contiennent jusqu'à 60% de matériaux recyclés.

Le côté bleu fait de polyéthylène antidérapant, est à mettre au contact du sol. Le côté blanc à base de cellulose et de fibres de polyester, absorbe les liquides.

Liqui-Loc™ est disponible en 3 tailles :

Référence	Description	Capacité d'absorption	Conditionnement
ORLLPBS	SMALL - 70x100 cm	2.2L	13/carton
ORLLPBM	MEDIUM - 70x140 cm	3.0L	10/carton
ORLLPBL	LARGE - 70x180 cm	3.9L	8/carton



Principales caractéristiques

- Absorbant
- Antidérapant
- Usage unique
- > Environnement sécurisé

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre responsable commercial ou visitez notre site web www.medline.com/fr



Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: + 33 1 30 05 34 00
Fax: + 33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.com/nl
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.com/fr
ch-customerservice@medline.com