

MED-FLEX

Flexible Innenbehälter und wiederverwendbare Außenbehälter




**Eine Standard-
lösung, sicher
und intuitiv**

MED-FLEX Absaugsystem

Medline bietet eine funktionelle, sichere und zuverlässige Lösung für das Auffangen von Flüssigkeiten während chirurgischer Eingriffe. MED-FLEX verfügt über 2-Liter-Einweg-Innenbehälter und wiederverwendbare Außenbehälter. Es gibt zwei Arten von Innenbehältern:

- Mit Filter – für die Einzelkonfiguration
- Ohne Filter – ermöglicht eine serielle Konfiguration.



+ Vakuumquelle, angeschlossen an den L-Konnektor des wiederverwendbaren Außenbehälters


+ Transparenter, wiederverwendbarer 2-Liter-Außenbehälter mit Skalierung zum einfachen Ablesen der Menge an aufgefängenen Flüssigkeiten



- Rastet im wiederverwendbaren Außenbehälter ein
- Schützt vor Vakuumverlust

- Innenbehälter aus Polyethylen in niedriger Dichte
- Sehr flexibler Innenbehälter zur Optimierung des Bestandsmanagements

Flexibler Deckel für den Innenbehälter mit Filter (FSL200S)



Flexibler Deckel für Innenbehälter ohne Filter (FSL200T)



MED-FLEX Außen- und Innenbehälter

MED-FLEX Außenbehälter

Dieser wiederverwendbare 2-Liter-Außenbehälter besteht aus widerstandsfähigem Polycarbonat und ist transparent und skaliert. Jeder Außenbehälter kann an der Wand, einer Schiene oder einem Rollständer befestigt werden.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FSC2000	MED-FLEX 2l wiederverwendbarer Außenbehälter	12 Stück/ Karton



FSC2000
Wiederverwendbarer
Außenbehälter

MED-FLEX Innenbehälter

Unsere flexiblen 2-Liter-Einwegbehälter lassen sich ganz einfach entfalten und in einen entsprechenden wiederverwendbaren Außenbehälter einsetzen.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FSL200S	MED-FLEX 2 l Absaugbehälter mit Filter	100 Stück/ Karton
FSL200T	MED-FLEX 2 l Absaugbehälter ohne Filter	100 Stück/ Karton



FSL200T
Absaugbehälter ohne Filter



Der Absaugbehälter ohne Filter ermöglicht den Anschluss von mehreren Innenbehältern, die automatisch Flüssigkeiten von einem Behälter zum nächsten leiten.



FSL200S
Absaugbehälter mit Filter

Hardware und Zubehör

Zubehör für die Absaugung

Das flexible Absaugsystem ist mit einer großen Auswahl an Absaugzubehör erhältlich, das unterschiedliche Konfigurationen und einfache Absaugvorgänge ermöglicht.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
Vakuum-Management		
FSCVLCOF	MED-FLEX Vakuum-L-Konnektor mit An/Aus-Ventil	50 Stück/ Karton
FSCVLC	MED-FLEX Vakuum-L-Konnektor	50 Stück/ Karton
FSCVTC	MED-FLEX Vakuum-T-Konnektor	50 Stück/ Karton
FSCVTCOF	MED-FLEX Vakuum-T-Konnektor mit An/Aus-Ventil	50 Stück/ Karton
Absaugzubehör		
FSLPC	MED-FLEX Patienten-L-Konnektor	50 Stück/ Karton



FSCVLCOF



FSCVLC




FSCVTC



FSLPC



FSCVTCOF



Serielle
Konfiguration

MED-FLEX Montagehardware

Das flexible Absaugsystem verfügt über vielfältige Befestigungselemente (z. B. Wand-, Schienen- oder Rollständer-Befestigung).

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FSCCLAMP	MED-FLEX Schienenklemme	50 Stück/ Karton
FSCWM	MED-FLEX Wandhalterung	20 Stück/ Karton
FSCADAPT	MED-FLEX-Adapter	50 Stück/ Karton



FSCWM



FSCCLAMP



FSCADAPT

Allgemeine Hardware

Die Befestigung am Rollständer ermöglicht erweiterte und kundenindividuelle Konfigurationen.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
DYNDSCC	Rollständer aus Metall; höhenverstellbar zwischen 61 cm und 106 cm, für bis zu 4 Außenbehälter	1 Stück/ Karton
ORBASE	Rollständer; feste Höhe von 50 cm, für bis zu 2 Außenbehälter	1 Stück/ Karton
ORTROL4C	5-beiniger Rollständer mit 2 Bremsen; feste Höhe von 80 cm, für bis zu 4 Außenbehälter	2 Stück/ Karton
TUBVAC	Verstärkter Vakuumschlauch (Rolle mit 30 m)	1 Stück/ Karton



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C



TUBVAC



Für weitere Informationen zu unseren Produkten können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Website besuchen: www.medline.eu/de





Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

ORTROL4C ist ein nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

TUBVAC ist ein nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

MED-FLEX Produkte sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

DYNDSCC und ORBASE sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1349_DE 08/2023.



Prosimed S.r.l.
Via della Magliana, 295
00146 Rom, Italien

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich

Pergo Medikal ve Ilac San. A.Ş.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. Nr.9
Buca-İzmir, Türkei



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich

