

# MED-FLEX

Flexible Innenbehälter und wiederverwendbare Außenbehälter




**Eine Standard-  
lösung, sicher  
und intuitiv**

# MED-FLEX Absaugsystem

Medline bietet eine funktionelle, sichere und zuverlässige Lösung für das Auffangen von Flüssigkeiten während chirurgischer Eingriffe. MED-FLEX verfügt über 2-Liter-Einweg-Innenbehälter und wiederverwendbare Außenbehälter. Es gibt zwei Arten von Innenbehältern:

- Mit Filter – für die Einzelkonfiguration
- Ohne Filter – ermöglicht eine serielle Konfiguration.



+

Vakuumpumpe, angeschlossen an den L-Konnektor des wiederverwendbaren Außenbehälters

+


Transparenter, wiederverwendbarer 2-Liter-Außenbehälter mit Skalierung zum einfachen Ablesen der Menge an aufgefingenen Flüssigkeiten



- Rastet im wiederverwendbaren Außenbehälter ein
- Schützt vor Vakuumverlust

- Innenbehälter aus Polyethylen in niedriger Dichte
- Sehr flexibler Innenbehälter zur Optimierung des Bestandsmanagements

## Flexibler Deckel für den Innenbehälter mit Filter (FSL200S)



## Flexibler Deckel für Innenbehälter ohne Filter (FSL200T)



# MED-FLEX Außen- und Innenbehälter

## MED-FLEX Außenbehälter

Dieser wiederverwendbare 2-Liter-Außenbehälter besteht aus widerstandsfähigem Polycarbonat und ist transparent und skaliert. Jeder Außenbehälter kann an der Wand, einer Schiene oder einem Rollständer befestigt werden.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FSC2000	MED-FLEX 2l wiederverwendbarer Außenbehälter	12 Stück/ Karton



**FSC2000**  
Wiederverwendbarer  
Außenbehälter

## MED-FLEX Innenbehälter

Unsere flexiblen 2-Liter-Einwegbehälter lassen sich ganz einfach entfalten und in einen entsprechenden wiederverwendbaren Außenbehälter einsetzen.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FSL200S	MED-FLEX 2 l Absaugbehälter mit Filter	100 Stück/ Karton
FSL200T	MED-FLEX 2 l Absaugbehälter ohne Filter	100 Stück/ Karton



Der Absaugbehälter ohne Filter ermöglicht den Anschluss von mehreren Innenbehältern, die automatisch Flüssigkeiten von einem Behälter zum nächsten leiten.



**FSL200S**  
Absaugbehälter mit Filter



**FSL200T**  
Absaugbehälter ohne Filter

# Hardware und Zubehör

## Zubehör für die Absaugung

Das flexible Absaugsystem ist mit einer großen Auswahl an Absaugzubehör erhältlich, das unterschiedliche Konfigurationen und einfache Absaugvorgänge ermöglicht.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
<b>Vakuum-Management</b>		
FSCVLCOF	MED-FLEX Vakuum-L-Konnektor mit An/Aus-Ventil	50 Stück/ Karton
FSCVLC	MED-FLEX Vakuum-L-Konnektor	50 Stück/ Karton
FSCVTC	MED-FLEX Vakuum-T-Konnektor	50 Stück/ Karton
FSCVTCOF	MED-FLEX Vakuum-T-Konnektor mit An/Aus-Ventil	50 Stück/ Karton
<b>Absaugzubehör</b>		
FSLPC	MED-FLEX Patienten-L-Konnektor	50 Stück/ Karton



FSCVLCOF



FSCVLC



FSCVTC



FSLPC



FSCVTCOF



## MED-FLEX Montagehardware

Das flexible Absaugsystem verfügt über vielfältige Befestigungselemente (z. B. Wand-, Schienen- oder Rollständer-Befestigung).

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FSCCLAMP	MED-FLEX Schienenklemme	50 Stück/ Karton
FSCWM	MED-FLEX Wandhalterung	20 Stück/ Karton
FSCADAPT	MED-FLEX-Adapter	50 Stück/ Karton



FSCWM



FSCCLAMP



FSCADAPT

## Allgemeine Hardware

Die Befestigung am Rollständer ermöglicht erweiterte und kundenindividuelle Konfigurationen.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
DYNDSCC	Rollständer aus Metall; höhenverstellbar zwischen 61 cm und 106 cm, für bis zu 4 Außenbehälter	1 Stück/ Karton
ORBASE	Rollständer; feste Höhe von 50 cm, für bis zu 2 Außenbehälter	1 Stück/ Karton
ORTROL4C	5-beiniger Rollständer mit 2 Bremsen; feste Höhe von 80 cm, für bis zu 4 Außenbehälter	2 Stück/ Karton
TUBVAC	Verstärkter Vakuumschlauch (Rolle mit 30 m)	1 Stück/ Karton



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C



TUBVAC



**Für weitere Informationen** zu unseren Produkten können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Website besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland  
Tel.: +49 2821 7510-0



[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz  
Tel: +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz  
Tel: +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

ORTROL4C ist ein nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

TUBVAC ist ein nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

MED-FLEX Produkte sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

DYNDSCC und ORBASE sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.


Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1349\_DE 02/2024.

 Prosimed S.r.l.  
Via della Magliana, 295  
00146 Rom, Italien

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankreich

 Pergo Medikal ve İlaç San. A.Ş.  
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. Nr:9  
Buca-İzmir, Türkei

 EC REP

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankreich

