

MED-FLEX

Cartucce morbide monouso e Canister Riutilizzabili




**Una soluzione
standard,
sicura
e intuitiva**

Sistema di aspirazione MED-FLEX

Medline offre una soluzione funzionale, sicura e affidabile per la raccolta dei liquidi durante gli interventi chirurgici. MED-FLEX è dotato di cartucce di aspirazione monouso da 2 litri e di contenitori riutilizzabili. Esistono due tipi di cartucce:

- Con filtro - Consente un utilizzo in singola postazione
- Senza filtro - Consente l'impostazione seriale.



+

Sorgente di vuoto collegata al connettore a L della contenitore riutilizzabile

+

Canister trasparente e graduato da 2 litri riutilizzabile per una facile lettura dei liquidi raccolti



- Si incastra perfettamente all'interno di un canister riutilizzabile
- Impedisce la perdita di vuoto
- Cartuccia in polietilene a bassa densità
- Cartuccia molto flessibile per ottimizzare la gestione dello spazio di immagazzinamento

Coperchio cartuccia flessibile con filtro (FSL200S)



Coperchio cartuccia flessibile con filtro (FSL200T)



Contenitore e cartucce MED-FLEX

Contenitore esterno MED-FLEX

Questo contenitore riutilizzabile da 2 litri è realizzato in policarbonato resistente, trasparente e graduato. Ogni contenitore può essere montato a parete, su binario o su carrello.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FSC2000	Contenitore Esterno (Canister) Riutilizzabile MED-SOFT	12 unità/confezione di vendita



FSC2000 Contenitore esterno riutilizzabile

Cartuccia MED-FLEX

Le nostre cartucce flessibili monouso da 2 litri sono molto facili da dispiegare e da collocare all'interno della relativa tanica riutilizzabile.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FSL200S	Cartucce di aspirazione MED-FLEX 2L con filtro	100 unità/confezione di vendita
FSL200T	Cartuccia di aspirazione MED-FLEX 2L senza filtro	100 unità/confezione di vendita



La cartuccia di aspirazione senza filtro consente di collegare più cartucce che trasferiscono automaticamente i fluidi da una cartuccia all'altra.



Cartucce di aspirazione MED-FLEX FSL200S con filtro



Cartuccia di aspirazione MED-FLEX FSL200T senza filtro

Hardware e accessori

Accessori per l'aspirazione

Il sistema di aspirazione flessibile è disponibile con un'ampia scelta di accessori di aspirazione che si adattano a diverse configurazioni e consentono procedure di aspirazione semplici.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
Gestione del vuoto		
FSCVLCOF	Raccordo a L per vuoto MED-FLEX con valvola ON/OFF	50 unità/confezione di vendita
FSCVLC	Connettore a L per vuoto MED-FLEX	50 unità/confezione di vendita
FSCVTC	Connettore a T per vuoto MED-FLEX	50 unità/confezione di vendita
FSCVTCOF	Raccordo a T per vuoto MED-FLEX con valvola ON/OFF	50 unità/confezione di vendita
Accessori per l'aspirazione		
FSLPC	Connettore a L per pazienti MED-FLEX	50 unità/confezione di vendita



FSCVLCOF



FSCVLC



FSCVTC



FSLPC



FSCVTCOF



Installazione in serie

Hardware per l'installazione di MED-FLEX

Il sistema di aspirazione flessibile è dotato di un'ampia gamma di accessori per adattarsi a diversi metodi di installazione (ad esempio, montaggio a parete, su binario o su carrello).

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FSCCLAMP	Morsetto per guida MED-FLEX	50 unità/confezione di vendita
FSCWM	Supporto a parete MED-FLEX	20 unità/confezione di vendita
FSCADAPT	Adattatore MED-FLEX	50 unità/confezione di vendita



FSCWM



FSCCLAMP



FSCADAPT

Hardware generale

L'uso di installazioni carrellate consente configurazioni avanzate e personalizzate.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
DYNDSCC	Carrello in metallo; altezza regolabile tra 61 e 106 cm, può contenere 4 canister	1/conf
ORBASE	Carrello; altezza fissa di 50 cm, può contenere 2 canister	1/conf
ORTROL4C	Carrello a 5 razze con 2 freni; altezza fissa di 80 cm, può contenere 4 canister	2 pz/confezione
TUBVAC	Tubo rinforzato per il vuoto (rotolo da 30m)	1/conf



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C



TUBVAC



Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, vi invitiamo a contattare il vostro Rappresentante di zona o visitare il nostro sito web: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale



Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch-it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

ORTROL4C è un dispositivo medico non sterile di classe I destinati all'uso da parte di operatori sanitari.

TUBVAC è un dispositivo medico non sterile di classe I destinati all'uso da parte di operatori sanitari.

I dispositivi MED-FLEX sono dispositivi medici non sterili di classe I destinati all'uso da parte di operatori sanitari.

DYNDSCC e ORBASE sono dispositivi medici non sterili di classe I destinati all'uso da parte di operatori sanitari.

Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.


© 2024 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1349_IT 02/2024.

 PROSIMED s.r.l.
Via della Magliana, 295
00146 Roma, Italia



 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



 Pergo Medikal ve Ilac San.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Buca - Izmir / Turkey



Medline International France SAS,
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, Francia

