

MED-FLEX

Flexibele liners en herbruikbare canisters



**Een standaard,
veilige en
intuïtieve
oplossing**

MED-FLEX afzuigsysteem

Medline biedt een functionele, veilige en betrouwbare oplossing voor het opvangen van vloeistoffen tijdens chirurgische ingrepen. MED-FLEX heeft disposable 2 liter afzuigliners en herbruikbare canisters. Er zijn twee soorten liners:

- Met filter - Maakt een enkele opstelling mogelijk.
- Zonder filter - Maakt een seriële opstelling mogelijk.



+ Vacuümbron verbindt met de L-connector op de herbruikbare canister


+ Transparante, 2 liter canister met schaalverdeling om makkelijk de hoeveelheid opgevangen vloeistof af te kunnen lezen



- Deksel klikt vast in herbruikbare canister
- Voorkomt vacuümverlies

- Liner gemaakt van lage-dichtheid polyethyleen
- Zeer flexibele liner helpt het optimaliseren van voorraadmanagement

Flexibele liner deksel met filter (FSL200S)



Flexibele liner deksel zonder filter (FSL200T)



MED-FLEX canister en liners

MED-FLEX canister

Deze herbruikbare canister van 2 liter is gemaakt van resistent polycarbonaat, en is transparant en gegradueerd. Elke canister kan aan een muur, rail of trolley bevestigd worden.

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking
FSC2000	MED-FLEX 2L herbruikbare canister	12/doos



FSC2000
Herbruikbare canister

MED-FLEX liners

Onze flexibele liners van 2 liter zijn heel gemakkelijk uit te vouwen en in een bijbehorende herbruikbare canister te plaatsen.

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking
FSL200S	MED-FLEX 2L afzuigliner met filter	100/doos
FSL200T	MED-FLEX 2L afzuigliner zonder filter	100/doos



FSL200T
Afzuigliner zonder filter



De afzuigliner zonder filter maakt het aansluiten van meerdere liners mogelijk, die automatisch vloeistoffen transporteren van de ene liner naar de andere.



FSL200S
Afzuigliner met filter

Hardware en accessoires

Afzuigaccessoires

Het flexibele afzuigstelsysteem is beschikbaar met een breed assortiment afzuigaccessoires, voor verschillende opstellingen, die eenvoudige afzuigprocedures mogelijk maken.

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking
Vacuümbeheer		
FSCVLCOF	MED-FLEX vacuüm L-Connector met AAN/UIT regelaar	50/doos
FSCVLC	MED-FLEX vacuüm L-connector	50/doos
FSCVTC	MED-FLEX vacuüm T-connector	50/doos
FSCVTCOF	MED-FLEX vacuüm T-Connector met AAN/UIT regelaar	50/doos
Afzuigaccessoire		
FSLPC	MED-FLEX patiënt L-connector	50/doos



FSCVLCOF



FSCVLC




FSCVTC



FSLPC



FSCVTCOF



Seriële
installatie

MED-FLEX installatie hardware

Het flexibele afzuigstelsysteem is voorzien van een breed scala aan hardware voor verschillende installatiemethoden (bijvoorbeeld door montage op een muur, rail of trolley).

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking
FSCCLAMP	MED-FLEX railklem	50/doos
FSCWM	MED-FLEX muurbevestiging	20/doos
FSCADAPT	MED-FLEX adapter	50/doos



FSCWM



FSCCLAMP



FSCADAPT

Algemene hardware

Het gebruik van trolley installaties maakt geavanceerde opstellingen op maat mogelijk.

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking
DYNDSCC	Metalen trolley; verstelbare hoogte tussen 61 en 106 cm, kan tot 4 canisters bevatten	1/doos
ORBASE	Trolley; vaste hoogte van 50 cm, kan tot 2 canisters bevatten	1/doos
ORTROL4C	Trolley met 5 poten en 2 remmen; vaste hoogte van 80 cm, kan tot 4 canisters bevatten	2/doos
TUBVAC	Verstevigde vacuümslang (30m rol)	1/doos



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C



TUBVAC



Neem voor meer informatie over onze producten contact op met accountmanager, of bezoek onze website: www.medline.eu/nl





Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

ORTROL4C is een klasse I niet steriel medisch hulpmiddel, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

TUBVAC is een klasse I niet steriel medisch hulpmiddel, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

MED-FLEX hulpmiddelen zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

DYNDSCC en ORBASE zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1349_NL 08/2023.



Prosimed S.r.l.
Via della Magliana, 295
00146 Rome, Italië



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk



Pergo Medikal ve Ilac San. A.Ş.
Büyükdere OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. Nr:9
Büyükdere - Beşiktaş / İstanbul / Türkiye



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk

