

MED-FLEX

Bolsas flexíveis e recipientes reutilizáveis



**Uma solução
standard
segura e
intuitiva**

Sistema de sucção MED-FLEX

A Medline oferece uma solução funcional, segura e fiável para a recolha de fluidos durante procedimentos cirúrgicos. O sistema MED-FLEX tem bolsas de sucção de 2 litros de utilização única e recipientes reutilizáveis. Existem dois tipos de bolsas:

- Com filtro - Permite uma configuração única
- Sem filtro - Permite uma configuração em série.



Fonte de vácuo conectada ao conetor L do recipiente reutilizável


Recipiente reutilizável transparente e graduado de 2 litros para facilitar a leitura dos fluidos recolhidos



- A tampa encaixa num recipiente reutilizável
- Evita perdas de vácuo

- Bolsa feita de polietileno de baixa densidade
- Bolsa muito flexível para otimizar a gestão do inventário

Tampa de bolsa flexível com filtro (FSL200S)



Tampa da bolsa flexível sem filtro (FSL200T)



Este sistema de sucção standard, seguro e intuitivo com uma bolsa flexível é fácil de desdobrar e colocar e remover num recipiente reutilizável.



Recipientes e bolsas MED-FLEX

Recipiente Exterior MED-FLEX

Este recipiente reutilizável de 2 litros é feito de policarbonato resistente e é transparente e graduado. Cada recipiente pode ser montado numa parede, calha ou carrinho.

Referência	Descrição	Embalagem
FSC2000	Recipiente Exterior Reutilizável MED-FLEX 2L	12/caixa



Recipiente Exterior Reutilizável FSC2000

Bolsas MED-FLEX

As nossas bolsas flexíveis de 2 litros de utilização única são muito fáceis de desdobrar e colocar dentro do respetivo recipiente reutilizável.

Referência	Descrição	Embalagem
FSL200S	Bolsa de Sucção MED-FLEX 2L com filtro	100/caixa
FSL200T	Bolsa de Sucção MED-FLEX 2L sem filtro:	100/caixa



A bolsa de sucção sem filtro permite a ligação de várias bolsas que transferem automaticamente os fluidos de uma bolsa para a bolsa seguinte.



FSL200S
Bolsa de sucção com filtro



FSL200T
Bolsa de sucção sem filtro

Ferragens e acessórios

Acessórios de sucção

O sistema de sucção flexível está disponível com uma ampla seleção de acessórios de sucção que permitem diferentes configurações e permitem procedimentos de sucção fáceis.

Referência	Descrição	Embalagem
Gestão de vácuo		
FSCVLCOF	Conetor de Vácuo em L MED-FLEX com válvula ON/OFF	50/caixa
FSCVLC	Conetor de Vácuo em L MED-FLEX	50/caixa
FSCVTC	Conetor de Vácuo em T MED-FLEX	50/caixa
FSCVTCOF	Conetor de Vácuo em T MED-FLEX com válvula ON/OFF	50/caixa
Acessório de sucção		
FSLPC	Conetor para Paciente em L MED-FLEX	50/caixa



FSCVLCOF



FSCVLC



FSCVTC



FSLPC



FSCVTCOF



Ferragens de instalação MED-FLEX

O sistema de sucção flexível possui uma ampla gama de ferragens para acomodar uma variedade de métodos de instalação (por exemplo, montagem mural, em calha ou carrinho).

Referência	Descrição	Embalagem
FSCCLAMP	Abraçadeira para calha MED-FLEX	50/caixa
FSCWM	Suporte de parede MED-FLEX	20/caixa
FSCADAPT	Adaptador MED-FLEX	50/caixa



FSCWM



FSCCLAMP



FSCADAPT

Ferragens gerais

O uso de instalações em carrinho permite configurações avançadas e personalizadas.

Referência	Descrição	Embalagem
DYNDSCC	Carrinho de metal; altura ajustável entre 61 e 106 cm, pode levar 4 recipientes	1/caixa
ORBASE	Carrinho; altura fixa de 50 cm, pode levar 2 recipientes	1/caixa
ORTROL4C	Carrinho com 5 pernas e 2 travões; altura fixa de 80 cm, pode levar 4 recipientes	2/caixa
TUBVAC	tubo de vácuo reforçados (rolo de 30 m)	1/caixa



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C





TUBVAC



Para mais informações sobre os nossos produtos, contacte o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Telemóvel: +351 800 110 253
www.medline.eu/pt
Encomendas: pt-pedidos@medline.com
Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

ORTROL4C é um dispositivo médico classe I não estéril destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.



Prosimed S.r.l.
Via della Magliana, 295
00146 Rome, Itália



TUBVAC é um dispositivo médico classe I não estéril destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França



Os dispositivos MED-FLEX são dispositivos médicos classe I não estéreis destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.



Pergo Medikal ve Ilac San. A.Ş.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Buca-Izmir, Turquia



DYNDSCC e ORBASE são dispositivos médicos classe I não estéreis destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França



Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1349_PT 02/2024.