

Guide de commande Maternité

Dispositifs médicaux, trousse standards & personnalisées



**La maternité,
un choix de
confiance**

Guide de commande Maternité

Vous trouverez, combinés dans un seul guide, les dispositifs médicaux les plus couramment utilisés dans les procédures de maternité : produits individuels stériles ou non, trousse standards avec et sans instruments et les composants majeurs pour créer vos propres trousse personnalisées de maternité.

Nous avons sélectionné et développé nos composants pour répondre aux besoins spécifiques des procédures de maternité, dans le respect de vos patients et de la qualité des soins.

Table des Matières

Catalogue maternité	4
Drapage	4
Casaques	7
Accessoires d'aspiration	8
Curetage	10
Bistouris électriques	12
Protection des équipements	12
Habillage annexe	13
Post-partum et accessoires nouveau-né	14
Trousses standards de maternité	16
Choisir une trousse standard	16
Trousse standard avec drapage	16
Sets de soins	19
Trousse standard avec drapage et instruments	22
Trousses personnalisées de maternité	26
Drapage	26
Casaques	29
Instruments	30
Accessoires d'aspiration	32
Bistouris électriques	33
Seringues	33
Aiguilles	34
Divers	34

Catalogue maternité

Au moment de mettre au monde son enfant, chaque femme se doit d’être accompagnée par la meilleure équipe médicale et les meilleurs dispositifs médicaux qui soient.

Pour entourer au mieux vos patientes dans ce moment, Medline vous propose ses gammes de produits de qualité spécifiques à la maternité.

Trouvez les produits de toutes les gammes Medline : drapage, casaques, canules et tubulures d’aspiration, dispositifs de curetage, bistouris électriques, protection d’équipements, habillage visiteur, post-partum et accessoires nouveau-né.




Drapage


Drapage accouchement

Medline offre un large choix de champs sous-fessier, sans ou avec poches de recueil (simple ou double) afin d’offrir la protection adaptée à chaque situation.

Les sous-fessiers avec poche graduée offre à l’équipe de soins, un outil de visualisation pratique pour assurer la sécurité de la patiente.



Simple poche 8484CEA




Double poche 4576CE

Référence	Description	Taille
8484CEA	Champ sous-fessier, avec poche de recueil graduée	96 x 118 cm
4575CE	Champ sous-fessier, avec poche de recueil refermable et poche graduée	96 x 120 cm
4576CE	Champ sous-fessier, avec poche de recueil détachable et poche graduée	96 x 120 cm
DYNJPE6001	Champ sous-fessier, renforcé	89 x 119 cm
8483CEA	Champ sous-fessier, renforcé	96 x 126 cm

Drapage césarienne


La césarienne peut être vécue comme un mode d’accouchement traumatisant par la maman et le bébé.

Pour rendre cette naissance plus sereine, Medline a développé un champ de césarienne composé d’un tunnel transparent prédécoupé facilitant le transfert du nouveau-né à la maman pour un contact peau-à-peau rapide et simplifié. Un volet occultant permettra à l’équipe chirurgicale de poursuivre la procédure en toute sécurité.




Champ de césarienne ES10850CE


Référence	Description	Taille
DYNJPE6102SM	Champ de césarienne Advanced, SMS, Fenêtre 38 x 33 cm film à inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360°	196/259 x 307 cm
ES10852CE	Champ de césarienne Essential, bi-laminé, Fenêtre 32 x 38 cm film à inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360°	190/250 x 311 cm
ES10851CE	Version avec film à inciser plein	
ES10850CE	Champ de césarienne Essential, bi-laminé, Fenêtre 30 x 38 cm film à inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360° Panneau d’anesthésie avec tunnel transparent prédécoupé pour un transfert stérile du nouveau-né et volet occultant pour l’étape de fermeture de la procédure	196/240 x 307 cm
TB29452CE	Champ de césarienne Ultimate, tri-laminé, Fenêtre 30 x 36 cm film à inciser ouvert 19 x 19 cm, poche en U	196/249 x 300 cm
TB29446CE	Version avec film à inciser plein	



Champ de césarienne DYNJPE6102SM




Champ de césarienne ES10852CE



Champ de césarienne TB29446CE

Drapage péridurale

Medline a mis au point un portefeuille de champs, afin d'améliorer la prise en charge durant la pose de la péridurale.



Champ péridurale
8465CE

Référence	Description	Taille
8461CE	Champ péridurale en PE transparent, bord supérieur adhésif, fenêtre adhésive ronde excentrée Ø 9 cm	60 x 100 cm
8465CE	Champ péridurale en PE transparent prédécoupé, bord supérieur adhésif, fenêtre adhésive ovale excentrée 6 x 10 cm	80 x 140 cm
ES15003CE	Champ péridurale Essential, bi-laminé, bord supérieur adhésif, fenêtre adhésive en losange centrée 8 x 8 cm	60 x 80 cm
ES30009CE	Champ péridurale Essential, bi-laminé, un adhésif par coin, fenêtre ovale adhésive centrée 8 x 18 cm	80 x 120 cm

Autres drapages

Retrouvez ci-dessous une liste de champs complémentaires pour vos procédures in vitro ou autres jambières.

Référence	Description	Taille
ES10459CE	Champ Essential, bi-laminé, fenêtre adhésive ronde centrée Ø 12 cm	220 x 240 cm
ES10453CE	Champ Essential, bi-laminé, fenêtre adhésive ronde excentrée Ø 12 cm	220 x 240 cm
ES8420CE	Paire de jambières Essential, bi-laminé	75 x 120 cm
8420CEB	Paire de jambières Advanced, SMS	79 x 140 cm
IDE2057	Poche de recueil pour césarienne, adhésif 38 x 36 cm	91 x 76 cm

Casaques

Blouses non-stériles

Pour assurer la meilleure prévention des infections, Medline dispose de blouses d'isolement, résistantes à la pénétration des fluides et des agents pathogènes extérieurs.

Référence	Description	Taille
CRIE4040BC	Blouse d'isolation, bi-laminée, Liens cou et taille, poignets en jersey, L, bleu (existe également en blanc ou jaune)	114 cm
CRIE4041BC	Blouse d'isolation, bi-laminée, Liens cou et taille, poignets en jersey, XL, bleu (existe également en blanc ou jaune)	135 cm

Blouses et casaques stériles

Lorsqu'un environnement stérile est requis, votre équipe médicale peut choisir nos casaques stériles. En cas d'urgence, utiliser les casaques chirurgicales UltraGard "Peel & Go" emballées dans un sachet individuel pelable pour une ouverture facile et une installation rapide tout en garantissant les propriétés stériles.

Référence	Description	Taille
CRIE4020CE	Blouse d'isolation, bi-laminée, Liens cou et taille , poignets en jersey, L, jaune	114 cm
CRIE4041CE	Blouse d'isolation, bi-laminée, Liens cou et taille , poignets en jersey, XL, jaune	135 cm
S3645CE	Casaque chirurgicale Essential standard XL, SMS, Peel & Go	130 cm
S3616CE	Casaque chirurgicale Essential standard XLL, SMS, Peel & Go	150 cm
E3640CE	Casaque chirurgicale UltraGard poly-renforcée XL, SMS, Peel & Go	140 cm
E3613CE	Casaque chirurgicale UltraGard poly-renforcée XLL, SMS, Peel & Go	150 cm



Essential
S3645CEC



UltraGard
E3640CE

Liste non exhaustive de nos casaques emballées avec essuie mains, merci de vous rapprocher de votre responsable commercial pour plus de renseignements.

Accessoires d'aspiration

Yankauers

Le portefeuille optimisé de canules Yankauer Medline offre performance et maniabilité pour assurer une aspiration et une bonne visibilité, en minimisant le risque de traumatisme des tissus.



Y1800, Y1801,
Y2200, Y2201
Y2800, Y2801



Y2400, Y240B



Y240FS, Y240FB

Référence	Description	Taille
Y1800	Yankauer rigide, aspiration moyenne, 6 œils	CH18 x 25 cm
Y1801	Yankauer rigide, aspiration moyenne, 6 œils, avec contrôle du vide	CH18 x 25 cm
Y2200	Yankauer rigide, 6 œils	CH22 x 27 cm
Y2201	Yankauer rigide, 6 œils, avec contrôle du vide	CH22 x 27 cm
Y2800	Yankauer rigide, 4 œils	CH28 x 28 cm
Y2801	Yankauer rigide, 4 œils, avec contrôle du vide	CH28 x 28 cm
Y2400	Yankauer rigide avec poignée ergonomique, embout droit, 4 œils	CH24 x 25 cm
Y240B	Yankauer rigide avec poignée ergonomique, embout bulbe, 4 œils	CH24 x 26 cm
Y240FS	Yankauer, embout droit, bouton on/off, 4 œils	CH24 x 29 cm
Y240FB	Yankauer, embout bulbe, bouton on/off, 4 œils	CH24 x 29 cm

Tubulures d'aspiration

Les tubulures ORNEX ont une connexion universelle pour une connectique aisée à l'ensemble des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'une aspiration chirurgicale. Elles sont résistantes tout en restant souples, adaptées à l'utilisation de fortes dépressions.



Référence	Description	Taille
ORNEX56A	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle	Ø 0.5 cm x 180 cm
ORNEX510	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle	Ø 0.5 cm x 300 cm
ORNEX66A	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle	Ø 0.6 cm x 180 cm
ORNEX610	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle	Ø 0.6 cm x 300 cm
ORNEX76A	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle	Ø 0.7 cm x 180 cm
ORNEX710	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle	Ø 0.7 cm x 300 cm
ORNEX712	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle	Ø 0.7 cm x 360 cm

Curetage

Curettes utérines

Medline dispose d’une gamme large de curettes utérines à usage unique. Grâce au plastique transparent avec un marquage indiquant leur taille et un embout adapté, les curettes permettent une aspiration efficace et sécurisée.



Référence		Description	Taille	
Droite	Courbée		Diamètre interne	Longueur
UCS07	UCC07	Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates	7 mm	19 cm
UCS08	UCC08	Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates	8 mm	19 cm
UCS09	UCC09	Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates	9 mm	19 cm
UCS10	UCC10	Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates	10 mm	19 cm
UCS11	UCC11	Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates	11 mm	19 cm
UCS12	UCC12	Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates	12 mm	19 cm
UCS14	UCC14	Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates	14 mm	24 cm

Aspiration à large diamètre


La poignée rotative Medline se branche à la plupart des types de curettes et aux différents systèmes d’aspiration présents sur le marché. Fabriquée en plastique transparent rigide, la poignée pivote à 360° afin d’assurer un maximum de confort et de préhension au chirurgien. L’aspiration est munie d’une bague de contrôle du vide amovible, pouvant être déplacée par le pouce de l’utilisateur pour arrêter ou actionner l’aspiration.



Référence	Description	Taille
TUB106H	Tubulure avec poignée rotative, diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, sans phtalates	2 m
TUB1010H	Tubulure avec poignée rotative, diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, sans phtalates	3 m
TUB106	Tubulure, diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, sans phtalates	2 m
TUB1010	Tubulure diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, sans phtalates	3 m
TUBH	Poignée rotative, diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, sans phtalates	NA

Adaptateur pour gros diamètre

Utilisé afin de convertir le site accessoire du bocal d’aspiration en un site patient, il est compatible avec la tubulure de large diamètre interne (10mm).



Référence	Description	Taille
ORADAPT10	Adaptateur bleu, PP, sans latex	Ø 10 mm x 10 cm

Dispositifs de prélèvement

La chaussette de prélèvement à usage unique est utilisée pour recueillir et retenir du matériel plus ou moins solide. La chaussette de prélèvement Medline peut être introduite dans le site accessoire du bocal d’aspiration et raccordée à une tubulure d’aspiration de diamètre de 7 à 10mm.



Référence	Description	Taille
OR123	Chaussette blanche courte	Ø 7 mm x 9 cm
OR124	Chaussette bleue standard	Ø 10 mm x 23 cm
OR125	Chaussette blanche standard	Ø 7 mm x 23 cm
OR169	Chaussette jaune standard	Ø 12 mm x 23 cm

Bocal de prélèvement à usage unique

Le bocal de prélèvement à usage unique est un collecteur de matériel qui permet de séparer de manière sécurisée et efficace les tissus des fluides grâce à son filtre intégré. Le dispositif peut être fixé au bocal d’aspiration via le site patient ou le site tandem à l’aide d’un adaptateur et raccordé directement à la tubulure de large diamètre interne (10mm).



Référence	Description	Taille
OR84	Bocal de prélèvement transparent	Ø 10 mm x 10 cm

Bistouris électriques

Pour les césariennes, choisissez le bistouri électrique répondant à vos besoins et votre protocole.

Référence	Description	Taille
ESPB4000Q	Bistouri électrique, câble électrique 3 m, boutons poussoirs, avec étui, connecteur type Valleylab	21 cm
ESPB4001Q	Bistouri électrique, câble électrique 3 m, boutons poussoirs, sans étui, connecteur type Valleylab	21 cm
ESPB4001ERBQ	Bistouri électrique, câble électrique 3 m, boutons poussoirs, sans étui, connecteur Erbe	21 cm
ESPB4000LQ	Bistouri électrique, câble électrique 5m , boutons poussoirs, avec étui, connecteur type Valleylab	21 cm
ESPB4001LQ	Bistouri électrique, câble électrique 5m, boutons poussoirs, sans étui, connecteur type Valleylab	21 cm
ESRK4001Q	Bistouri électrique, câble électrique 3 m, interrupteur à bascule, sans étui, connecteur type Valleylab	21 cm
TC-100	Grattoir pour électrode	5 x 5 cm

Protection des équipements et de la peau de vos patientes

Protection pour table d'opération

QuickSuite Sahara est conçue pour couvrir les tables d'opération au bloc opératoire pendant les césariennes. Sa conception étanche, réduit le risque de contamination croisée et protège la table des fluides corporels. La technologie à base de polymère draine rapidement les fluides et aide à maintenir l'intégrité de la peau. Disponible en Kit sous 2 configurations différentes.

Référence	Description	Taille
DYKQSC02	1 x Protection de table 1 x Drap de transfert 2 x Protection sèche	102 x 152 cm 102 x 152 cm 60 x 90 cm
DYKQS01	1 x Protection de table 1 x Drap de transfert 2 x Protection des appuis bras (la paire)	102 x 152 cm 102 x 152 cm 33.5 x 72.5 cm



Protections sèches

Les protections sèches Ultrasorbs ont été développées pour absorber rapidement l'excès d'humidité pendant les césariennes ainsi que pendant l'accouchement naturel, diminuant les risques de lésions cutanées et de macération. La protection Ultrasorbs est également efficace pour protéger l'équipement sous les patients. Les protections Ultrasorbs disposent d'une structure respirante, qui aide à prévenir l'accumulation de chaleur et à améliorer le confort du patient. Ultrasorbs est disponible en version stérile avec une feuille arrière renforcée, ce qui vous permet de tourner, repositionner et soulever des patients pesant jusqu'à 170 kg.

Référence	Description	Taille
ULTRASRBE2540	Ultrasorbs AP	25 x 41 cm
ULTRASRBE4561	Ultrasorbs AP	46 x 61 cm
ULTRASRBE6191	Ultrasorbs AP	58 x 91 cm
ULTRSRB4561ST	Ultrasorbs AP, stérile	45 x 61 cm
ULTRSRB6191STA	Ultrasorbs AP, stérile	61 x 91 cm
MSCE4090PPSTA	Ultrasorbs AP, stérile	228 x 101 cm



Housse ballon de mobilisation

Lorsque la future mère choisit d'utiliser un ballon pour l'aider durant le travail, assurez-vous de sa protection et de sa propreté parfaite en utilisant notre housse Essential.

Référence	Description	Taille
SPTE-ESBB01	Housse de ballon Essential, bi-laminé	Taille unique



Habillage annexe

Afin de protéger la mère et le nouveau-né des infections extérieures, donnez aux visiteurs, des vêtements appropriés, en kit complet ou éléments individuels.

Référence	Description	Taille
CRIE4000B	Surblouse, bleue, L*	114 x 135 cm
NONE27378	Masque, bleu, avec élastiques	Taille unique
FS65360	Charlotte à clip blanche	53 cm
CRIE2010	Sur-chaussures, bleues	40 cm


*Plus de couleurs et tailles disponibles

Post partum et accessoires bébé

Tapis anti-dérapant pour accouchement dans une baignoire

Lorsque votre patiente décide d'accoucher dans une baignoire ou d'en utiliser une durant le travail, garantisiez sa sécurité quand elle en sort avec notre tapis Liqui-Loc™, dont le dessus est absorbant et le dessous antidérapant.

Référence	Description	Taille
ORLLPBS	Tapis Liqui-Loc™ petit	71 x 102 cm
ORLLPBM	Tapis Liqui-Loc™ moyen	71 x 142 cm
ORLLPBL	Tapis Liqui-Loc™ grand	71 x 183 cm



Soins post-pasturm

Après la naissance, notre poche de froid pour périnée offre à votre patiente, une solution complète combinant absorption et froid.

Référence	Description	Taille
CPACKP	Poche de froid instantané pour périnée, avec bande adhésive	11.4 x 36.2 cm



Accessoires nouveau-nés

Pour leurs premiers jours de vie, enveloppez les nouveau-nés dans des textiles doux, chauds et colorés avec nos bonnets, chaussons et couvertures Medline.

Référence	Description	Taille
MDT211434P	Bonnet nourrisson un pli, polyester, rayures roses et blanches	Taille unique
MDT211434B	Bonnet nourrisson un pli, polyester, rayures bleues et blanches	Taille unique
MDTE211434PB	Bonnet nourrisson un pli, polyester et coton, rayures roses et bleues	Taille unique
MDT211432P	Kit bonnet/chaussons, coton, rose	Taille unique
MDT211432B	Kit bonnet/chaussons, coton, bleu	Taille unique
MDT211432W	Kit bonnet/chaussons, coton, blanc	Taille unique
MDT211433P	Chaussons, coton, rose	Taille unique
MDT211433B	Chaussons, coton, bleu	Taille unique
MDT211433W	Chaussons, coton, blanc	Taille unique
MDTPB3C40STR	Couverture bébé, coton, blanc avec des rayures bleues et roses	76 x 102 cm
MDTPB3C40DNO	Couverture bébé, coton, imprimé dinosaures	76 x 102 cm
MDTPB3C40ELE	Couverture bébé, coton, imprimé éléphants	76 x 102 cm
MDT01144SAC	Turbulette, polyester, bleu	Taille unique
MDTDDR116	Moufles, rose/jaune/bleu	Taille unique



Ces listes ne sont pas exhaustives, plus de produits sont disponibles. Merci de contacter votre représentant commercial pour plus d'informations.

Trousses standards maternité

Choisir une trousse standard

Medline s'attache à développer des solutions et produits pour aider les hôpitaux à devenir plus efficient et allouer plus de ressources auprès du patient.

Basé sur notre expérience de plus de 20 ans sur le marché européen et en partenariat avec le personnel des services de maternité, Medline a créé sa nouvelle gamme de trousse standards.

Les trousses standards sont une solution prête à l'emploi, qui répondra facilement et rapidement à la plupart de vos demandes. Medline propose des trousses standards contenant du drapage opératoire et des équipements de protection, mais aussi des sets de soins et des trousses standards avec une sélection d'instruments les plus utilisés en maternité. En cas d'urgence, une trousse standard sera la meilleure solution pour être opérationnel rapidement et se concentrer sur l'essentiel: la mère et le nouveau-né.


Centrées sur cinq procédures (procréation médicalement assistée, péridurale, accouchement, épisiotomie et césarienne), les 17 trousses proposées contiennent les composants nécessaires pour ces interventions spécifiques. Plusieurs compositions sont disponibles par type d'intervention, afin de répondre à tous vos besoins.

Avantages

- Trouvez les composants adaptés à chaque procédure
- Gagner en temps, efficacité et sécurité lors des préparations des procédures de maternité
- Optimisez vos dépenses

Trousse d'accouchement avec double poche - ES10312CE

Quantité	Description	Taille
1	Couvre-table renforcé	120 x 140 cm
1	Champ d'accueil bébé	100 x 105 cm
1	Champ sous-fessier, avec poche de recueil amovible et poche graduée	96 x 120 cm
1	Champ Essential, bi-laminé	75 x 90 cm
2	Essuie-mains	30 x 20 cm
1	compresses tissées (paquet de 10), 12 plis, 17 fils	10 x 10 cm




Trousse d'accouchement ES10312CE

Trousses standards de drapage

Les trousses standards de drapage contiennent les champs opératoires et accessoires nécessaires aux différentes interventions en maternité.

Trousse de procréation médicalement assistée - ES15310CE

Quantité	Description	Taille
1	Champ Essential, bi-laminé	75 x 90 cm
1	Champ Essential, bi-laminé, fenêtre excentrée de 6 x 12 cm, 4 patches adhésifs, 2 prédécoupes anatomiques	75 x 120 cm




Trousse de PMA ES15310CE

Trousse d'accouchement - RMMASPO2A

Quantité	Description	Taille
1	Couvre-table renforcé	120 x 140 cm
1	Champ d'accueil bébé	100 x 105 cm
1	Champ sous-fessier, avec poche simple graduée	96 x 104 cm
1	Champ Essential, bi-laminé	75 x 90 cm
4	Essuie-mains	39 x 58 cm
1	Compresses non tissées (paquet de 10), 4 plis, 30g	10 x 10 cm

Trousse standard épisiotomie - CP29162CEA


Quantité	Description	Taille
1	Couvre-table renforcé	140 x 190 cm
1	Champ d'accueil bébé	100 x 105 cm
1	Champ sous-fessier, avec poche simple graduée	96.5 x 118 cm
1	Champ Essential, bi-laminé	75 x 75 cm
1	Champ latéral Essential, bi-laminé, adhésif	75 x 90 cm
2	Jambières Advanced, SMS	140 x 79 cm
1	Essuie-mains	39 x 58 cm
1	Casaque Eclipse standard XL, Spunlace	130 cm



Trousse d'épisiotomie CP29162CEA

Trousse de césarienne - TB29194CE


Quantité	Description	Taille
1	Couvre-table renforcé	120 x 140 cm
1	Couvre-table renforcé	140 x 190 cm
1	Champ d'accueil bébé	100 x 105 cm
1	Champ césarienne, Ultimate tri-laminé, Fenêtre30 x 36 cm film à inciser ouvert 19 x 19 cm, poche en U	196/249 x 300 cm
2	Essuie-mains	20 x 30 cm
1	Bande adhésive	9 x 50 cm



Trousse de césarienne TB29194CE

Trousse de césarienne - ES10856CE

Quantité	Description	Taille
1	Couvre-table renforcé	120 x 140 cm
1	Couvre-table, renforcé	140 x 190 cm
1	Champ d'accueil bébé	100 x 105 cm
1	Champ césarienne Essential, bi-laminé, Fenêtre 32 x 38 cm film à inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360°	190/260 x 311 cm
4	Essuie-mains	20 x 30 cm
2	Bande adhésive	9 x 50 cm



Trousse de césarienne ES10856CE

Egalement disponible avec le champ de césarienne à film à inciser plein: ES10857CE.

Sets de soins

Les sets de maternité usage unique contiennent des instruments en métal ou en plastique, des compresses, des cupules, des aiguilles, des seringues, des plateaux et des champs. Les sets présentés ci-dessous sont conditionnés soit dans un blister rigide pelable (mentionné dans la composition), soit sous sachet pelable (non mentionné).

Trousse de procéation médicale assistée – KER70402

Quantité	Description	Taille
1	Champ enveloppant	90 x 100 cm
1	Champ, bi-laminé, fenêtre centrée adhésive ovale 7.5 x 13 cm, adhésifs de fermeture des jambes	200 x 255 cm
1	Plateau, bleu	25 x 13 x 5 cm
1	Essuie-mains	30 x 39 cm
1	Compresses (paquet de 10), tissées, 12 plis, 17 fils	10 x 10 cm
1	Cupule transparente graduée	120 ml
1	Casaque chirurgicale Essential, standard, XL, SMS	130 cm

Set de péridurale n°1 – KER70060

Quantité	Description	Taille
3	Compresse tissées, boule	Ø 4 cm
2	Badigeon	15 cm
1	Cupule graduée transparente	120 mL
1	Cupule graduée rouge	120 mL
2	Seringue LL	5 mL
1	Aiguille	18G x 3.8 cm
1	Aiguille	23G x 2.5 cm
1	Champ Essential, bi-laminé, fenêtre adhésive ovale 9 x 12 cm	75 x 90 cm
1	Blister, rigide	15 x 20 cm



Set de péridurale KER70060

Set de péridurale n°2

Quantité	Description	Taille
1	Champ enveloppant	90 x 100 cm
1	Essuie-main	30 x 39 cm
1	Plateau	25 x 13 x 5 cm
1	Compresses tissées (paquet de 10), 12 plis, 17 fils	7,5 x 7,5 cm
1	Pince badigeon plastique bleu	18 cm
1	Pansement, adhésif et transparent	12 x 10 cm
1	Cupule transparente graduée	120 mL
1	Seringue L/L, centré, 3 pièces	5 mL
1	Seringue L/L, centré, 3 pièces	10 mL
1	Aiguille, orange	25G x 2.5 cm



OU

Champ péridurale, bi-laminé et PE transparent, 80 x 100 cm, bord supérieur adhésif avec une fenêtre adhésive prédécoupée 6 x 10 cm

Champ péridurale, bi-laminé et PE transparent, 120 x 150 cm, bord supérieur adhésif avec une fenêtre adhésive prédécoupée 6 x 10 cm

Set de péridurale, champ 80 x 100 cm - KER70400

Set de péridurale, champ 120 x 150 cm - KER70401



Set de péridurale KER70400

Set d'épisiotomie – KER70023B

Quantité	Description	Taille
10	Compressees tissées	10 x 10 cm
1	Pince Kocher, plastique bleu, monté avec compresse	14 cm
1	Cupule	60 mL
2	Pince Kocher, métal	14 cm
1	Ciseaux, courbés	14.5 cm
1	Ciseaux droits, embouts ronds	14 cm
1	Couverture bébé	100 x 105 cm
1	Champ enveloppant Essential, bi-laminé	75 x 90 cm
1	Plateau	15 x 20 cm



Set de épisiotomie KER70023B

Set de cordon ombilical – KER70025

Quantité	Description	Taille
10	Compressees tissées	10 x 10 cm
1	Ciseaux droits émoussé	14.5 cm
1	Clamp ombilical, plastique	5 cm
1	Blister, rigide	15 x 20 cm



Set de cordon ombilical KER70025

Trousse standards avec drapage opératoire et instruments

Trouvez dans une seule trousse tous les composants à usage unique nécessaires à vos interventions chirurgicales.



Trousse d'accouchement – KER70403

Quantité	Description	Taille
1	Champ enveloppant	90 x 100 cm
1	Champ d'accueil bébé	100 x 105 cm
1	Champ sous-fessier, avec poche de recueil refermable et poche graduée	96 x 120 cm
1	Champ Essential, bi-laminé	75 x 90 cm
1	Essuie-mains	30 x 39 cm
1	Compressees tissées (paquet de 10), 12 plis, 17 fils	10 x 10 cm
1	Plateau bleu 3 L	24 x 28 x 5 cm
2	Pince Kocher	16 cm
1	Ciseaux	16.5 cm



Trousse d'accouchement KER70403

Trousse d'épisiotomie

Quantité	Description	Taille
1	Champ enveloppant	100 x 90 cm
1	Plateau	25 x 13 x 2.5 cm
2	Compressees tissées (paquet de 10), 12 plis, 17 fils	10 x 10 cm
1	Tampon vaginal, gaze	Ø 5 cm
1	Pince à badigeon plastique bleu	18 cm
1	Cupule graduée transparente	120 ml
1	Porte-aiguille	18 cm
1	Pince à disséquer avec griffes	18 cm
1	Ciseaux droits	16.5 cm



Champ sous-fessier, 96 x 126 cm

OU

Champ sous-fessier, 96 x 100 cm, avec poche graduée

Trousse d'épisiotomie, champ sans poche – KER70404

Trousse d'épisiotomie, champ avec poche - KER70405



Trousse d'épisiotomie sans poche KER70404

Trousse de césarienne

Quantité	Description	Taille
1	Couvre table renforcé enveloppant	140 x 190 cm
1	Couvre table renforcé plié	140 x 190 cm
1	Champ d'accueil bébé	100 x 105 cm
2	Essuie-mains	30 x 39 cm
2	Compressees tissées radio-opaques (paquet de 5), 4 plis, 20 fils	45 x 45 cm
1	Plateau	24 x 28 x 5 cm
1	Tubulure d'aspiration	CH21 x Ø 0.7 cm x 300 cm
2	Bistouri monté	23
1	Badigeon mousse	18 cm
2	Cupule graduée transparente	120 mL
1	Bande adhésive	9 x 50 cm
1	Boîte à aiguille, double aimant	20 aiguilles



Champ de césarienne bi-laminé, 175 / 250 x 300 cm, fenêtre 32 x 38 cm film à inciser plein, poche 360°

OU

Champ de césarienne bi-laminé, 175 / 250 x 300 cm, fenêtre 32 x 38 cm film à inciser ouvert 18 x 18cm, poche 360°

Trousse de césarienne, film à inciser plein – RGMASP13

Trousse de césarienne, film à inciser ouvert – RGMASP14

Trousses personnalisées de maternité

Medline crée et fabrique des trousses personnalisées depuis plus de 20 ans: profitez de notre expérience et créez votre propre trousse personnalisée, parfaitement adaptée à vos besoins !


Vous trouverez ci-dessous nos composants recommandés pour les procédures de maternité et, avec l'aide de votre représentant commercial, laissez-vous guider pour créer vos propres trousses.

Drapage opératoire

Retrouvez ci-dessous nos champs recommandés pour les procédures de maternité : sous-fessiers, champs de césarienne et champs fenêtrés, jambières et champ d'accueil bébé.


Champs d'accouchement

Référence	Description	Taille
8483-BULK	Champ sous-fessier, renforcé	96 x 126 cm
4566A-BULK	Champ sous-fessier, avec poche de recueil graduée	93 x 37 cm
8484-BULK	Champ sous-fessier, avec poche de recueil graduée	96 x 118 cm
NS-8485	Champ sous-fessier, avec poche de recueil graduée	96 x 96 cm
NS-4575	Champ sous-fessier, avec poche de recueil refermable et poche graduée	96 x 120 cm
SPTE-4576	Champ sous-fessier, avec poche de recueil détachable et poche graduée	96 x 120 cm
NS-4577	Champ sous-fessier, avec poche de recueil prédécoupée détachable et poche graduée	93 x 120 cm



Champs de césarienne


Référence	Description	Taille
NS-ES108515	Champ de césarienne bi-laminé, 175 / 250 x 300 cm, fenêtre 32 x 38 cm film à inciser plein, poche 360°	175/250 x 300 cm
NS-ES108525	Champ de césarienne bi-laminé, 175 / 250 x 300 cm, fenêtre 32 x 38 cm film à inciser ouvert 18 x 18cm, poche 360°	175/250 x 300 cm
NS-ES10850	Champ de césarienne, bi-laminé, fenêtre 30 x 38 cm film à inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360° Panneau d'anesthésie avec tunnel transparent prédécoupé pour un transfert stérile du nouveau-né et volet occultant	196/240 x 307 cm



Référence	Description	Taille
SPTE-2640SM	Champ de césarienne Advanced, SMS, fenêtre 33 x 38 cm, film à inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360°	198/259 x 307 cm
SPTE-2630SM	Champ de césarienne Advanced, SMS, fenêtre 33 x 38 cm film à inciser plein, poche 360°	198/259 x 307 cm
NS-ES29448	Champ de Césarienne Essential, bi-laminé, fenêtre 30 x 36 cm film à inciser plein, poche 360°	196/249 x 314 cm
TB29452-BULK	Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm film à inciser ouvert 19 x 17 cm, poche en U	196/249 x 300 cm
NS-TB29446	Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm film à inciser plein, poche en U	196/249 x 300 cm
TB29448A-BULK	Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm film à inciser plein, poche 360°	196/249 x 314 cm
TB29453-BULK	Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm film à inciser ouvert 19 x 17 cm, poche en U, panneau d'anesthésie avec fenêtre transparente	196/249 x 300 cm
TB29447-BULK	Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm film à inciser plein, poche en U	196/269 x 300 cm

Champs fenêtré et accessoire

Référence	Description	Taille
NS-ES8465	Champ péridurale, bi-laminé et PE transparent, bord supérieur adhésif avec une fenêtre adhésive prédécoupée 6 x 10 cm	80 x 100 cm
NS-ES8466	Champ péridurale, bi-laminé et PE transparent, bord supérieur adhésif avec une fenêtre adhésive prédécoupée 6 x 10 cm	120 x 150 cm




NS-ES8466

Référence	Description	Taille
SPTE-F80362	Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée 20 x 20 cm	95 x 112 cm
NS-TB30670	Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée 10 x 20 cm	98 x 120 cm
SPTE-F80363	Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée adhésive 20 x 20 cm	95 x 110 cm
TB30669-BULK	Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre ronde excentrée adhésive 20 x 20 cm Ø 10 cm	98 x 150 cm
SPTE-F8115	Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée 15 x 15 cm	145 x 200 cm
SPTE-F8113	Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée adhésive 28 x 28 cm	145 x 200 cm
TB30456-BULK	Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre ronde centrée adhésive Ø 12 cm	220 x 240 cm
NS-ES8420	Jambière Essential, bi-laminé	75 x 120 cm
8420-BULK	Jambière Advanced, SMS	79 x 140 cm
A75306-BULK	Champ d'accueil bébé, blanc, 50gsm	100 x 105 cm
NS-A75307	Champ d'accueil bébé, blanc, 100gsm	100 x 100 cm


Casaques

Pour votre sécurité et celle de vos patients, sélectionnez la casaque appropriée à votre intervention.


Référence	Description	Taille
NS-FE3545	Casaque UltraGard, standard, XL	140 cm
NS-E3540	Casaque UltraGard, poly-renforcé, XL	
E3516-BULK	Casaque UltraGard, standard, XLL	150 cm
E3513-BULK	Casaque UltraGard, poly-renforcé, XLL	
S3545B-BULK	Casaque Essential, standard XL	130 cm
SPTE-S3509	Casaque Essential, renfort matière, XL	
FS3545-BULK	Casaque Essential, standard XL	140 cm
S3540-BULK	Casaque Essential, renfort matière, XL	
S3516-BULK	Casaque Essential, standard, XLL	150 cm
S3512-BULK	Casaque Essential, renfort matière, XLL	
S3513-BULK	Casaque Essential, poly-renforcée, XLL	



Casaque S3516-BULK
Standard



Casaque S3512-BULK
Standard avec renfort
matière



CasaqueS3513-BULK
Standard polyrenforcée

Instruments

Medline propose une gamme complète d'instruments dédiés aux procédures de maternité : ciseaux métalliques, pinces, porte-aiguilles mais aussi porte tampon plastique ou clamps ombilicaux.

Pinces

Référence	Description	Taille
FCPSS001SUI	Pince Halstead courbe	12 cm
18.035.14	Pince hémostatique Kelly, courbe	14 cm
43.0360.18	Pince Spencer Wells droite	18 cm
44.0420.18	Pince à disséquer avec griffes	18 cm
44.0352.20	Pince à disséquer sans griffes	20 cm
121-14	Pince à disséquer avec griffes	14 cm
121-18	Pince à disséquer avec griffes	18 cm
55.0344.20	Pince à disséquer de Bakey sans griffes	20 cm



Référence	Description	Taille
9B89065	Pince Kocher droite avec griffes	16 cm
9096-EU	Porte tampon plastique bleu	14 cm
FCPSPNG18PLASTB	Pince porte tampon plastique bleu	18 cm
FCPSPNG24PLASTB	Pince porte tampon plastique bleu	24 cm
43270-EU	Clamp ombilical, plastique blanc	1.5 x 6 cm



Porte aiguilles

Référence	Description	Taille
SKG-70-121	Porte-aiguille, Halsey	13 cm
SKG-1608-18	Porte-aiguille Mayo Hegar	18 cm



Ciseaux

Référence	Description	Taille
SCISS002SUI	Ciseaux droits	15 cm
104-15	Ciseaux droits de Metzemaum	15 cm
42.0294.16	Ciseaux droits, embouts ronds	16,5 cm
42.0306.17	Ciseaux de mayo droits	17 cm
SCISS003SUI	Ciseaux droits, embouts ronds	20 cm
SCISS001SUI	Ciseaux droits, mousse et pointus	13 cm
SCISS009SUI	Ciseaux droits, mousse et pointus	20 cm
NIL18	Ciseaux droits de Delestre	18 cm
42.1400.14	Ciseaux épisiotomie courbes de Braun Stadler	14,5 cm
42.0407.15	Ciseaux courbes de Metzemaum	15 cm



SCISS002SUI 42.0294.16 SCISS001SUI NIL18 42.1400.14

Accessoires d'aspiration

Sélectionnez la canule d'aspiration Yankauer qui vous convient avec ou sans système de contrôle du vide.

Référence	Description	Taille
Y1800	Yankauer Rigide, 6 œils	CH18 x 25 cm
Y1801	Yankauer Rigide, 6 œils, avec contrôle du vide	CH18 x 25 cm
Y2200	Yankauer Rigide, 6 œils	CH22 x 27 cm
Y2201	Yankauer Rigide, 6 œils, avec contrôle du vide	CH22 x 27 cm
Y2800	Yankauer Rigide, 4 œils	CH28 x 27 cm
Y2801	Yankauer Rigide, 4 œils, avec contrôle du vide	CH28 x 27 cm
Y240FS	Yankauer, embout droit, 4 œils, bouton on/off	CH18 x 29 cm
Y240FB	Yankauer, embout bulbe, 4 œils, bouton on/off	CH18 x 29 cm

Améliorez la sécurité de votre patient avec nos tubulures d'aspiration sans phtalate.

Référence	Description	Taille
NEX610NSFREE	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle, sans phtalates	CH18 x Ø 0.6 x 300 cm
NEX76ANSFREE	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle, sans phtalates	CH21 x Ø 0.7 x 180 cm
NEX710NSFREE	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle, sans phtalates	CH21 x Ø 0.7 x 300 cm
NEX712NSFREE	Tubulure d'aspiration avec connecteurs mâle et femelle, sans phtalates	CH21 x Ø 0.7 x 360 cm



Bistouris électriques

Pour vos césariennes, choisissez le bistouri électrique et ses accessoires adaptés à vos besoins.

Référence	Description	Taille
85512A-EU	Electrode-lame	7 cm
ESPB3000NSBA-EU	Bistouri électrique, câble 3 m, boutons poussoirs, avec étui, connecteur type ValleyLab	21 cm
55729-EU	Bistouri électrique, câble 3 m, boutons poussoirs, sans étui, connecteur type ValleyLab	21 cm
55721A-EU	Bistouri électrique, câble 3 m, boutons poussoirs, sans étui, connecteur type Erbe	21 cm
55720A-EU	Bistouri électrique, câble 5 m, boutons poussoirs, sans étui, connecteur type ValleyLab	21 cm
55722A-EU	Bistouri électrique, câble 3 m, interrupteur à bascule, sans étui, connecteur type ValleyLab	21 cm
82449-EU	Etui pour bistouri électrique	13.5 x 5.5 cm
100BN	Grattoir à bistouri, XR	4.4 x 4.5 cm



Bistouri électrique, boutons poussoirs 55729-EU



Bistouri électrique, interrupteur à bascule 55722A-EU

Seringues

Trouvez la taille parfaite, pour votre procédure de péridurale, dans notre gamme de seringues d'anesthésie, connexion NRFIT Medline.

Référence	Description	Taille
15020010	Seringue NRFIT, L/S, centrée, 3 pièces	1 mL
15020030	Seringue NRFIT, L/S, centrée, 3 pièces	3 mL
15020050	Seringue NRFIT, L/S, centrée, 3 pièces	5 mL
15020100	Seringue NRFIT, L/S, centrée, 3 pièces	10 mL



Aiguilles

Complétez votre set de péridurale avec les aiguilles adaptées.

Référence	Description	Taille
ST18-38-10	Aiguille, rose	18G x 3.8 cm
ST21-38-10	Aiguille, vert	21G x 3.8 cm
ST23-25-10	Aiguille, bleu	23G x 2.5 cm
ST23-32-10	Aiguille, bleu	23G x 3.2 cm
ST25-25-10	Aiguille, orange	25G x 2.5 cm



Divers

Référence	Description	Taille
49721-EU	Plateau pour placenta, bleu, 3 L	31 x 24 x 7 cm
09054	Tampon vaginal, gaze, avec fils	Ø 5 cm
872306	Tampon vaginal, gaze, avec fils	Ø 4 cm



Ces listes ne sont pas exhaustives, plus de produits sont disponibles. Merci de contacter votre représentant commercial pour plus d'informations.

Catalogue maternité

En emballage individuel ou en trousse standards et personnalisées, Medline vous offre un large éventail de possibilités pour vos procédures de maternité. Trouvez ici la solution adaptée à vos besoins !



Large Choix

Sélectionnez dans ce catalogue compilant toutes les gammes Medline, les bons composants pour vos procédures de maternité.



Optimisation des coûts

Immédiatement disponibles, avec champs opératoires et instruments, les trousse standards Medline s'adaptent à la plupart des procédures, tout en limitant vos dépenses.



Personnalisation des trousse

Créez avec votre représentant commercial la composition parfaite pour votre trousse. Avec nos programmes SPT Qplus et CORE, remplacez les produits de marque par des produits Medline de haute qualité et moins chers.



Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable Commercial ou visiter notre site internet sur : fr.medline.eu




Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
Fax: +33 1 30 05 34 43
fr.medline.eu
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
fr.medline.eu
be-customerservice@medline.com


Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
fr.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Pages 4 à 7 et pages 26 à 29 - Champs et casaques chirurgicales : dispositifs médicaux de classe I.  **Medline International France SAS**
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France  2797

Page 8 et 32 - Yankauer : dispositifs médicaux de classe IIa.  **GC Medica Enterprise Ltd**
Lujin Industrial Park, Shuofang, Wuxi
214143 Jiangsu, China  0197

Page 9 - Tubulures d'aspiration : dispositifs médicaux de classe I.  **Medline Industries, Inc.**
Three Lake Drive
Northfield, IL 60093, USA  2797

Page 10 - Curettes et tubulures large diamètre : Dispositifs médicaux de classe IIa.  **GC Medica Enterprise Ltd**
Lujin Industrial Park, Shuofang, Wuxi
214143 Jiangsu, China  0197

Page 11 - Dispositifs d'aspiration et accessoires Medline : Dispositifs médicaux de classe I.  **Medline Industries, Inc.**
Three Lake Drive
Northfield, IL 60093, USA 

Page 12 et 33 - Bistouris électriques : Dispositifs médicaux de classe IIb.  **QueenMed Equipment Mfg Co Ltd.**
Building 1, Dongyuan Industrial Center, Xiajiao Village, Caole
Management Zone, Xiegang Town, Dongguan Guangdong, China  0482

Page 12 et 33 - Grattoir : Dispositif médical de classe I.  **Aspen Surgical Products Inc**
6945 Southbelt DR, SE Caledonia, MI
49316, USA  2797

Page 12 - Protection pour table d'opération : Dispositif médical de classe I.  **Medline International France SAS**
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France 


Page 13 - Protections sèches Ultrasorbs AP : Dispositifs de classe I.  **Medline Industries, Inc.**
Three Lake Drive
Northfield, IL 60093, USA 

Page 13 - Protections sèches Ultrasorbs AP, Stérile : Dispositifs de classe I.  **Raguse GmbH**
Lindenstrasse 24
D-59387 Ascheberg-Herbern, Germany  0482

Page 13 - Habillage annexe : Dispositifs médicaux de classe I.  **Medline International France SAS**
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France 

Page 14 - Poche de froid instantané : Dispositif médical IIa.  **Rapid Aid Hot & Cold Therapy Products Co., LTD**
Glasses Industrial Park, Danfu Road, Danyang City,
Jiangsu Province, 212300, China  1639

Pages 16 à 19 - Trousses standards : Dispositifs médicaux de classe I stérile.  **Medline International France SAS**
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France  2797




Pages 20 à 25 - Sets de soins Caresets (KERxxxx) : Assemblage conforme à l'article 12 de la MDD 93/42/EEC et Article 22 de la MDR 2017/745.  **Medline International France SAS**
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Page 30 - Pincés (Tableau 1) : Dispositifs médicaux de classe IIa.  **M. A. Arain & Brothers Pvt. Ltd.**
P.O. Box #432, Wazirabad Road,
Sialkot, Pakistan  1639


Page 30 - Pince Kocher 9B89065 : Dispositif médical de classe I.  **LANDANGER**
ZI la vendue,
52906 Chaumont cedex 9, France 

Page 30 - Pincés plastiques et clamp ombilical et page 32 - Tubulures d'aspiration sans phtalate : Dispositifs médicaux de classe I.  **Medline International France SAS**
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France 

Page 30 - Portes aiguilles : Dispositifs médicaux de classe IIa.  **SURGIKARE**
Toor Abad Daska Road,
Sialkot, Pakistan  1639


Page 31 - Ciseaux : Dispositifs Médicaux de classe IIa fabriqués par :  **M. A. Arain & Brothers Pvt. Ltd.**
P.O. Box #432, Wazirabad Road,
Sialkot, Pakistan  1639 excepté la référence SCISS009SUI qui est fabriquée par :  **SURGIKARE**
Toor Abad Daska Road,
Sialkot, Pakistan  1639

Page 33 - Seringues : Dispositifs médicaux de classe IIa.  **GBUK GROUP (ex INTERVENE GROUP LTD)**
SUITE 1-10 RUSSEL BUILDING, BRUNEL SCIENCE PARK,
KINGSTON LANE, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UBB 3PO, UK  1639

Page 34 - Aiguilles : Dispositifs médicaux de classe IIa.  **ZHEJIANG KINDLY MEDICAL DEVICES Co Ltd**
758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park Longwan District,
325025 WENZHOU, ZHEJIANG PROVINCE PRC  0123

Page 34 - Référence 49721-EU : Dispositif Médicale de classe I.  **Medline International France SAS**
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France 

Page 34 - Référence 09054 : Tampon vaginal : Dispositif médical de classe IIa fabriqué par le Laboratoire :  **TETRA MEDICAL**
59 avenue Rhin Danube,
07100 Annonay, France  0459

Page 34 - Référence 872306 : Tampon vaginal : Dispositif médical de classe IIa fabriqué par :  **NOBAMED Paul Danz AG**
Höltkenstr. 1-5
58300 Wetter (Ruhr), Allemagne  0123

Trousses assemblées selon l'article 12 de la directive 93/42 EEC ou article 22 sous le nouveau règlement 2017/745. Chaque composant d'une trousse est marqué CE individuellement. Le fabricant légal ainsi que le marquage CE est détaillé au composant sur l'étiquetage des trousse personnalisées, conformément à l'article 12/22.

Les dispositifs médicaux listés dans cette brochure sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions sur l'étiquetage correspondant.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. ML939_FR 02/2021