

MED-FLEX Essential

Bolsas flexibles y recipientes reutilizables



**Solución de
gestión de
fluidos intuitiva
y fiable**

Sistema de aspiración MED-FLEX Essential

Las bolsas y recipientes MED-FLEX Essential se han diseñado para proporcionar una solución intuitiva y optimizada para la recogida de fluidos corporales, líquidos y residuos de aspiración.

La solución MED-FLEX Essential es adecuada para configuraciones individuales y en tándem.



¿Por qué destaca MED-FLEX Essential?



Diseño mejorado

Fabricado con la cantidad mínima requerida de polietileno de baja densidad.



Compacto y eficiente

El menor volumen de la solución simplifica la gestión de inventario, ahorra espacio de almacenamiento y facilita el transporte, lo que ayuda a reducir la huella de carbono.




Montaje intuitivo

Diseñado para un montaje sencillo y rápido.

Características y ventajas

Recipientes y bolsas



Fuente de vacío conectada al conector en L del recipiente reutilizable.


Recipiente reutilizable de 2 litros, transparente y graduado, para una lectura sencilla de los fluidos recogidos.



- La tapa encaja en el recipiente reutilizable
- Evita la pérdida de vacío

- Bolsa compuesta de polietileno de baja densidad
- Bolsa muy flexible para optimizar la gestión del inventario

Tapa de la bolsa flexible



Información para pedidos

Recipiente exterior MED-FLEX Essential

Este recipiente reutilizable, transparente y graduado está compuesto de policarbonato resistente. Los recipientes pueden montarse en la pared, en un riel o en un carrito.

Referencia	Descripción	Envase
FSC1000	Recipiente exterior reutilizable de 1 L MED-FLEX Essential	15 uds./envase
FSC2000	Recipiente exterior reutilizable de 2 L MED-FLEX Essential	12 uds./envase
FSC3000	Recipiente exterior reutilizable de 3 L MED-FLEX Essential	9 uds./envase



Bolsas MED-FLEX Essential

Nuestras bolsas flexibles de un solo uso se despliegan y se colocan fácilmente dentro del recipiente reutilizable correspondiente.

Referencia	Descripción	Envase
FSL100E	Bolsa de aspiración de 1 L MED-FLEX Essential	100 uds./envase
FSL200E	Bolsa de aspiración de 2 L MED-FLEX Essential	100 uds./envase
FSL300E	Bolsa de aspiración de 3 L MED-FLEX Essential	70 uds./envase



Información para pedidos

Bolsas MED-FLEX Essential con agente solidificante MED-GEL

Nuestras bolsas MED-FLEX Essential precargadas con gel contienen dosis de MED-GEL, que solidifica los fluidos aspirados para una eliminación más segura.

MED-GEL también está disponible por separado, tanto en dosis individuales como en cubos.

Referencia	Descripción	Envase
FSL100EPG	Bolsa de aspiración PG de 1 L MED-FLEX Essential	15 uds./envase
FSL200EPG	Bolsa de aspiración PG de 2 L MED-FLEX Essential	12 uds./envase
FSL300EPG	Bolsa de aspiración PG de 3 L MED-FLEX Essential	9 uds./envase
RE2015	Caja dispensadora de MED-GEL	200 uds./envase
RE2050	Cubo de MED-GEL, cubo de 2 kg	2 cubos/envase



RE2015

Tubo en tándem MED-FLEX Essential

El tubo puede utilizarse para la conexión de varias bolsas y la transferencia automática de fluidos de una bolsa a la siguiente.

- Permite una instalación intuitiva y sin errores.
- Mantiene una fuerza de aspiración fiable en una red en tándem.

Referencia	Descripción	Envase
FSLTT	Tubo en tándem MED-FLEX Essential	100 uds./envase



FSLTT

Equipos y accesorios

Accesorios de aspiración

El sistema de aspiración flexible está disponible con una amplia selección de accesorios de aspiración que permiten distintas configuraciones y facilitan los procedimientos de aspiración.

Referencia	Descripción	Envase
FSCVLCOF	Conector de vacío en L MED-FLEX con válvula ON/OFF	50 uds./envase
FSCVLC	Conector de vacío en L MED-FLEX	50 uds./envase
FSCVTC	Conector de vacío en T MED-FLEX	50 uds./envase
FSCVTCOF	Conector de vacío en T MED-FLEX con válvula ON/OFF	50 uds./envase
FSLPC	Conector en L para el paciente MED-FLEX	50 uds./envase



FSCVLCOF



FSCVLC



FSCVTC



FSLPC

Equipo de instalación MED-FLEX

El sistema de aspiración flexible presenta una amplia variedad de equipos que permiten distintos métodos de instalación (p. ej. montaje en pared, en un riel o en un carrito).

Referencia	Descripción	Envase
FSCCLAMP	Abrazadera para riel MED-FLEX	50 uds./envase
FSCWM	Soporte de pared MED-FLEX	20 uds./envase
FSCADAPT	Adaptador MED-FLEX	50 uds./envase



FSCCLAMP



FSCWM



FSCADAPT

Equipo general

El uso de instalaciones de carrito permite configuraciones avanzadas y personalizadas.

Referencia	Descripción	Envase
DYNDSCC	Carrito metálico; altura ajustable entre 61 y 106 cm, puede contener 4 recipientes	1 uds./envase
ORBASE	Carrito; altura fija de 50 cm, puede contener 2 recipientes	1 uds./envase
ORTROL4C	Carrito con 5 patas y 2 frenos; altura fija de 80 cm, contiene 4 recipientes	2 uds./envase
TUBCVAC	Tubo de vacío reforzado (rollo de 30 m)	1 uds./envase
TUBVACPC	Tubo reforzado precortado	20 uds./envase



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C



TUBCVAC



TUBVACPC

Para obtener más información, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3, Lote A
28022 Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602

www.medline.eu/es
Pedidos: es-pedidos@medline.com
Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2026 Medline. ML1675_ES 02/2026