

MED-RIGID

Starre Einweg-Absaugbehälter



Praktische Absaugsysteme, sichere Flüssig- keitskontrolle



MED-RIGID Absaugbehälter

Stabile Konstruktion, genaue Flüssigkeitskontrolle, einfache Anwendung

MED-RIGID ist ein System zur Absaugung von Flüssigkeiten, Sekreten und Geweberesten, bestehend aus einem starren Einweg-Absaugbehälter und einer wiederverwendbaren Halterung. Der Absaugbehälter besteht aus einem fest schließenden Deckel und einem transparenten Behälter mit Graduierung. Durch den Einsatz ohne Innenbehälter ist ein genaues Ablesen der Füllmenge sowie bessere Begutachtung der abgesaugten Substanzen möglich.

Spezielle Montagehalterungen und Ständer sind verfügbar für maximale Flexibilität und Mobilität.

90° Grad-Winkelverbinder am Patientenanschluss - verhindert ein Abknicken des Patientenschlauchs, kann bei Bedarf entfernt werden

Fest verschließbarer luft- und flüssigkeitsdichter Deckel

Bakterienfilter zum Schutz der Vakuumquelle, Filterleistung über 99,99%

Genauere Begutachtung der Absaugflüssigkeit durch hochtransparenten, bruchsicheren Einwegbehälter

Akkurate Füllstands-Markierung

Flacher Boden für festen Stand



MED-RIGID Halterungen

Die wiederverwendbaren MED-RIGID Halterungen sind aus strapazierfähigem Polycarbonat hergestellt. Sie passen in alle Einschub-Montagehalterungen für die Absaugbehälter von Medline, zum Beispiel an Wandhalterungen oder Rollständer. Jede Halterung verfügt über einen festmontierten Vakuumschlauch zur Verbindung mit dem Absaugbehälter sowie ein An-/Aus-Ventil zum individuellen Öffnen und Schließen der Vakuumzufuhr.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR159	MED-RIGID Halterung für 1,2L Behälter	20/Karton
OR139	MED-RIGID Halterung für 2L oder 3L Behälter	20/Karton



MED-RIGID Absaugbehälter

Absaugbehälter sind für den einmaligen Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Verfügbar in 1,2L, 2L, 3L und sogar als 12L-Variante, bestehend jeweils aus einem starren Einweg-Behälter und -Deckel.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR212	MED-RIGID Behälter, 1,2L	40/Karton
OR220	MED-RIGID Behälter, 2L	40/Karton
OR230	MED-RIGID Behälter, 3L	40/Karton
ORLVC	MED-RIGID Behälter, 12L Für diesen speziellen Behälter verwenden Sie bitte den passenden Rollständer mit der Artikelnummer OR12LTR	4/Karton



MED-RIGID Absaugbehälter mit Patientenschlauch

Absaugbehälter sind auch verfügbar in Kits mit bereits angeschlossenem ORNEX-Schlauch. ORNEX ist ein flexibler Schlauch, der sich sehr leicht entfaltet. Um ein Abknicken zu verhindern und die Griffbarkeit zu erhöhen, verfügt er über eine strukturierte Oberfläche.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR312	MED-RIGID Behälter 1,2L + 5 mm x 1,8 m Schlauch	30/Karton
OR319	MED-RIGID Behälter 1,2L + 6 mm x 3,0 m Schlauch	30/Karton
OR320	MED-RIGID Behälter 2L + 5 mm x 1,8 m Schlauch	30/Karton



MED-RIGID Tandemschlauch

Ermöglicht die Verbindung von mehreren Behältern in Reihenschaltung. Ist ein Behälter gefüllt, wird die Saugung automatisch im nächsten Behälter fortgesetzt.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR542	Tandemschlauch für MED-RIGID Absaugbehälter	50/Karton



Nützliches Zubehör

Einweg-Gewebeauffangbehälter

Die Einweg-Gewebeauffangbehälter werden genutzt, um Gewebeproben zur Analyse zu sammeln und zu transportieren. Sie können an den Zubehör-Anschluss des Innenbehälters angeschlossen und in Kombination mit 7 mm- oder 10 mm-Absaugschläuchen verwendet werden.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR123	Kurze Gewebeauffangsocke (9 cm) für Absaugschläuche mit einem 7 mm Innendurchmesser (siehe ORNEX)	100/Karton
OR125	Lange Gewebeauffangsocke (23 cm) für Absaugschläuche mit einem 7 mm Innendurchmesser (siehe ORNEX)	100/Karton
OR124	Große Gewebeauffangsocke (23 cm) für Absaugschläuche mit einem 10 mm Innendurchmesser (siehe Aspirations-schläuche TUBXXX)	100/Karton
OR84	Gewebeauffangschale für Aspirationsschläuche mit einem 10 mm Innendurchmesser	20/Karton



Montagehalterungen für Außenbehälter

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DYNDSCW	Wandhalterung aus Plastik mit 3 Bohrlöchern (Schrauben nicht im Lieferumfang)	20/Karton
ORCLAMP	Rote Schienenklemme aus Plastik	20/Karton
FKD0036	Universeller V-Adaptor für Außenbehälter kompatibel mit VacSax-Halterungen	10/Karton
ORCONVS	Universeller Adapter für Außenbehälter kompatibel mit Serres-Halterungen	20/Karton



Rollständer

Für erweiterte, individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DYNDSCC	Rollständer aus Metall. Höhenverstellbar zwischen ~ 61 und 106 cm. Für bis zu 4 Behälter	1/Karton
ORBASE	Niedriger Rollständer, Höhe 50 cm. Für bis zu 2 Behälter	1/Karton
ORSTAND	Bodenhalterung mit Klebestreifen für Außenbehälter	10/Karton
ORSTANDR	Bodenhalterung auf Rollen für Außenbehälter	2/Karton



Vakuum-Verteilerschläuche

Unsere wiederverwendbaren Verteilerschläuche (Manifolds) ermöglichen die unkomplizierte Verbindung mehrerer Absaugbehälter zur Vakuumquelle.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DYND2MNF	Manifold Verteilerschlauch für 2 Behälter	10/Karton
DYND3MNF	Manifold Verteilerschlauch für 3 Behälter	10/Karton
DYND4MNF	Manifold Verteilerschlauch für 4 Behälter	10/Karton



Medline International Germany GmbH
Medline-Strasse 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sarl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

ORCLAMP, ORCONVS und ORSTAND sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinische Fachkräfte bestimmt sind.

MED-RIGID Halterung für Außenbehälter, MED-RIGID Außenbehälter, MED-RIGID Außenbehälter mit Absaugschlauch, MED-RIGID Tandemschlauch, Die Einweg-Probengefäße DZNDSCW, DYNDSCC, ORBASE und DYNDxMNF sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinische Fachkräfte bestimmt sind.

Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML546_DE 04/2024.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



 **EC REP** Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

