

MED-RIGID

Starre Einweg-Absaugbehälter



Praktische Absaugsysteme, sichere Flüssig- keitskontrolle



MED-RIGID Absaugbehälter

Stabile Konstruktion, genaue Flüssigkeitskontrolle, einfache Anwendung

MED-RIGID ist ein System zur Absaugung von Flüssigkeiten, Sekreten und Geweberesten, bestehend aus einem starren Einweg-Absaugbehälter und einer wiederverwendbaren Halterung. Der Absaugbehälter besteht aus einem fest schließenden Deckel und einem transparenten Behälter mit Graduierung. Durch den Einsatz ohne Innenbehälter ist ein genaues Ablesen der Füllmenge sowie bessere Begutachtung der abgesaugten Substanzen möglich.

Spezielle Montagehalterungen und Ständer sind verfügbar für maximale Flexibilität und Mobilität.



MED-RIGID Halterungen

Die wiederverwendbaren MED-RIGID Halterungen sind aus strapazierfähigem Polycarbonat hergestellt. Sie passen in alle Einschub-Montagehalterungen für die Absaugbehälter von Medline, zum Beispiel an Wandhalterungen oder Rollständer. Jede Halterung verfügt über einen festmontierten Vakuumschlauch zur Verbindung mit dem Absaugbehälter sowie ein An-/Aus-Ventil zum individuellen Öffnen und Schließen der Vakuumzufuhr.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR159	MED-RIGID Halterung für 1,2L Behälter	20/Ktn
OR139	MED-RIGID Halterung für 2L oder 3L Behälter	20/Ktn



MED-RIGID Absaugbehälter

Absaugbehälter sind für den einmaligen Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Verfügbar in 1,2L, 2L, 3L und sogar als 12L-Variante, bestehend jeweils aus einem starren Einweg-Behälter und -Deckel.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR212	MED-RIGID Behälter, 1,2L	40/Ktn
OR220	MED-RIGID Behälter, 2L	40/Ktn
OR230	MED-RIGID Behälter, 3L	40/Ktn
ORLVC	MED-RIGID Behälter, 12L Für diesen speziellen Behälter verwenden Sie bitte den passenden Rollständer mit der Artikelnummer OR12LTR	4/Ktn



MED-RIGID Absaugbehälter mit Patientenschlauch

Absaugbehälter sind auch verfügbar in Kits mit bereits angeschlossenem ORNEX-Schlauch. ORNEX ist ein flexibler Schlauch, der sich sehr leicht entfaltet. Um ein Abknicken zu verhindern und die Griffbarkeit zu erhöhen, verfügt er über eine strukturierte Oberfläche.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR312	MED-RIGID Behälter 1,2L + 5 mm x 1,8 m Schlauch	30/Ktn
OR320	MED-RIGID Behälter 2L + 5 mm x 1,8 m Schlauch	30/Ktn
OR319	MED-RIGID Behälter 3L + 6 mm x 3,0 m Schlauch	30/Ktn



MED-RIGID Tandemschlauch

Ermöglicht die Verbindung von mehreren Behältern in Reihenschaltung. Ist ein Behälter gefüllt, wird die Saugung automatisch im nächsten Behälter fortgesetzt.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR542	Tandemschlauch für MED-RIGID Absaugbehälter	50/Ktn



Nützliches Zubehör

Einweg-Gewebeauffangbehälter

Die Einweg-Gewebeauffangbehälter werden genutzt, um Gewebeproben zur Analyse zu sammeln und zu transportieren. Sie können an den Zubehör-Anschluss des Innenbehälters angeschlossen und in Kombination mit 7 mm- oder 10 mm-Absaugschläuchen verwendet werden.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR123	Kurze Gewebeauffangsocke (9 cm) für Absaugschläuche mit einem 7 mm Innendurchmesser (siehe ORNEX)	100/Ktn
OR125	Lange Gewebeauffangsocke (23 cm) für Absaugschläuche mit einem 7 mm Innendurchmesser (siehe ORNEX)	100/Ktn
OR124	Große Gewebeauffangsocke (23 cm) für Absaugschläuche mit einem 10 mm Innendurchmesser (siehe Aspirations-schläuche TUBXXX)	100/Ktn
OR84	Gewebeauffangschale für Aspirationsschläuche mit einem 10 mm Innendurchmesser	20/Ktn



Montagehalterungen für Außenbehälter

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DYNDSCWL	Wandhalterung aus Plastik mit 3 Bohrlöchern (Schrauben nicht im Lieferumfang)	20/Ktn
ORCLAMP	Rote Schienenklemme aus Plastik	20/Ktn
FKD0036	Universeller V-Adaptor für Außenbehälter kompatibel mit VacSax-Halterungen	10/Ktn
ORCONVS	Universeller Adapter für Außenbehälter kompatibel mit Serres-Halterungen	20/Ktn



Rollständer

Für erweiterte, individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DYNDSCC	Rollständer aus Metall. Höhenverstellbar zwischen ~ 61 und 106 cm. Für bis zu 4 Behälter	1/Ktn
ORBASE	Niedriger Rollständer, Höhe 50 cm. Für bis zu 2 Behälter	1/Ktn
ORSTAND	Bodenhalterung mit Klebestreifen für Außenbehälter	10/Ktn
ORSTANDR	Bodenhalterung auf Rollen für Außenbehälter	2/Ktn



Vakuum-Verteilerschläuche

Unsere wiederverwendbaren Verteilerschläuche (Manifolds) ermöglichen die unkomplizierte Verbindung mehrerer Absaugbehälter zur Vakuumquelle.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DYND2MNF	Manifold Verteilerschlauch für 2 Behälter	10/Ktn
DYND3MNF	Manifold Verteilerschlauch für 3 Behälter	10/Ktn
DYND4MNF	Manifold Verteilerschlauch für 4 Behälter	10/Ktn



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

de.medline.eu
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

de.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

de.medline.eu
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Außen- und Innenbehälter, Gewebeauffangbehälter und wiederverwendbare Verteilerschläuche sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Kennzeichnung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML546_DE 10/2020.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France