

MED-RIGID

Recipientes de aspiración rígidos desechables



Un sistema de aspiración práctico y preciso



Recipientes de aspiración MED-RIGID

Descubra su diseño sólido y duradero y la facilidad de uso.

Se trata de un sistema de aspiración desechable basado en una combinación de recipiente/soporte para la recogida de fluidos corporales, líquidos y residuos de aspiración. El soporte para recipientes es reutilizable y el recipiente rígido es de uso individual para el paciente. El sistema MED-RIGID incluye una tapa desechable de un solo uso con accesorios de cerrado y un recipiente transparente que puede utilizarse de forma independiente. Este dispositivo fomenta la eliminación correcta de residuos médicos líquidos infecciosos y aumenta la seguridad del operador.

Hay soportes y bases especiales disponibles para configuraciones de instalación y movilidad cómodas.



Soportes para recipientes MED-RIGID

Los soportes reutilizables para recipientes se emplean para sujetar el recipiente MED-RIGID en cualquier sistema de montaje deslizante, como el soporte de pared o el carrito móvil. Incorporan un tubo de vacío rojo precoplado para la conexión al recipiente MED-RIGID y un interruptor ON/OFF para el control de vacío.



Referencia	Descripción	Invasado
OR159	Soporte para recipiente MED-RIGID de 1,2 L	20/caja
OR139	Soporte para recipiente MED-RIGID de 2 o 3 L	20/caja

Recipientes MED-RIGID

Los recipientes MED-RIGID son de uso individual para el paciente. Están disponibles con un volumen de 1,2 L, 2 L, 3 L e incluso 12 L, todos ellos con un cuerpo y una tapa duros y desechables.

Referencia	Descripción	Invasado
OR212	Recipiente MED-RIGID de 1,2 L	40/caja
OR220	Recipiente MED-RIGID de 2 L	40/caja
OR230	Recipiente MED-RIGID de 3 L	40/caja
ORLVC	Recipiente MED-RIGID de 12 L Para este recipiente particular, utilice el carrito metálico específico (referencia: OR12LTR)	4/caja



Recipientes MED-RIGID con tubo de aspiración

Los recipientes MED-RIGID están disponibles en kits que incluyen un tubo ORNEX no estéril. ORNEX es un tubo flexible de baja memoria con una superficie exterior estriada que aumenta su resistencia.

Referencia	Descripción	Invasado
OR312	Recipiente MED-RIGID de 1,2 L + tubo de 5 mm x 1,8 m	30/caja
OR319	Recipiente MED-RIGID de 1,2 L + tubo de 6 mm x 3,0 m	30/caja
OR320	Recipiente MED-RIGID de 2 L + tubo de 5 mm x 1,8 m	30/caja



Tubo en tándem MED-RIGID

Se utiliza para facilitar la conexión de varios recipientes y transferir fluidos automáticamente de un recipiente a otro.

Referencia	Descripción	Invasado
OR542	Tubo en tándem para recipiente MED-RIGID	50/caja



Accesorios y equipos específicos

Colectores de muestras desechables

Los colectores de muestras desechables se utilizan para recoger y almacenar muestras para su análisis. Pueden fijarse al puerto de accesorios de los recipientes MED-RIGID y a los tubos conectados de 7 mm o 10 mm.

Referencia	Descripción	Envasado
OR123	Caletín para muestras pequeño (9 cm), con conector macho (diámetro de 7 mm)	100/caja
OR125	Caletín para muestras estándar (23 cm), con conector macho (diámetro de 7 mm)	100/caja
OR124	Caletín para muestras grande (23 cm), con conector macho (diámetro de 10 mm)	100/caja
OR84	Contenedor para muestras (diámetro de 10 mm)	20/caja



Soportes de montaje

Referencia	Descripción	Envasado
DYNDSCWL	Soporte de pared de plástico	20/caja
ORCLAMP	Garra para riel de plástico	20/caja
FKD0036	Adaptador para recipiente de aspiración de Medline, compatible con el soporte VacSax	10/caja
ORCONVS	Adaptador para recipiente de aspiración de Medline, compatible con la garra para riel Serres	20/caja



Carritos

Estos productos permiten configuraciones avanzadas y personalizadas.

Referencia	Descripción	Envasado
DYNDSCC	Carrito metálico para recipientes (altura ajustable entre 61 y 106 cm, puede contener 4 recipientes)	1/caja
ORBASE	Carrito para recipientes (altura fija de 50 cm, puede contener 2 recipientes)	1/caja
ORSTAND	Soporte para recipientes con base adhesiva	10/caja
ORSTANDR	Soporte para recipientes con base giratoria	2/caja



Tubo reutilizable

Nuestro tubo de conexión reutilizable permite una configuración personalizada conectando una red de varios recipientes a la misma fuente de vacío.

Referencia	Descripción	Envasado
DYND2MNF	Tubo de conexión para 2 recipientes	10/caja
DYND3MNF	Tubo de conexión para 3 recipientes	10/caja
DYND4MNF	Tubo de conexión para 4 recipientes	10/caja



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
Pedidos: es-pedidos@medline.com
Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US

ORCLAMP, ORCONVS y ORSTAND son productos sanitarios no estériles de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios.

El soporte para recipientes MED-RIGID, el recipiente MED-RIGID, el recipiente MED-RIGID con tubo de aspiración, el tubo en tándem MED-RIGID, los colectores de muestras desechables, DZNDSCWL, DYNDSCC, ORBASE y DYNDxMNF son productos sanitarios no estériles de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios.

Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca registrada de Medline Industries, LP, Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML546_ES 01/2024

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

