

MED-RIGID

Wegwerp Harde Afzuigcanisters



Een nauwkeurig en praktisch afzuigstelsysteem




MED-RIGID De harde afzuigcanister voor éénmalig gebruik

Ontdek een sterke, duurzame constructie die eenvoudig is in gebruik.

Wegwerp afzuigstelsel gebaseerd op een canister / houder combinatie voor het opvangen van lichaamsvloeistoffen, afvalstoffen en andere vloeistoffen. De canisterhouder is herbruikbaar en de harde canister is voor eenmalig gebruik. Het MED-RIGID systeem kenmerkt zich door wegwerp harde deksels met vergrendeling en een doorzichtige canister die zelfstandig kan blijven staan. Dit systeem helpt bij de juiste afvoer van besmettelijk vloeibaar medisch afval en bevordert de veiligheid.


Speciale beugels en standaarden zijn beschikbaar voor handige bevestigingsmogelijkheden en mobiliteit.



MED-RIGID Canisterhouders

Herbruikbare MED-RIGID Canisterhouders zijn gemaakt van duurzaam polycarbonaat. Ze worden gebruikt om de MED-RIGID canisters te ondersteunen in bevestigingsystemen zoals de muurplaat of de mobiele trolley. Gebouwd met voorgemonteerde rode vacuümslang voor de verbinding van de MED-RIGID canister en de AAN/UIT schakelaar voor de vacuümcontrole.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
OR159	MED-RIGID Canisterhouder, voor 1.2L canister	20/doos
OR139	MED-RIGID Canisterhouder, voor 2 of 3L canister	20/doos



MED-RIGID Canisters

MED-RIGID Canisters zijn voor eenmalig gebruik. Verkrijgbaar in 1.2L, 2L, 3L en zelfs 12L met een harde, wegwerp pot en deksel.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
OR212	MED-RIGID Canister, 1.2L	40/doos
OR220	MED-RIGID Canister, 2L	40/doos
OR230	MED-RIGID Canister, 3L	40/doos
ORLVC	MED-RIGID Canister, 12L Gebruik bij deze canister alstublieft de bijbehorende metalen trolley (Artikelnr. OR12LTR)	4/doos



MED-RIGID Canisters met Afzuigslang

MED-RIGID Canisters zijn verkrijgbaar als kits, inclusief niet-steriele ORNEX slang. ORNEX zijn flexibele slangen, met een geribbeld oppervlak voor weerstand tegen knikken.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
OR312	MED-RIGID Canister 1.2-l + 5 mm x 1.8-m Slang	30/doos
OR319	MED-RIGID Canister 1.2-l + 6 mm x 3.0-m Slang	30/doos
OR320	MED-RIGID Canister 2-l + 5 mm x 1.8-m Slang	30/doos



MED-RIGID Tandemslang

Gebruikt voor het verbinden van verschillende canisters en het automatisch overhevelen van vloeistoffen van de ene naar de andere canister.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
OR542	Tandem Tubing for MED-RIGID Canister	50/doos



Hardware en toebehoren

Wegwerp weefselopvangproducten

De wegwerp weefselopvangproducten worden gebruikt om monsters te nemen en te bewaren voor analyse. Ze kunnen bevestigd worden aan de accessoirepoort van MEDLINE canisters en verbonden worden met 7 mm of 10 mm slangen.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
OR123	Korte weefselopvangkous (9 cm), met mannelijke connector diameter 7 mm	100/doos
OR125	Standaard weefselopvangkous (23 cm), met mannelijke connector diameter 7 mm	100/doos
OR124	Grote weefselopvangkous (23 cm), met mannelijke connector diameter 10 mm	100/doos
OR84	Samplepotje, diameter 10 cm	20/doos



Montagebeugels

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DYNDSCW	Plastic Muurplaat	20/doos
ORCLAMP	Plastiek rail klem	20/doos
FKD0036	Convertor voor Medline canister compatibel met VacSax-houder	10/doos
ORCONVS	Convertor met Medline canister met Serres rail klem	20/doos



Trolleys

Keuze in mobiele configuratie volgens de behoefte.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DYNDSCC	Metalen Trolley. In hoogte verstelbaar tussen 61 en 106 cm. Kan 4 canisters dragen	1/doos
ORBASE	Canister Trolley. Vaste hoogte van 50 cm. Kan 2 canisters dragen	1/doos
ORSTAND	Canister houder met zelfklevende basis	10/doos
ORSTANDR	Canister houder met rolstandaard	2/doos



Verdeelslang

Onze herbruikbare verdeelslangen maken aangepaste installaties mogelijk door meerdere canisters in een netwerk te verbinden met de vacuümbron.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DYND2MNF	Verdeelslang, voor 2 canisters	10/doos
DYND3MNF	Verdeelslang, voor 3 canisters	10/doos
DYND4MNF	Verdeelslang, voor 4 canisters	10/doos



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

ORCLAMP, ORCONVS en ORSTAND zijn niet-steriele medische hulpmiddelen van klasse I, bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



MED-RIGID opvangbekerhouder, MED-RIGID opvangbeker, MED-RIGID opvangbeker met aanzuigslang, MED-RIGIDD tandemslang. Disposable specimen vallen, DZNDSCW, DYNDSCC, ORBASE, DYNDxMNF zijn niet-steriele medische hulpmiddelen van klasse I, bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML546_NL 12/2023