

# MED-SEMI RIGID

Cartucce di aspirazione semi rigide monouso e contenitori esterni riutilizzabili




**Un sistema di  
aspirazione  
semplice ed  
economico**



# MED-SEMI RIGID Sistema di aspirazione

Il vantaggio di un contenitore rigido unito alla praticità di una cartuccia semi-rigida.

Il sistema di aspirazione MED-SEMI RIGID è costituito da un contenitore esterno riutilizzabile ed una cartuccia monouso. La scala graduata presente sul contenitore esterno permette la lettura del volume di liquido raccolto. Il sostegno pre-assemblato consente ogni tipo di configurazione.



## MED-SEMI RIGID Contenitori esterni

Contenitori riutilizzabili disponibili in varie capacità per differenti esigenze cliniche. Contenitore in policarbonato resistente e graduato.

Codice	Descrizione	Conf.
OR511	Contenitore esterno per cartuccia MED-SEMI RIGID 1L	8/cf
OR516	Contenitore esterno per cartuccia MED-SEMI RIGID 1.5L	8/cf
OR531	Contenitore esterno per cartuccia MED-SEMI RIGID 3L	8/cf



## MED-SEMI RIGID Cartucce

Cartucce monouso da inserire nei contenitori della stessa capacità.

Codice	Descrizione	Conf.
OR510	Cartuccia MED-SEMI RIGID 1L	100/cf
OR515	Cartuccia MED-SEMI RIGID 1.5L	100/cf
OR530	Cartuccia MED-SEMI RIGID 3L	50/cf



Le cartucce MED-SEMI RIGID sono sigillate con un sistema a quattro clips sul tappo per prevenire scollegamenti durante l'aspirazione. Il tappo è composto da quattro porte con differenti diametri per prevenire connessioni sbagliate con tubi e accessori.



# Hardware ed accessori dedicati

## Dispositivi monouso di raccolta campioni

I dispositivi di raccolta campioni monouso sono utilizzati per raccogliere e recuperare campioni per analisi. Si adattano alla porta accessoria delle cartucce Medline e si collegano a tubi di aspirazione di 7 mm o 10 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
OR123	Sacchetto corto per raccolta campioni (9 cm) con adattatore maschio (diametro 7 mm)	100/cf
OR125	Sacchetto standard per raccolta campioni (23 cm) con adattatore maschio (diametro 7 mm)	100/cf
OR124	Sacchetto lungo per raccolta campioni (23 cm) con adattatore maschio (diametro 10 mm)	100/cf
OR84	Coppa per campionamento (diametro 10 cm)	20/cf



## Staffe

Codice	Descrizione	Conf.
DYNDSCWL	Placca a muro in plastica	20/cf
ORCLAMP	Morsetto di plastica per barra	20/cf
FKD0036	Adattatore per canister Medline compatibile con supporto VacSax	10/cf
ORCONVS	Adattatore per canister Medline compatibile con supporto Serres	20/cf



## Carrelli mobili

Permettono configurazioni personalizzate ed avanzate.

Codice	Descrizione	Conf.
DYNDSCC	Carrello metallico per contenitore, modificabile in altezza da 61 a 106 cm, può portare fino a 4 contenitori	1/cf
ORBASE	Carrello per contenitore, altezza fissa 50 cm, può portare fino a 2 contenitori	1/cf
ORSTAND	Base di supporto con adesivo per canister	10/cf
ORSTANDR	Base di supporto con ruote per canister	2/cf



## Tubi collettori

I nostri tubi collettori riutilizzabili permettono configurazioni personalizzate collegando più contenitori alla sorgente di vuoto.

Codice	Descrizione	Conf.
DYND2MNF	Tubo Collettore per 2 contenitori	10/cf
DYND3MNF	Tubo Collettore per 3 contenitori	10/cf
DYND4MNF	Tubo Collettore per 4 contenitori	10/cf
TUBVAC <sup>1</sup>	Tubo rinforzato per vuoto (matassa da 30 m)	1/cf



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**  
Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel.: +39 55 776 65 11  
Fax: +39 55 34 01 12  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US 

Canister, cartucce, tubi, calze per campionamento, contenitori per campionamento e tubi di connessione sono Dispositivi Medici di Classe I non sterile e devono essere utilizzati esclusivamente da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

<sup>1</sup>TUBVAC è un Dispositivo Medico di Classe I non sterile e deve essere utilizzato esclusivamente da personale sanitario. Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML547-IT 01/2020.

**EC REP** Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France  
 Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France