


MED-SOFT

Cartucce monouso flessibili e contenitori riutilizzabili



**Il sistema di
aspirazione
per la tua
sicurezza**




MED-SOFT Contenitori e Cartucce


Le cartucce ed i contenitori MED-SOFT sono sistemi di aspirazione chiusi per la raccolta dei fluidi corporei e dei liquidi di scarto. La scala graduata sui contenitori di aspirazione riutilizzabili facilita la lettura del volume di liquido raccolto ed il sostegno corto pre-assemblato consente di fissare il sistema di aspirazione alla parete o al carrello mobile.

I tappi pre-assemblati alla cartuccia sono composti da quattro porte di diversi diametri per evitare errori di connessione.

Il sistema MED-SOFT è disponibile anche in kits che includono i tubi di aspirazione e la valvola per il controllo manuale del vuoto. Il kit può anche contenere l'agente gelificante MED-GEL.



Le cartucce ed i contenitori MED-SOFT sono realizzati per garantire sicurezza e facilità di utilizzo durante il processo di raccolta e smaltimento dei liquidi.



Aspirazione sicura ed affidabile grazie ad un sistema di aspirazione "chiuso"

- Le cartucce sono pre-assemblate e semplicemente inserite a scatto nel contenitore esterno
- Le cartucce sono termosaldate
- 100% testate per essere ermetiche e sigillate



MED-SOFT Contenitori e Cartucce

MED-SOFT Contenitori Esterni

I canister riutilizzabili sono disponibili in diverse misure per soddisfare ogni esigenza clinica. Consistono in un robusto contenitore in polycarbonato, dotato di una scala graduata, di un supporto rinforzato e di una valvola ON/OFF.

Codice	Descrizione	Conf.
DYNDCLO1000	Contenitore esterno per cartuccia MED-SOFT 1L	8/cf
DYNDCLO1500	Contenitore esterno per cartuccia MED-SOFT 1.5L	8/cf
DYNDCLO3000	Contenitore esterno per cartuccia MED-SOFT 3L	8/cf
DYNDCLO10T	Contenitore T-canister per Liner da 1L MED-SOFT	8/cf
DYNDCLO15T	Contenitore T-canister per Liner da 1.5L MED-SOFT	8/cf
DYNDCLO30T	Contenitore T-canister per Liner da 3L MED-SOFT	8/cf

MED-SOFT Cartucce

Cartucce monouso da inserire nei contenitori riutilizzabili della stessa capacità.


Codice	Descrizione	Conf.
DYNDSCLO1000	Cartuccia MED-SOFT 1L	50/cf
DYNDSCLO1500	Cartuccia MED-SOFT 1.5L	50/cf
DYNDSCLO3000	Cartuccia MED-SOFT 3L	50/cf

MED-SOFT Tubo Tandem


Questo tubo può essere utilizzato per connettere vari liners e per il trasferimento automatico dei fluidi da un liner al successivo.

- Istallazione intuitiva, a prova di errore
- Mantiene un sistema di aspirazione sicuro e chiuso durante l'utilizzo e lo smaltimento
- Mantiene una forza di aspirazione affidabile nella configurazione tandem
- Possiede una valvola interna a senso unico ed anti-reflusso per prevenire fuoriuscite accidentali o imprevisti contatti con rifiuti infetti.

Codice	Descrizione	Conf.
DYNDTND	Tubo Tandem per cartuccia MED-SOFT	20/cf



Valvola interna anti-reflusso che previene le fuoriuscite dei liquidi durante lo scollegamento e la chiusura del tappo.



Una volta collegato non può essere rimosso intenzionalmente dalla porta tandem.



MED-SOFT Cartucce con tubi di aspirazione

Le cartucce MED-SOFT sono confezionate con un tubo ORNEX non sterile pre-connesso per garantire efficienza procedurale. ORNEX è un tubo a bassa memoria con una superficie esterna rinforzata per aumentare la sua resistenza allo schiacciamento.

Codice	Descrizione	Conf.
OR916K	1L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m	50/cf
OR926K	1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m	50/cf
OR936K	3L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m	50/cf
OR929K	1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 3 m	50/cf
OR939K	3L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 3 m	50/cf



MED-SOFT Cartucce con tubi di aspirazione e MED-STOP

Questi kits contengono una cartuccia MED-SOFT con un tubo non sterile preconnesso ORNEX (descritto sopra) ed un dispositivo MED-STOP pediatrico o adulto. La valvola per il controllo manuale del vuoto facilita un miglior controllo dell'aspirazione da parte dell'utilizzatore.

MED-STOP è anche disponibile in versione singola non sterile o in kits con tubo pre-connesso.

Codice	Descrizione	Conf.
OR53916	1L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m e MED-STOP adulto	50/cf
OR53926	1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m e MED-STOP adulto	50/cf
OR53929	1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 3 m e MED-STOP adulto	50/cf
OR54916	1L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m e MED-STOP pediatrico	50/cf
OR54926	1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m e MED-STOP pediatrico	50/cf



MED-STOP adulto



MED-STOP pediatrico

MED-SOFT Cartucce con agente solidificante MED-GEL

Le cartucce MED-SOFT contenenti una dose di MED-GEL che solidifica i fluidi aspirati per uno smaltimento sicuro dei liquidi.

MED-GEL è anche disponibile separatamente, confezionato in singole dosi.

Codice	Descrizione	Conf.
OR1910PG	1L cartuccia MED-SOFT + MED-GEL	45/cf
OR1920PG	1.5L cartuccia MED-SOFT + MED-GEL	45/cf
OR1930PG	3L cartuccia MED-SOFT + MED-GEL	45/cf

Hardware ed accessori dedicati

Dispositivi monouso di raccolta campioni

I dispositivi di raccolta campioni monouso sono utilizzati per raccogliere e recuperare campioni per analisi. Si adattano alla porta accessoria dei contenitori MEDLINE e si collegano a tubi di aspirazione di 7 mm o 10 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
OR123	Sacchetto corto per raccolta campioni (9 cm) con adattatore maschio diametro 7 mm	100/cf
OR125	Sacchetto standard per raccolta campioni (23 cm) con adattatore maschio diametro 7 mm	100/cf
OR124	Sacchetto lungo per raccolta campioni (23 cm) con adattatore maschio diametro 10 mm	100/cf
OR84	Contenitore con cestello di raccolta campioni, diametro 10 cm	20/cf



Staffe

Codice	Descrizione	Conf.
DYNDSCWL	Placca a muro in plastica	20/cf
ORCLAMP	Morsetto di plastica per barra	20/cf
FKD0036	Adattatore per canister Medline compatibile con supporto VacSax	10/cf
ORCONVS	Adattatore per canister Medline compatibile con supporto Serres	20/cf
906023E	Supporto in acciaio	10/cf



Carrelli mobili

Permettono configurazioni personalizzate ed avanzate.

Codice	Descrizione	Conf.
DYNDSCC	Carrello metallico per contenitore. Modificabile in altezza da 61 a 106 cm. Può portare fino a 4 contenitori	1/cf
ORBASE	Carrello per contenitore. Altezza fissa 50cm. Può portare fino a 2 contenitori	1/cf
ORSTAND	Base di supporto con adesivo per canister	10/cf
ORSTANDR	Base di supporto con ruote per canister	2/cf



Tubi collettori

I nostri tubi collettori riutilizzabili permettono configurazioni personalizzate collegando più contenitori alla sorgente di vuoto.

Codice	Descrizione	Conf.
DYND2MNF	Tubo Collettore per 2 contenitori	10/cf
DYND3MNF	Tubo Collettore per 3 contenitori	10/cf
DYND4MNF	Tubo Collettore per 4 contenitori	10/cf
TUBVAC ¹	Tubo rinforzato per vuoto (matassa da 30 m)	1/cf



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

Canister, cartucce, tubi, calze per campionamento, contenitori per campionamento e tubi di connessione sono Dispositivi Medici di Classe I non sterile e devono essere utilizzati esclusivamente da personale sanitario. Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

¹TUBVAC è un Dispositivo Medico di Classe I non sterile e deve essere utilizzato esclusivamente da personale sanitario.

Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML548-IT 01/2020.

EC REP Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France
 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France