


# MED-SOFT

Wegwerp zachte liners & Herbruikbare Canisters



**Gesloten  
systeem  
voor jouw  
veiligheid**



## Inhoudsopgave

OK indeling	2
MED-SOFT Product Details	4
MED-SOFT Artikelnummers	6
Hardware en toebehoren	8




# MED-SOFT Canisters & Liners


MED-SOFT liners en canisters vormen een gesloten afzuig- en opvangsysteem voor lichaamsvloeistoffen, afvalstoffen en andere vloeistoffen. De markeringen op de zijkant van de herbruikbare canisters maken het gemakkelijk om te zien hoeveel vloeistof er al is opgevangen en het systeem is eenvoudig aan een muur of trolley te bevestigen.

De deksels, al vastgemaakt aan elke liner, hebben vier poorten van verschillende diameter, waardoor verbindingen foutloos gemaakt kunnen worden.

De MED-SOFT oplossing is ook verkrijgbaar in kits, inclusief slangen en een fingertip control vacuümventiel. Ze kunnen ook een MED-GEL stollingsmiddel bevatten.



**MED-SOFT liners en canisters zijn ontworpen om zowel veilig en gemakkelijk in gebruik te zijn tijdens het opvangen, opslaan en afvoeren van vloeistoffen.**



De uittrekbare accordeonvorm verlicht de interne druk en kan zorgen voor extra ruimte, waardoor de vloeistof onder de poorten blijft en verbetert veiligheid en gebruiksgemak.

## Veilige, betrouwbare afzuiging van een 'gesloten' afzuigsysteem

- Liners zijn voorgemonteerd en klikken eenvoudig in de canister
- Liners zijn ultrasonisch geseald
- Getest op 100% luchtdichtheid en lekkage-proof



# MED-SOFT Canisters & Liners

## MED-SOFT Canisters

Herbruikbare canisters, beschikbaar in verschillendelende capaciteiten om aan verschillende klinische behoeften te voldoen. Stevige polycarbonaat opvangpot met markeringen, stevige ophangplaat en AAN/UIT ventiel.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DYNDCL01000	Canister voor MED-SOFT liner, 1L	8/doos
DYNDCL01500	Canister voor MED-SOFT liner, 1.5L	8/doos
DYNDCL03000	Canister voor MED-SOFT liner, 3L	8/doos
DYNDCL010T	T-Canister voor MED-SOFT Liner, 1L	8/doos
DYNDCL015T	T-Canister voor MED-SOFT Liner, 1.5L	8/doos
DYNDCL030T	T-Canister voor MED-SOFT Liner, 3L	8/doos

## MED-SOFT Liners

Disposable liners voor eenmalig gebruik om geplaatst te worden in een canister van dezelfde capaciteit.


Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DYNDSC1000	MED-SOFT Liner, 1L	50/doos
DYNDSC1500	MED-SOFT Liner, 1.5L	50/doos
DYNDSC13000	MED-SOFT Liner, 3L	50/doos

## MED-SOFT tandem slangen


Tandem slang kan gebruikt worden voor het verbinden van verschillende liners en het automatisch overbrengen van vloeistoffen van de ene naar de andere liner.

- Met intuïtieve, foutloze installatie
- Behoudt een veilig, gesloten afzuigsysteem tijdens gebruik en afvoer
- Behoudt betrouwbare afzuigkracht in het tandem netwerk
- Intern éénrichtingsventiel voorkomt lekkages en contact met besmettelijk afval

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DYNDTND	Tandem Slangen voor MED-SOFT liner	20/doos



Intern éénrichtingsventiel voorkomt lekkages na het loskoppelen en afdekken.



Kan bewust niet meer losgemaakt worden van de tandempoort wanneer eenmaal vastgemaakt.



## MED-SOFT Liners met slangen

MED-SOFT liners zijn verpakt met voorgemonteerde niet steriele ORNEX slangen voor operationele efficiëntie. ORNEX zijn flexibele slangen, met een geribbeld oppervlak voor weerstand tegen knikken.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
OR916K	1L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1.80 m Slang	50/doos
OR926K	1.5L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1.80 m Slang	50/doos
OR936K	3L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1.80 m Slang	50/doos
OR929K	1.5L MED-SOFT Liner + 6 mm x 3 m Slang	50/doos
OR939K	3L MED-SOFT Liner + 6 mm x 3 m Slang	50/doos



## MED-SOFT Liners met slangen & MED-STOP

Deze kits bevatten een MED-SOFT liner gecombineerd met een voorgemonteerde niet-steriele ORNEX slang (zie hierboven) en een volwassene of pediatrische MED-STOP, een fingertip control vacuümventiel voor betere controle van de zuigkracht tijdens tracheale afzuiging.

MED-STOP is ook verkrijgbaar als niet-steriele losse versie of in kits met voorgemonteerde slang.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
OR53916	1L MED-SOFT Liner + 6mm x 1.80m Slang & Volwassene MED-STOP	50/doos
OR53926	1.5L MED-SOFT Liner + 6mm x 1.80m Slang & Volwassene MED-STOP	50/doos
OR53929	1.5L MED-SOFT Liner + 6mm x 3m Slang & Volwassene MED-STOP	50/doos
OR54916	1L MED-SOFT Liner + 6mm x 1.80m Slang & Pediatrische MED-STOP	50/doos
OR54926	1.5L MED-SOFT Liner + 6mm x 1.80m Slang & Pediatrische MED-STOP	50/doos



Volwassene MED-STOP



Pediatrische MED-STOP

## MED-SOFT Liners met MED-GEL Stollingsmiddel

MED-SOFT pre-gelled liners bevatten een dosis MED-GEL, waardoor de opgevangen vloeistoffen gedeeltelijk stollen voor veiligere afvoer.

MED-GEL is ook los verkrijgbaar, verpakt in losse dozen of in emmers.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
OR1910PG	1L MED-SOFT Liner + MED-GEL	45/doos
OR1920PG	1.5L MED-SOFT Liner + MED-GEL	45/doos
OR1930PG	3L MED-SOFT Liner + MED-GEL	45/doos

# Hardware en toebehoren

## Disposable weefselopvangproducten

De weefselopvangproducten voor éénmalig gebruik worden gebruikt om stalen te nemen en te bewaren voor analyse. Ze kunnen bevestigd worden aan de accessoirepoort van MEDLINE canisters en verbonden worden met 7 mm of 10 mm slangen.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
OR123	Korte weefselopvangkous (9 cm), met male connector diameter 7 mm	100/doos
OR125	Standaard weefselopvangkous (23 cm), met male connector diameter 7 mm	100/doos
OR124	Grote weefselopvangkous (23 cm), met male connector diameter 10 mm	100/doos
OR84	Monsterpotje, diameter 10 cm	20/doos



## Montagebeugels

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DYNDSCWL	Plastic Muurplaat	20/doos
ORCLAMP	Plastiek rail klem	20/doos
FKD0036	Convertor voor Medline canister compatibel met VacSax-houder	10/doos
ORCONVS	Convertor met Medline canister met Serres rail klem	20/doos
906023E	Roestvrij stalen steun	10/doos



## Trolleys

Maak met deze producten geavanceerde en aangepaste configuraties mogelijk.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DYNDSCC	Metalen Canister Trolley. In hoogte verstelbaar tussen 61 en 106 cm. Kan 4 canisters bevatten	1/doos
ORBASE	Canister Trolley Vaste hoogte van 50 cm. Kan 2 canisters bevatten	1/doos
ORSTAND	Canister houder met zelfklevende basis	10/doos
ORSTANDR	Canister houder met rolstandaard	2/doos



## Herbruikbare verdeelstukken

Onze herbruikbare verdeelstukken maken aangepaste installaties mogelijk door meerdere canisters in een netwerk te verbinden met de vacuümbron.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DYND2MNF	Verdeelstukslang voor 2 canisters	10/doos
DYND3MNF	Verdeelstukslang voor 3 canisters	10/doos
DYND4MNF	Verdeelstukslang voor 4 canisters	10/doos
TUBVAC <sup>1</sup>	Versterkte vacuum slang (rol 30m)	1/doos



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
[medline.eu](mailto:medline.eu)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
[nl.medline.eu](mailto:nl.medline.eu)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[nl.medline.eu](mailto:nl.medline.eu)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Canisters, liners, slangen, sample hoesjes, sample potjes en verdeelstukslangen zijn niet-steriele medische hulpmiddelen van klasse I bedoeld voor gebruik door de gezondheidszorg professionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

<sup>1</sup>TUBVAC is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I, bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML548\_NL 11/2020.

**EC REP** Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France  
 Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France