

MediGuard Special Nitrile

Nicht sterile puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe



Vorteile und Kundennutzen

- Angenehme Passform
- Zuverlässige Griffbarkeit
- Akzeptables Qualitätslevel (AQL) für EN455-1: 1,0
- Reißfestigkeit (FAB – Medianwert): 7,0 Newton
- PSA-zertifiziert Typ B
- Getestet gegen Chemotherapeutika

Empfohlen für folgende Anwendungsbereiche:



Entbindungstation

Hauswirtschaft

Pharmazie/
Onkologie

Normalstation

Phlebotomie-
Station

Intensivstation




+ Texturierte
Fingerspitzen

+ Farbe:
Violettblau


+ Länge:
min. 240 mm

Materialstärke:
Finger: 0,10 mm
Handfläche: 0,08 mm
Stulpe: 0,07 mm

Innovative und nachhaltige Verpackungstechnik




Flat-Layer-Verpackung



Farbkodierte
Größenkennzeichnung



Wiederverwertbare
Materialien



Beständigkeit ist der Schlüssel.

Wir haben uns der Qualität verschrieben und helfen Ihnen, eine optimale Gesundheitsversorgung zu gewährleisten:

5-Punkte-Qualitäts-Prozess

Solide Infrastruktur

Strenge Produktprüfung




Wir engagieren uns für Corporate Social Responsibility



Soziales Engagement

Unsere Hauptproduktionsstätte hat mehr als 3.000 direkte Arbeitsplätze geschaffen und/oder unterstützt.



Umweltschutz

Wir sind ISO 14001-zertifiziert, um Umweltrisiken zu bewerten, Energieeinsparungen zu messen und Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.



WRAP-Zertifizierung

Gemeinsam mit Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) setzt sich Medline für bessere Arbeiter- und Menschenrechte in der Lieferkette ein.

Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Länge	Breite	Verpackung
MGSNXS	Extra small (XS)	245 mm	74 mm	200 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
MGSNS	Small (S)	249 mm	84 mm	200 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
MGSNM	Medium (M)	240 mm	97 mm	200 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
MGSNL	Large (L)	251 mm	106 mm	200 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
MGSNXL	Extra large (XL)	252 mm	113 mm	180 Paar/Box, 10 Boxen/Karton

Normen und Qualitätsstandards

- Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 und UK-Medizinprodukteverordnung
- Das Produkt erfüllt die europäischen Normen EN 455-1, 2, 3 und 4
- Hergestellt nach EN ISO 13485
- Erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur persönlichen Schutzausrüstung (EU) 2016/45 Kategorie III, die in britisches Recht umgesetzt und geändert wurde
- Erfüllt die Normen EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 und EN ISO 374-5
- Virale Penetration erfolgreich getestet gemäß EN ISO 374-5
- EU-Verordnung Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.

Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.
© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1343_DE 07/2023