

# MediGuard Special Nitrile

Guantes de examen de nitrilo no estériles sin polvo



## Ventajas y características

- Cómodo ajuste
- Agarre consistente
- AQL 1.0 según la norma EN455-1
- Fuerza de rotura (FAB - media): 7,0 newtons
- Certificado EPI Tipo B
- Testado frente a químicos y agentes citostáticos

## Recomendado para el uso en:



Parto y alumbramiento



Servicios medio-ambientales



Farmacia/oncología



Unidad de cuidados no críticos



Unidad de cuidados de flebotomía



Unidad de cuidados críticos




+ Puntas de los dedos texturizadas

+ Color: Azul violeta

+ Longitud: mín. 240 mm

**Grosor**  
Dedo: 0,10 mm  
Palma: 0,08 mm  
Puño: 0,07 mm

## Tecnología de envasado innovadora y sostenible





Envasado a capas planas



Código de talla por colores



Materiales reciclables



## La consistencia es clave.

Estamos comprometidos con la calidad y con ayudarle a ofrecer una asistencia óptima, como se ve en nuestra propuesta:



## Estamos comprometidos con la responsabilidad social corporativa



### Impacto social

Nuestro centro de producción principal ha creado directamente o respaldado más de 3.000 puestos de trabajo



### Impacto medioambiental

Certificación ISO 14001 para evaluar los riesgos medioambientales, medir el ahorro de energía y ayudar a reducir las emisiones de carbono



### Certificación WRAP

Promoción de los derechos humanos y laborales en la cadena de suministro de Medline en asociación con Worldwide Accredited Production (WRAP)

## Información para pedidos

Referencia	Talla	Longitud	Ancho	Envasado
MGSNXS	XS	245 mm	74 mm	200 ud./envase, 10 envases/caja
MGSNS	S	249 mm	84 mm	200 ud./envase, 10 envases/caja
MGSNM	M	240 mm	97 mm	200 ud./envase, 10 envases/caja
MGSNL	L	251 mm	106 mm	200 ud./envase, 10 envases/caja
MGSNXL	XL	252 mm	113 mm	180 ud./envase, 10 envases/caja

## Reglamentos y normas de calidad

- Producto sanitario no estéril de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento del Reino Unido de productos sanitarios
- Cumple las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
- Fabricado conforme a EN ISO 13485
- Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual de categoría III, de acuerdo con su incorporación a la legislación del Reino Unido y sus modificaciones
- Cumple las normas EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5
- Testado para penetración viral de conformidad con EN ISO 374-5
- Cumple el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos



Explore cómo la gama de guantes de Medline, incluidos los MediGuard Special Nitrile, marcan la diferencia en todo el mundo. Contacte con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado al uso por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1343\_ES 07/2023