

MediGuard Special Nitrile

Gants d'examen en nitrile non stériles non poudrés



Avantages et caractéristiques

- Ajustement confortable
- Préhension ferme
- Niveau de Qualité Acceptable (NQA) selon EN455-1 : 1.0
- Force à la rupture (FAB - valeur médiane) : 7,0 newtons
- Certifié EPI de Type B
- Testé face aux produits de chimiothérapie

Utilisation recommandée pour :



Salle de travail et d'accouchement



Services environnementaux



Pharmacie/Oncologie



Unité de soins non critiques



Unité de soins d'hématologie



Unité de soins intensifs




Surface des doigts texturée

Couleur : Bleu-violet

Longueur min : 240 mm.

Épaisseur
Bout de doigt : 0,10 mm
Paume : 0,08 mm
Manchette : 0,07 mm

Technologie d'emballage innovante et durable






Pliage à plat



Code-couleur par taille



Matériaux recyclables



La constance est fondamentale.

Nous nous engageons à fournir des produits de qualité pour que vous prodiguez des soins de santé optimaux, notamment avec :



Nous nous engageons en matière de responsabilité sociale dans l'entreprise



Impact social

Plus de 3 000 emplois directement créés et/ou maintenus dans notre principale usine de production



Impact sur l'environnement

Certification ISO 14001 afin d'évaluer les risques pour l'environnement, de gérer les économies d'énergie et de contribuer à la réduction des émissions de carbone



Certification WRAP

Pour la défense des Droits de l'Homme et du travail au sein de la chaîne d'approvisionnement de Medline, en partenariat avec Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)

Informations de commande

Référence	Taille	Longueur	Largeur	Conditionnement
MGSNXS	XS	245 mm	74 mm	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MGSNS	S	249 mm	84 mm	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MGSNM	M	240 mm	97 mm	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MGSNL	L	251 mm	106 mm	200 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MGSNXL	XL	252 mm	113 mm	180 unités/boîte, 10 boîtes/carton

Réglementations et normes de qualité

- Dispositif Médical de Classe 1 non stérile répondant aux exigences de la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux (EU) 2017/745 et la réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux
- Les produits répondent aux exigences des normes européennes harmonisées EN 455-1, 2, 3 et 4
- Fabriqué selon EN ISO 13485
- Équipement de Protection Individuelle (EPI) de Catégorie III selon la Directive (UE) 2016/45 tel qu'elle a été intégrée dans la réglementation du Royaume-Uni et modifiée
- Conforme aux normes EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 et EN ISO 374-5
- Testé pour la pénétration virale conformément à la norme EN ISO 374-5
- Conforme au règlement (UE) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



Découvrez comment la gamme de gants de Medline, et notamment les gants en nitrile MediGuard Special Nitrile, font une différence dans le monde. Veuillez contacter votre représentant commercial Medline ou consultez notre site Internet : www.medline.eu/fr

Dispositifs Médicaux de classe I non stériles destinés aux professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1343_FR 09/2023