

MediGuard Special Nitrile

Guanti da esame non sterili senza polvere



Proprietà e vantaggi

- Vestibilità comoda
- Presa sicura
- AQL secondo EN455-1: 1.0
- Forza a rottura (FAB - valore mediano): 7.0 newton
- Certificato DPI Type B
- Testato per molteplici sostanze chemioterapiche e chimiche

Consigliato per l'uso in:



Travaglio e parto



Servizi di pulizie



Farmacia / Oncologia



Unità di cure non critiche



Unità ambulatoriali



Unità di terapia intensiva




+ Testurizzazione ai polpastrelli

+ Colore: Blu violaceo

+ Lunghezza: min. 240 mm

Spessore al polpastrello:
0,10 mm
Palmo: 0,08 mm
Polsino: 0,07 mm

Tecnologia di imballaggio innovativa e sostenibile



Flat-Layer packaging



Codice di colori per le taglie



Materiali riciclabili



La coerenza è fondamentale.

Ci impegniamo per la qualità e per aiutarvi a fornire un'assistenza sanitaria ottimale, come dimostra il nostro impegno:



Siamo impegnati nella responsabilità sociale d'impresa



Impatto sociale

Il nostro stabilimento di produzione principale ha creato e/o sostenuto direttamente più di 3.000 posti di lavoro



Impatto ambientale

Certificazione ISO 14001 per valutare il rischio ambientale, misurare i risparmi energetici e contribuire a ridurre le emissioni di carbonio



Certificazione WRAP

Promozione del lavoro e dei diritti umani nella catena di fornitura di Medline in collaborazione con Worldwide Accredited Production (WRAP)

Informazioni per l'ordine

Codice articolo	Misure	Lunghezza	Larghezza	Confezionamento
MGSNXS	X-Small	245 mm	74 mm	200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
MGSNS	Small	249 mm	84 mm	200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
MGSNM	Media	240 mm	97 mm	200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
MGSNL	Large	251 mm	106 mm	200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
MGSNXL	X-Large	252 mm	113 mm	180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone

Normative e standard di qualità

- Dispositivo medico non sterile di classe I ai sensi del regolamento (UE) 2017/745
- Conforme agli standard EN 455-1, 2, 3 e 4
- Prodotto secondo la norma EN ISO 13485
- Soddisfa i requisiti del Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (UE) 2016/45 Categoria III;
- Conforme agli standard EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Testato per la penetrazione virale, secondo la norma EN ISO 374-5
- Regolamento (UE) n. 10/2011 per materie plastiche e articoli destinati a venire a contatto con alimenti



Scoprite come la gamma di guanti Medline, tra cui MediGuard Special Nitrile, fa la differenza in tutto il mondo. Contattate il vostro rappresentante Medline di zona o visitate il nostro sito web: www.medline.eu/it

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile, destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1343_IT 10/2023