

# MediGuard® Special Nitrile

Niet steriele poedervrije nitril onderzoekshandschoenen



## Voordelen en eigenschappen

- Comfortabele pasvorm
- Betrouwbare grip
- Aanvaardbare kwaliteitslimiet (AQL): 1,0
- Breekkracht (FAB - mediaan waarde): 7,0 newton
- PBM-gecertificeerd
- Chemo-getest

## Aanbevolen voor gebruik bij:



Kraamafdeling



Milieudiensten



Apotheek/  
Oncologie



Afdeling  
voor niet-  
kritische zorg



Bloedafname



Intensieve  
zorgafdeling



Vingertoppen  
met structuur




Kleur:  
Violetblauw

Lengte:  
min. 240 mm

### Dikte

Vinger: 0,10 mm  
Palm: 0,08 mm  
Manchet: 0,07 mm

## Innovatieve en duurzame verpakkingstechnologie





Flat-layer verpakking



Op kleur gebaseerde maatvoering



Recycleerbare materialen



# Consistentie is de sleutel.

We zetten ons in voor kwaliteit en helpen u optimale gezondheidszorg te leveren, zoals te zien is in onze:



## We zetten ons in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen



### Sociale impact

Meer dan 3.000 banen rechtstreeks gecreëerd of ondersteund door onze primaire productiefaciliteit



### Milieu impact

ISO 14001-certificering om milieurisico's te beoordelen, energiebesparingen te meten en de CO2-uitstoot te helpen verminderen



### WRAP Certificering

Het verbeteren van de arbeids- en mensenrechten in de leveringsketen van Medline in samenwerking met Worldwide Accredited Production (WRAP)

## Bestelinformatie

Artikelnummer	Maat	Lengte	Breedte	Verpakking
MGSNXS	X-Small	245mm	74mm	200 stuks/doos, 10 doos/cs
MGSNS	Small	249mm	84mm	200 stuks/doos, 10 doos/cs
MGSNM	Medium	240mm	97mm	200 stuks/doos, 10 doos/cs
MGSNL	Large	251mm	106mm	200 stuks/doos, 10 doos/cs
MGSNXL	X-Large	252mm	113mm	180 stuks/doos, 10 doos/cs

## Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Klasse 1 niet-steriel medisch hulpmiddel volgens Medische Hulpmiddelen Richtlijn (EU) 2017/745, en UK Medical Device Regulation
- Voldoet aan de normen EN 455-1, 2, 3 en 4.
- Gefabriceerd volgens EN ISO 13485
- Voldoet aan de eisen van Verordening (EU)2016/45 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd
- Voldoet aan de normen EN 420; EN ISO 374-1, EN ISO 374-2; EN 1623-1; EN ISO 374-4 en EN ISO 374-5
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN ISO 374-5
- In overeenstemming met Richtlijn (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel



2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdam, Nederland

Ontdek hoe Medline's handschoenen, waaronder MediGuard Special Nitrile, wereldwijd een verschil maken. Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I, bestemd voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1343\_NL 02/2023