

MediGuard Special Nitrile

Niet steriele poedervrije nitril onderzoekshandschoenen



Voordelen en eigenschappen

- Comfortabele pasvorm
- Betrouwbare grip
- Acceptatie kwaliteitsniveau (AQL) voor EN455-1: 1.0
- Breekkracht (FAB - mediaan waarde): 7,0 newton
- PPE-gecertificeerd type B
- Getest tegen chemotherapiemedijnen

Aanbevolen voor gebruik bij:



Kraamafdeling



Milieudiensten



Apotheek/
Oncologie



Afdeling
voor niet-
kritische zorg



Bloedafname



Intensieve
zorgafdeling




+ Vingertoppen met structuur

+ Kleur: Violetblauw


+ Lengte: min. 240 mm

Dikte
Vinger: 0,10 mm
Palm: 0,08 mm
Manchet: 0,07 mm

Innovatieve en duurzame verpakkingstechnologie




Flat-layer verpakking



Op kleur gebaseerde maatvoering



Recycleerbare materialen



Consistentie is de sleutel.

We zetten ons in voor kwaliteit en helpen u optimale gezondheidszorg te leveren, zoals te zien is in onze:



We zetten ons in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen



Sociale impact

Meer dan 3.000 banen rechtstreeks gecreëerd of ondersteund door onze primaire productiefaciliteit



Milieu impact

ISO 14001-certificering om milieurisico's te beoordelen, energiebesparingen te meten en de CO2-uitstoot te helpen verminderen



WRAP Certificering

Het verbeteren van de arbeids- en mensenrechten in de leveringsketen van Medline in samenwerking met Worldwide Accredited Production (WRAP)

Bestelinformatie

| Artikelnummer | Maat | Lengte | Breedte | Verpakking |
|---------------|---------|--------|---------|----------------------------|
| MGSNXS | X-Small | 245mm | 74mm | 200 stuks/doos, 10 doos/cs |
| MGSNS | Small | 249mm | 84mm | 200 stuks/doos, 10 doos/cs |
| MGSNM | Medium | 240mm | 97mm | 200 stuks/doos, 10 doos/cs |
| MGSNL | Large | 251mm | 106mm | 200 stuks/doos, 10 doos/cs |
| MGSNXL | X-Large | 252mm | 113mm | 180 stuks/doos, 10 doos/cs |

Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Klasse 1 niet-steriel medisch hulpmiddel volgens Medische Hulpmiddelen Richtlijn (EU) 2017/745, en UK Medical Device Regulation
- Voldoet aan de normen EN 455-1, 2, 3 en 4.
- Gefabriceerd volgens EN ISO 13485
- Voldoet aan de eisen van Verordening (EU)2016/45 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd
- Voldoet aan de normen EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 en EN ISO 374-5
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN ISO 374-5
- In overeenstemming met Richtlijn (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel



Ontdek hoe Medline's handschoenen, waaronder MediGuard Special Nitrile, wereldwijd een verschil maken. Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I, bestemd voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1343_NL 07/2023