



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

NasoGastrische Fixatie

**2 plakzones
voor betere
fixatie**



Voordelen voor zorgverleners, ziekenhuizen en patiënten


- 2 sets van strategisch geplaatste plakzones passen zich aan de neus van de patiënt en de slang aan, waardoor de slang niet ophoopt en stevig vast zit, wat de kans op losraken van de sonde vermindert
- Door de fixatie achter de slang te plaatsen heeft de zorgverlener goed zicht op de slang, voor preciezere plaatsing
- De huidvriendelijke plaklaag laat zeer weinig sporen achter op de huid van de patiënt; de plaklaag is ook latexvrij, irriteert niet en is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Ontworpen om goed te passen bij alle soorten voedingssondes
- Kost minder en is eenvoudiger in gebruik dan roze tape

Het Centurion NasoGastric Tube Fixatiehulpmiddel, ontworpen om alle soorten voedingssondes te fixeren, is huidvriendelijk, eenvoudig aan te brengen en heeft twee plakzones (één plakt aan de neus terwijl de andere aan de slang plakt) om ophopen van de slang te voorkomen en het risico op losraken van de sonde te voorkomen.

Toepassing

NGS291ZT

(alleen hulpmiddel)



Medline International Netherlands B.V.

Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL

Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495

nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  