



NEOLON® 2G

STERILER & PUDERFREIER OP-HANDSCHUH AUS SYNTHETISCHEM POLYCHLOROPREN

- **Hergestellt aus synthetischem Polychloropren der zweiten Generation**
 - Dieses Produkt enthält kein Naturkautschuklatex
 - Weicher und flexibler als herkömmliche Handschuhe aus synthetischem Polychloropren
- **Pudertfrei und mit einem synthetischen Polymer beschichtet - für ein leichteres Anziehen mit feuchten Händen**
- **Die hohe Beständigkeit gegenüber Zytostatika wurde gemäß ASTM D 6978-05 getestet**
- **Kostengünstige, latexfreie Alternative zu synthetischem Polyisopren**
- **Raumsparendes Verpackungsdesign**
- **Ideal für allgemein chirurgische Eingriffe und Zytostatikaherstellung**

| Artikelnummer | Größe | Verpackung |
|---------------|-------|-----------------------------|
| MSG6055 | 5 ½ | 50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton |
| MSG6060 | 6 | 50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton |
| MSG6065 | 6 ½ | 50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton |
| MSG6070 | 7 | 50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton |
| MSG6075 | 7 ½ | 50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton |
| MSG6080 | 8 | 50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton |
| MSG6085 | 8 ½ | 50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton |
| MSG6090 | 9 | 50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton |

Empfohlen für die Benutzung in:

Allgemeinchirurgie

Bestimmungen und Qualitätsstandards:

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG
- Medizinprodukt Klasse IIa
- Erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG "Persönliche Schutzausrüstung" Kategorie III. Entspricht den Standards EN388, EN420 und EN374-1, 2, 3.

SPEZIFIKATIONEN:

- Lochfreiheit/Dichtigkeit (gemäß EN 455-1: AQL 0,65)
- Fingerdicke: 0,23 mm
- Länge: 290 mm
- Farbe: Hellbraun
- Leicht texturiert für eine verbesserte Griffigkeit
- Anatomische Passform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Rollrand bietet Halt und verhindert Zurückrollen



Besuchen Sie für weitere Informationen
www.medline.com/de