



NEOLON® 2G

STERILE & DEPOLVERATO. GUANTO CHIRURGICO SINTETICO IN POLICLOROPRENE

- Prodotto con Policloroprene sintetico di seconda generazione
 - Questo prodotto non contiene lattice di gomma naturale
 - Più morbido e più flessibile rispetto ai guanti in Policloroprene
- Senza polvere ma con rivestimento interno in polimeri per agevolare la calzatura anche con mani bagnate
- Testato alla permeazione chimica per agenti chemioterapici in conformità con ASTM D 6978-05
- Il Polisoprene sintetico è una alternativa economica al lattice di gomma naturale
- Confezionamento salva-spazio con design ripiegato
- Ideale per chirurgie generali e per operatori

Codice	Taglia	Confezionamento
MSG6055	5 ½	50 guanti/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6060	6	50 guanti/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6065	6 ½	50 guanti/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6070	7	50 guanti/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6075	7 ½	50 guanti/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6080	8	50 guanti/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6085	8 ½	50 guanti/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6090	9	50 guanti/scatola, 4 scatole/cartone

Raccomandato per l'utilizzo in:

Generali

Norme e standard di qualità

- Sistema di gestione della Qualità certificato EN ISO 13485
 - Dispositivo Medico secondo la Direttiva 93/42/EEC
 - Certificato come "Dispositivo di Protezione Individuale" di III categoria secondo la Direttiva 89/686/EEC
 - Certificato come "Dispositivo di Protezione Individuale" di classe III secondo la direttiva 89/686/CE.
- Conforme agli standard di riferimento EN388, EN420 e EN374-1,2,3

SPECIFICHE:

- AQL 0.65
- Spessore al polpastrello: 0.23 mm
- Lunghezza: 290 mm
- Colore: Marrone chiaro
- Grip: Leggermente ruvidi per una maggiore aderenza
- Design primo stampo: Anatomico, curvo per ridurre l'aticamento della mano
- Design con polsino: Ausolato e rinforzato per evitare l'arrotolamento e lo strappo

Per conoscere di più riguardo ai nostri prodotti, si prega di contattate il rappresentate Medline della vostra zona oppure visitare il sito www.medline.com/it

