

Sets de tubo de insuflación ORIS

Para una correcta insuflación de CO₂




Ventajas y características

Los sets de tubo de insuflación complementan el catálogo de productos para laparoscopia de Medline.

- Filtran e insuflan CO₂ limpio, lo que permite a los profesionales sanitarios establecer el neumoperitoneo antes y durante los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos de manera eficaz
- Ofrecen un tubo flexible y un filtro altamente seguro
- Dispositivos de un solo uso

Medline ofrece una línea de artículos que son totalmente compatibles para su uso junto con diferentes insufladores.

Imagen	Set de tubo de insuflación ORIS	Rango de compatibilidad
	ORISISO con conector ISO 15 M/22 F	Karl Storz Richard Wolf Stryker ConMed
	ORIS15 con conector 15-mm macho	Karl Storz Richard Wolf
	ORISLL con conector luer-lock	Olympus
	ORISPUSH con conector hembra flexible	Stryker



Información para pedidos

La oferta de Medline le proporciona soluciones de alta calidad y productos laparoscópicos esenciales con la mejor relación calidad-precio.

Referencia	Descripción	Longitud	Envasado
ORISISO	Set quirúrgico de insuflación con conector ISO 15 M/22 F	3 m	25 ud./envase
ORIS15	Set quirúrgico de insuflación con conector 15-mm	3 m	25 ud./envase
ORISLL	Set quirúrgico de insuflación con conector luer-lock	3 m	25 ud./envase
ORISPUSH	Set quirúrgico de insuflación con conector hembra	3 m	25 ud./envase



ORISLL
Conector luer-lock



ORISPUSH
Conector hembra



ORISISO
Conector ISO 15 macho/22 hembra

Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es

Este producto es un producto sanitario estéril de clase IIa destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de su uso, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



LOTUS NL BV
Koningin Julianaplein 10, Te verdieping
2595AA, La Haya, Países Bajos



2460 (DNV Product Assurance AS)

Medline se reserva el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. ML1315_ES 11/2022.