

Sets de tubulure d'insufflation ORIS







Pour une insufflation de CO₂ optimale

Avantages et caractéristiques

Les sets de tubulure d'insufflation ORIS ont été ajoutés au portefeuille de produits de cœlioscopie de Medline.

- Filtrer et insuffler du CO₂ purifié permet aux praticiens de créer efficacement un pneumopéritoine avant et pendant les procédures de cœlioscopie.
- Tubulure flexible et filtre haute sécurité
- Dispositifs à usage unique


Medline propose une gamme d'articles entièrement compatibles avec divers insufflateurs.

Image	Set de tubulure d'insufflation ORIS	Gamme de compatibilité
	ORISISO avec connecteur de type ISO 15M/22F	Karl Storz Richard Wolf Stryker ConMed
	ORIS15 avec connecteur mâle de 15 mm	Karl Storz Richard Wolf
	ORISLL avec connecteur Luer-lock	Olympus
	ORISPUSH avec connecteur femelle flexible	Stryker

Informations de commande

L'offre de Medline vous propose des solutions de qualité sur les essentiels de la coelioscopie.

Référence	Description	Longueur	Conditionnement
ORISISO	Set d'insufflation de bloc avec connecteur ISO 15M/22F	3 m	25 unités/carton
ORIS15	Set d'insufflation de bloc avec connecteur 15 mm	3 m	25 unités/carton
ORISLL	Set d'insufflation de bloc avec connecteur Luer-Lock	3 m	25 unités/carton
ORISPUSH	Set d'insufflation de bloc avec connecteur femelle	3 m	25 unités/carton



ORISLL
Connecteur Luer-lock



ORISPUSH
Connecteur femelle



ORISISO
Connecteur ISO 15-mâle/22-femelle

En savoir plus. Contactez votre responsable commercial Medline ou consultez le site www.medline.eu/fr

Ce produit est un dispositif médical de classe IIa non stérile destiné à l'usage des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur l'étiquetage correspondant.



LOTUS NL.B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e verdieping
2595AA, La Haye, Pays-Bas



2460 (DNV Product Assurance AS)

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d'apparaître dans cette brochure.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. ML1315_FR 11/2022.