

# ORIS Set di tubi per insufflazione

Per una corretta insufflazione di CO<sub>2</sub>



## Caratteristiche e vantaggi

I set di tubi per insufflazione ORIS completano la gamma di prodotti per laparoscopia di Medline.

- Filtrano e insufflano CO<sub>2</sub> pulita, consentendo al medico di stabilire efficacemente il pneumoperitoneo prima e durante le procedure laparoscopiche.
- Offrono un filtro altamente sicuro e tubi flessibili
- Dispositivi monouso


Medline offre una linea di articoli completamente compatibili con diversi marchi di insufflatori.

Immagine	ORIS Set di tubi per insufflazione	Gamma di compatibilità
	<b>ORISISO</b> con attacco ISO 15M/22F	Karl Storz Richard Wolf Stryker ConMed
	<b>ORIS15</b> con attacco maschio di 15 mm	Karl Storz Richard Wolf
	<b>ORISLL</b> con attacco luer-lock	Olympus
	<b>ORISPUSH</b> con attacco femmina flessibile	Stryker

## Informazioni relative all'ordine

L'offerta Medline di prodotti per laparoscopia fornisce soluzioni dall'elevato rapporto qualità prezzo.

Codice prodotto	Descrizione	Lunghezza	Confezionamento
ORISISO	Set di insufflazione per sala operatoria con connettore ISO 15 M/22 F	3 m	25 pezzi/confezione
ORIS15	Set di insufflazione per sala operatoria con connettore da 15 mm	3 m	25 pezzi/confezione
ORISLL	Set per insufflazione per sala operatoria con connettore Luer-lock	3 m	25 pezzi/confezione
ORISPUSH	Set di insufflazione per sala operatoria con connettore femmina	3 m	25 pezzi/confezione



**ORISLL**  
con attacco luer-lock



**ORISPUSH**  
Connettore con attacco Femmina



**ORISISO**  
Connettore ISO da 15 Maschio / 22 Femmina

Per ulteriori informazioni, contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa sterile, destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



LOTUS NL BV  
Koningin Julianaplein 10, 1e verdieping  
2514 AP L'Aia, Paesi Bassi



2460 (DNV Product Assurance)

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML1315\_IT 02/2023.