



Distribuerade av

**MEDI PLAST**

**SÄKERHET OCH  
STANDARDISERING.**

**OR Necessities<sup>®</sup>**

Separata sterila operationssatsartiklar för säkerhet och standardisering.

# INTRODUKTION

## Standardisering för lagerartiklar

Medlines produktsortiment inkluderar alla separata sterila komponenter som ingår i era kundanpassade procedurset. Att lagrhålla separata komponenter hjälper er att:

### Förbättra standardiseringen

- Enkel åtkomst av artiklar – Kom enkelt åt ersättningsprodukter för artiklar som besudlats under operationsförfarandet eller ytterligare artiklar när ingreppet drar ut på tiden.
- Färre lagerhållningsenheter – Vi kommer att se över artiklarna på er lagerhylla och i era procedurset, och rekommendera sätt att förbättra standardisering och eliminera överskott på.

### Öka säkerheten

- Överensstämmelse med EU-bestämmelser.
- Säkerhet i samband med vassa föremål – Kanylskydd med inbyggda oskadliggörande anordningar.
- Hög nivå av klinisk acceptans - Medlines operationssalsförnödenheter har använts av sjukhus i över 40 år.

### Kontrollera kostnaderna

- Minska slöseriet – Lagerför endast de satskomponenter som behövs.
- Eliminera mellanhanden – Åtnjut direkta besparingar från tillverkaren.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduction

### Guldstandard för säkerhet

Två nyckelområden för förbättring av personal- och patientsäkerhet	3
Säkerhet i samband med vassa föremål	4
Kirurgisk time-out-kontroll	5-6
Säkerhet i samband med vätskehanteringssystemet	6

### Intraoperativ patientsäkerhet

Märkpennor och linjaler	7
Kanylskydd	7
Tillbehör	8
Skydd för belysningshandtag	9
Imfri lösning med svamp	9
Hudhäftapparat & Borttagare Hud klamrar	10
Cementblandningsskål och spatel	10
Medi-Loop® (kärlöglor)	10
Suturklämmor	11

# GULDSTANDARD FÖR SÄKERHET



När det gäller säkerhet har du en sann partner i Medline. Vi strävar ständigt efter att finna nya sätt att hjälpa våra kunder förbättra säkerheten. Produktsortimentet Gold Standard har utarbetats för att göra bästa praxistekniker mer intuitiva för kliniker. Du kan lägga till dessa komponenter till era procedurset eller förvara dem separat på lagerhyllan. De är enkla att ta i bruk och kräver få eller inga ändringar alls i förfarandet.

### Gold standard produkter omfattar innovativa säkerhetsegenskaper som främjar:

- Korrekt ingrepp, korrekt placering, korrekt patient
- Säkerhet i samband med vassa föremål
- Överensstämmelse med europeiska initiativ inom patientsäkerhet och med europeiska bestämmelser
- Guldfärgen kontrasterar med de typiska blå eller gröna draperingsprodukterna

### Förebyggande åtgärder framför allt

Produkterna i Gold Standard-sortimentet ingår i vårt program Prevention Above All. För detta program samlade vi hälsovårdens främsta strategiska tänkare i ämnena säkerhet, policy och praxis för att hjälpa oss ta fram målinriktade ingrepp som omsätter forskning i praxis.

## TVÅ NYCKELOMRÅDEN MED FOKUSERING PÅ FÖRBÄTTRING AV PERSONAL- OCH PATIENTSÄKERHET

### Korrekt operationsställe

En studie som utfördes i Nederländerna mellan oktober 2007 och mars 2009 visade att man genom att använda en kontrolllista reducerade antalet kirurgiska komplikationer med mer än en tredjedel och dödsfallen med nästan hälften (från 1,5 % till 0,8 %) i försökssjukhusen jämfört med kontrollsjukhus, enligt vad som publicerades av New England Journal of Medicine. Detta är ett problem i hela världen. Det uppskattas att mellan 1.500 och 2.500 felaktiga operationsincidenter inträffar varje år i USA. Tillämpning av en kontrolllista för kirurgisk säkerhet (se exemplet till höger) från Världhälsoorganisationen (WHO), plus Medlines "Timeout"-artiklar, som S.T.O.P.- säkerhetsflaggan kan hjälpa till att förbättra patientens säkerhet.



### Universalprotokollet för att undvika felaktiga ingrepp, felaktiga placeringar, felaktig patientkirurgi bygger på 3 principer:

- Preoperativ verifikationsprocess
- Märkning av operationsstället (hudmarkörpenna)
- "Time-out" omedelbart innan förfarandet påbörjas (S.T.O.P. Säkerhetsflagga)

### Säkerhet i samband med vassa föremål

En annan viktig fråga är att förebygga skador på sjukhuset i samband med vassa föremål. Varje år förorsakas hundratals olyckor pga vassa instrument i operationssalen. (I USA uppskattas antalet till mellan 600.000 och 800.000)<sup>3</sup>. I en strävan att bringa uppmärksamhet kring dessa säkerhetsfrågor har partnerorganisationer som ansvarar för den sociala dialogen i Europa, i form av HOSPEEM (Europeiska organisationen för arbetsgivare inom hälso- och sjukvård) och EPSU (Europeiska federationen för offentliganställdas förbund) ingått ett ramavtal för



förebyggande av skador på grund av vassa instrument på sjukhus och inom hälsovårdssektorn, i samarbete med den Europeiska Gemenskapen. Tillsammans har de utarbetat det Europeiska direktivet 2010/32/ EU som skall säkerställa att sociala partner inför de nödvändiga åtgärderna senast den 11:e maj 2013. Syftet med ramavtalet är att skydda arbetstagare som utsätts för risker i samband med vassa föremål inom hälso- och sjukvården (inklusive sticksador från kanyler) och att förebygga risker för skador och infektioner som kan orsakas av vassa föremål inom hälso- och sjukvården. <http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources> Medline tar detta initiativ med stort allvar och erbjuder sitt Gold Standard-program med säkerhetsprodukter, såsom kanylskydd, överföringsbrickor, instrumentdynor och skalpellhållare för att reducera risken för skador som åsamkas klinisk personal under kirurgiska ingrepp.

## SÄKERHET I SAMBAND MED VASSA FÖREMÅL

Främjar säkerheten ifråga om stick- och skärskador och stödjer det Europeiska direktivet 2010/32/EU.

### Kanylskydd med bladborttagare

- Inbyggd anordning för oskadliggörande av blad för att förebygga risken för skärskada vid borttagande av blad från skalpellhandtag

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
GSNCF10MBRCE	10 styck	50/box	80305-EU
GSNCF20MBRCE	20 styck	50/box	49814-EU
GSNCF40MBRCE	40 styck	50/box	49255-EU



GSNCF20MBRCE

### Överföringsbricka

- Stabil neutral yta
- Medger hanteringsfri överföring av vassa instrument, såsom nålar och blad
- Upphöjd inre kant för enkelt grepp
- Häftyta på undersidan för att fästa brickan på ett säkert sätt på patientens drapering, assistentbord eller bakre bord

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
GSTTA1CE	10 x 23cm	50/box	49293



GSTTA1CE

### Skalpellhållare

- Håller den vassa kanten nedåt för att undvika skador
- För vanliga skalpeller när de inte används
- Häftyta på undersidan för fixering

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
GSSH01CE	Skalpellhållare	100/box	49237-EU



GSSH01CE

### Halkfri instrumentdyna

- Dyna med klar färg för att erbjuda en ytterst tydlig neutral yta för hanteringsfri överföring av vassa instrument
- Unikt mönster som greppar instrumenten och undviker att de faller ner från det sterila fältet
- Kan placeras på det sterila fältet eller assistentbord
- 2 häftremor på undersidan



GSASM1CE

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
GSASM1CE	25 x 41 cm	80box	82658

## KIRURGISK "TIME-OUT"-KONTROLL

### S.T.O.P. säkerhetsflagga

- Klar färg
- Gör kirurgiteamet uppmärksam på att utföra en "time out" kontroll innan ingreppet påbörjas
- Placeras över avsedda incisionsstället eller assistentbord



GSF01CE

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
GSF01CE	Säkerhetsflagga	40/box	48984

## SÄKERHET I SAMBAND MED VÄTSKEHANTERINGSSYSTEMET

### Safety Splash®:

- Fristående vätskehanteringssystem
- Avskiljer avfall med biologisk risk från hjärkatretisering och angiografi
- Dynan konsoliderar vätskan och reducerar därmed risken för vätskeexponering av sjukvårdspersonal under transporter vid slutet av ingreppet



GSSPLASH1CE

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
GSSPLASH1CE	500 ml skål för vätskeformigt avfall	24/box	95666-EU

## INTRAOPERATIV PATIENTSÄKERHET

Maximera den intraoperativa säkerheten med vårt kompletta program med hudmarkörer, kanylskydd, instrument dynor och mer. Vi erbjuder både standard och finspetsiga hudmarkörer samt universalmärkpenor för märkning av bägare, skålar och etiketter.

Våra kanylskydd är tillgängliga med eller utan bladborttagare, och vår magnetiska instrumentdyna är stor nog för att rymma ett stort antal instrument på ett tryggt sätt.

## MÄRKPENNOR OCH LINJALER

### Hudmarkörer

Medlines hudmarkörer innehåller medicinskt, giftfritt och icke-irriterande gentianviolett bläck:


- Stor bläckbehållare för längre produktlivslängd
- Jämnt bläckflöde för tydlig markering
- Välj mellan standard eller finspetsig typ
- Tillgänglig med 15 cm-linjal



Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
DYNJSM01	Standard spets, m/linjal	50/box	37292
DYNJSM03	Finspetsig, m/linjal	50/box	37286

### Funktionell märkorpenna

- Svart, icke smetande bläck
- Kan användas på de flesta ytor för märkning
- Tillgänglig med 15 cm linjal



Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
DYNJSM06	Universal spets, m/linjal	50/box	37998 (märkpenna)

# KANYLSKYDD

Häftande flikar fäster kanylskydden mot valfri arbetsyta och själva kanylskyddet är delbart i två delar för användning på två olika ställen:

- Välj mellan skumblock, skumremsa eller magnetutförande
- Kapaciteten varierar mellan 10 och 60

## Skumblocks-kanylskydd med bladborttagare

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
NCF20ABRCE	20 st, skumblock m/ häftyta	50/box	40837-EU

## Magnetiskt kanylskydd med bladborttagare

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
NC30MMBRCE	30 st, m/dubbel magnet	50/box	40575-EU
NC60MMBRCE	60 st, m/dubbel magnet	50/box	40579-EU

## Skumblocks-kanylskydd med bladborttagare

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
NCF10MCE	10 st, skumblock m/ magnet	96/box	N/a
NCF20ACE	20 st, skumblock m/ häftyta	64/box	N/a

## Kanylskydd med skumremsa utan bladborttagare

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
NCF560MCE	60 st, Skumremsor m/ magnet	64/box	08251-EU

## Magnetiskt kanylskydd med bladborttagare

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
NC20MMCE	20 st, m/dubbel magnet	168/box	05755-EU
NC30MMCE	30 st, m/dubbel magnet	96/box	08254-EU
NC60MMCE	60 st, m/dubbel magnet	64/box	N/a

### Blade Removers

We have several needle counter options with blade removers to reduce the risk of a sharp stick when removing the blade from the scalpel handle. They are available in Gold Standard and red versions



NCF20ABRCE




NC30MMBRCE



NCF20ACE



NCF560MCE



NC20MMCE

# TILLBEHÖR

## Skumkanylskydd

- I första hand avsett för hjärkatetrering och angiografiingrepp
- Skumhållaren används för temporär placering av kanyler

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
NDLNESTCE	Kanylholk (kanylhållare)	50/	35862M

## Magnetisk instrumentdyna

Magnetisk instrumentdyna medger trygg och snabb åtkomst av instrument.

- Fölsam formgivning, är väl anpassad till patientens kropp
- Halkfri skumbotten ger stabilitet på operationsdraperingen
- Magneter reducerar risken för att instrument ska falla ut ur det sterila fältet

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
MDL1CE	41 x 51 cm	20/ box	N/a



NDLNESTCE



MDL1CE

# SKYDD FÖR BELYSNINGSHANDTAG

Vi erbjuder två typer av skydd för belysningshandtag

- Flexibla skydd för belysningshandtag träs på belysningshandtagets adapter
- För belysningshandtagsskydd 16557 och 16558 krävs ingen adapter

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
DYNJLHS1	Flexibelt belysningshandtagsskydd 1 vard.	80/ box	3611BNS
DYNJLHS2	Flexibelt belysningshandtagsskydd 2 vard.	80/ box	35539-EU
16558A	Belysningshandtagsskydd storlek S/L 1 vard.	200/ box	9053-EU
AR-LHCB01*	Flexibelt belysningshandtagsskydd 1 vard.	100/box	AR-LHCBNS
AR-LHCB02*	Flexibelt belysningshandtagsskydd 2 vard.	60 /box	N/a



DYNJLHS1 / DYNJLHS2



16558A

\*AR-LHCB01 och AR-LHCB02 sterila versioner är enbart till försäljning i Tyskland.

## IMFRI LÖSNING MED SVAMP

Vår effektiva imfria lösning av högsta kvalitet hjälper kirurgen att se klart och tydligt:

- Medger avbrottsfria ingrepp
- Häftbottnad svamp ingår för enkel applicering av lösningen



NONFB100

Item Number	Description	Packaging	Pack component No.
NONFB100	Mjukförpackning	20/box	80532

## HUDHÄFTAPPARAT

Används förslutning i ett omfattande antal olika kirurgiska ingrepp

- Innehåller medicinska klammer i rostfritt stål
- Handtaget medger enkel applicering och smidig manöverkraft



F-35WB

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
F-35WB	Häftapparat m/35-breda klammer Staple dimensions efter slutning 7.2 x 4.9 mm	5/bx, 100/cs	9080-EU
F-35RB	Häftapparat m/35-breda klammer Staple dimensions efter slutning 5.9 x 3.9 mm	5/bx, 100/cs	9081-EU

## BORTTAGARE HUD KLAMRAR

Tar lätt bort alla typer av hud klamrar

- Sax design
- Tar bort klamrar i samma riktning de var häftade, vilket gör de enkla att ta bort med minimalt med smärta.



C-W

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
C-W	Engångs hudklammer borttagare	20/bx, 200/cs	N/a

## CEMENTBLANDNINGSSKÅL OCH SPATEL

Vår skål- och spatelsats hjälper operationsteamet att blanda till bencement med optimal textur.




CMIXIT

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
CMIXIT	Cementblandningsskål och spatel	20/box	81247-EU

## MEDI-LOOP® (KÄRLÖGLOR)

Kärlöglor används för att ockludera, retrahera och identifiera kärl, vener, nerver och senor under kirurgiska ingrepp:

- Fyra klara färger för enkel identifiering
- Synbar genom hela ingreppet
- Tillverkade i tålig, radiopak silikon i medicinsk kvalitet
- Vätskeavvisande
- Noggrant förpackade för att undvika trassel
- Tillgänglig i två storlekar: Maxi-Loops (2,5 mm bred, 1 mm tjock) och Mini-Loops (1,3 mm bred, 0,9 mm tjock)



Vessel Loops

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
VLMAXB	Blå, Max	2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs	N/a
VLMAXR	Röd, Max	2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs	N/a
VLMAXW	Vit, Maks	2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs	N/a
VLMAXY	Gul, Maks	2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs	N/a
VLMINB	Blå, Mini	2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs	N/a
VLMINR	Röd, Mini	2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs	N/a
VLMINW	Vit, Mini	2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs	N/a
VLMINY	Gul, Mini	2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs	N/a

## SUTURKLÄMMOR


Instrument/hemostatändstycken skyddar suturer och medger enkel identifiering och hantering:

- Möjliggör för kirurger att gripa tag i suturer utan att skada dem Synlig på röntgen
- Tillgänglig i två storlekar: standardklämmor med en inre diameter på 1,6 mm och stora klämmor med en inre diameter på 2,4 mm



Suture Boots

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning	Satskomponentnr.
DYNJSBY5	Gul, 5 par/block, standard	50/ box	7010003-BU
DYNJSBW5	Vit, 5 par/block, standard	50/box	N/a
DYNJSBB5	Blå, 5 par/block, standard	50/box	N/a
DYNJSBR5	Röd, 5 par/block, standard	50/box	7010007-BU
DYNJSBP5	Rosa, 5 par/block, large	50/box	7010008-BU
DYNJSBA5	Blandad sortering, 5 par/block, standard	50/box	7010004-BU



Distribuerade av

**MEDI PLAST®**

Medioplast AB  
Box 9504  
200 39 Malmö

T 020-78 80 35  
mediplast.info@mediplast.com  
www.mediplast.com

Referenser:  
1. New scientific evidence supports WHO findings: a surgical safety checklist could save hundreds of thousands of lives. [www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist\\_saves\\_lives/en](http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en)

2. World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2009

3. Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. Published November 1999. NIOSH publication 2000 - 108. <http://www.cdc.gov/niosh/docs/2000-108/pdfs/2000-108.pdf> Accessed February 2012.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som skulle ha uppstått i denna broschyr.

© 2017 Medline Industries, Inc. Medline, OR Necessities, Safety-Splash, Medi-Loop, Twin Back är registrerade varumärken och STOP är ett varumärke av Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML176-SE02 Medioplast 03/2017.