

A close-up photograph of a surgeon's face. The surgeon is wearing a blue surgical cap and a white surgical mask that covers the nose and mouth. Only the eyes are visible through the mask. The surgeon has light-colored eyes and is looking directly at the camera with a focused expression. The background is a blurred blue, suggesting a sterile operating room environment.

**SÉCURITÉ ET
CONFORMITÉ.**

OR Necessities

Dispositifs chirurgicaux stériles à destination du bloc opératoire

INTRODUCTION

Les Dispositifs Médicaux chirurgicaux de vos troussees personnalisées disponibles en individuel stérile

OR Necessities® est une gamme de Dispositifs Médicaux chirurgicaux stériles issue de notre division Custom Sterile. Elle permet de vous proposer en stérile individuel les Dispositifs Médicaux présents dans vos packs personnalisés afin de :

Faciliter la standardisation des besoins

- Profiter de l'harmonisation des besoins établis lors de la création de vos customs : les dispositifs médicaux chirurgicaux OR Necessities® ont déjà été validés par vos utilisateurs.
- Rationaliser vos achats de DM stériles : votre équipe chirurgicale utilisant quotidiennement les produits de la gamme OR Necessities®, vous pouvez réduire le nombre de vos fournisseurs sans inquiétude.

Accroître la sécurité

- Se conformer aux réglementations de l'UE
- Garantir la sécurité des objets pointus et tranchants avec, par exemple, des boîtes à aiguilles avec rétracteur de lames intégré.
- Niveau élevé d'acceptation clinique : les produits de la gamme OR Necessities® de Medline sont utilisés par les établissements de santé depuis plus de 40 ans.

Contrôler les coûts

- Eliminer les intermédiaires : réduction des coûts en achetant directement auprès du fabricant.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2
Gold Standard, des dispositifs médicaux de sécurité simples pour un impact significatif	3
La prévention des erreurs ainsi que la sécurité des patients et du personnel : une priorité	4
La prévention des blessures par objets tranchants	5-6
Temps de pause pré-opératoire	6
Système autonome de gestion des liquides	6
Sécurité péri-opératoire des patients	7
Marqueur et crayons dermographiques	7
Boîtes à aiguilles	8
Dispositifs divers pour le bloc	9
Housse de scialytique	9
Solution anti-buée avec éponge	10
Agrafeuse à peau et ôte-agrafe	10
Bol à ciment	10
Medi-Loop® (lacs vasculaires)	11
Suture Boots : Embout de protection de pinces	11

GOLD STANDARD, DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE SÉCURITÉ SIMPLES POUR UN IMPACT SIGNIFICATIF

Grâce à sa gamme de produits Gold Standard, Medline devient votre partenaire privilégié en matière de sécurité. Ces produits vous permettront de vous conformer à la législation en vigueur à partir de mai 2013.

Grâce à leur couleur jaune à fort impact visuel, ces dispositifs rappellent l'importance de la sécurité au bloc opératoire : la gamme Gold Standard symbolise les règles d'or à respecter dans la pratique chirurgicale.



Les produits Gold Standard proposent des solutions innovantes qui favorisent :

- La chirurgie sur le bon site
- La sécurité des objets tranchants
- La conformité aux législations européennes de sécurité
- Une distinction aisée grâce à une couleur jaune qui se démarque des couleurs classiques (bleues, vertes...) trouvées au bloc opératoire

La prévention : une priorité

Ces produits font partie de notre programme de prévention. Ce programme se fonde sur des observations et des réflexions menées par des professionnels de santé et offre donc des solutions adaptées aux besoins des équipes chirurgicales.

LA PRÉVENTION DES ERREURS AINSI QUE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DU PERSONNEL : UNE PRIORITÉ

La prévention des erreurs de site opératoire

Une étude réalisée aux Pays-Bas d'octobre 2007 à mars 2009 démontre que l'utilisation d'une check-list pré-opératoire a permis de réduire les complications chirurgicales de plus d'un tiers et les décès de moitié environ (de 1.5 à 0.8%). (Etude publiée dans le New England Journal of Medicine)¹. Cette problématique se retrouve dans de nombreux pays. Par exemple, aux Etats-Unis, on estime entre 1500 et 2500 le nombre d'incidents dus à des erreurs de site opératoire². L'utilisation de la check-list «sécurité du patient au bloc opératoire», publiée par la Haute Autorité de Santé en cohérence avec celle publiée par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), permet de diminuer ces erreurs. La pose du champ coton S.T.O.P. de Medline sur le patient avant l'incision rappelle aux équipes chirurgicales la nécessité de procéder à la revue de cette check-list.



Le protocole universel pour empêcher la chirurgie sur la mauvaise personne, le mauvais site ou le mauvais acte chirurgical se décompose en 3 étapes principales :

- Processus de vérification pré-opératoire
- Marquage du site opératoire (crayon dermographique)
- Temps de pause avant incision (drapage de sécurité S.T.O.P.)

La prévention des blessures par objets tranchants

Chaque année, des centaines de milliers de blessures par objets tranchants sont recensées dans les salles d'opération (aux Etats-Unis, on estime ce nombre entre 600 et 800 000)³. Les organisations européennes HOSPEEM (Association Européenne des Employeurs Hospitaliers) et FSESP (Fédération Syndicale Européenne des Services Publics) ont travaillé ensemble et créé un accord-cadre sur la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire.



Suite à ces travaux, la Directive Européenne 2010/32/UE a été publiée. Cet accord cadre vise à protéger les utilisateurs contre le risque de blessures provenant des objets médicaux tranchants, notamment les piqûres d'aiguilles et le risque de blessures et d'infections provoquées par ces objets.

Vous trouverez les détails de la directive européenne sur le site : <http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources>. Afin de vous permettre d'être en conformité avec cette directive et de prévenir les risques de blessures par objets tranchants, Medline a développé la gamme Gold Standard, composée de boîtes à aiguilles, plateaux de transfert, tapis antidérapants pour instruments et supports pour bistouris, utiles tout au long de l'intervention chirurgicale.

LA PRÉVENTION DES BLESSURES PAR OBJETS TRANCHANTS

Promouvoir la sécurité des objets pointus et tranchants et se mettre en conformité avec la Directive européenne 2010/32/UE.

Boîtes à aiguilles avec rétracteur de lames

- Le rétracteur de lames permet d'éviter les blessures accidentelles lors de l'extraction des lames des manches de bistouris

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
GSNCF10MBRCE	10 aiguilles	50/carton	80305-EU
GSNCF20MBRCE	20 aiguilles	50/carton	49814-EU
GSNCF40MBRCE	40 aiguilles	50/carton	49255-EU



GSNCF20MBRCE

Plateau de transfert

- Zone neutre stable
- Permet le passage des instruments tranchants sans manipulation individuelle
- Présente une cannelure interne pour une préhension facile
- Adhésif au dos du plateau pour fixer au champ opératoire, à la table de Mayo ou au plan de travail

Code stérile	Dimensions	Cond.	Code non stérile
GSTTA1CE	10 x 23 cm	50/carton	49293



GSTTA1CE

Support pour bistouris

- Sert à poser les bistouris quand ils ne sont pas en utilisation
- Le côté tranchant de la lame est orienté vers le bas afin d'éviter toutes blessures accidentelles
- Adhésif de fixation au dos du support

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
GSSH01CE	support pour bistouris	100/carton	49237-EU



GSSH01CE

Tapis anti-dérapant pour instruments

- Le tapis de couleur vive offre une zone neutre très visible pour un passage en mains libres des objets tranchants
- La texture unique fait adhérer les instruments et réduit les risques de chutes
- Peut être placé sur le champ stérile ou sur la table de Mayo
- 2 bandes adhésives au dos pour fixer le tapis

Code stérile	Dimensions	Cond.	Code non stérile
GSASM1CE	25 x 41 cm	80/carton	82658



GSASM1CE

TEMPS DE PAUSE PRÉ-OPÉRATOIRE

Drapage de sécurité S.T.O.P.

- Champ coton de couleur vive
- Invite l'équipe chirurgicale à prendre le temps d'effectuer certaines vérifications sur le patient avant incision
- Se place sur le site opératoire avant incision

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
GSF01CE	Champ coton S.T.O.P.	40/carton	48984



GSF01CE

SYSTÈME AUTONOME DE GESTION DES LIQUIDES

Safety Splash®

- Système autonome de gestion des fluides
- Collecte les déchets présentant un danger lors de leur élimination en salle d'angiographie
- Solidifie les liquides : les déchets ne sont pas transportés sous forme liquide ce qui réduit les risques d'exposition pendant les transports et facilite leur élimination

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
GSSPLASH1CE	Safety Splash®	24/carton	95666-EU



SH1CE

SÉCURITÉ PÉRI-OPÉRATOIRE DES PATIENTS

Notre gamme OR Necessities permet de maximiser la sécurité des patients en péri-opératoire.

Celle-ci est composée de crayons dermographiques, de boîtes à aiguilles, de tapis antidérapants pour instruments, de marqueurs et autres dispositifs médicaux qui jouent un rôle majeur dans la sécurité du site opératoire.

MARQUEUR ET CRAYONS DERMOGRAPHIQUES

Crayons dermographiques

Les crayons dermographiques Medline contiennent de l'encre violette non irritante de qualité médicale :

- Grand réservoir d'encre pour une durée de vie du produit plus longue
- Débit d'encre constant pour un marquage clair
- Choix entre les styles de pointes régulières et fines
- Fourni avec une règle de 15 cm




Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
DYNJSM01	pointe standard avec règlette	50/carton	37292
DYNJSM03	pointe fine avec règlette	50/carton	37286

Les crayons dermographiques sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles. Ces produits sont destinés à être utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Veuillez consulter la notice d'utilisation ou l'emballage avant utilisation.



Marqueur (ne s'utilise pas sur la peau)

- Encre noire, écriture sans bavure
- Peut être utilisé sur la plupart des surfaces pour l'étiquetage
- Fourni avec une règle de 15 cm



Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
DYNJSM06	Marqueur avec règle	50/carton	37998 (marker)

BOÎTES À AIGUILLES

Des bandes adhésives fixent les boîtes au plan de travail et le compteur lui-même se divise en deux pour une double utilisation dans différents domaines:

- Choix entre différentes configurations : bloc de mousse, adhésif, à bande de mousse et partie aimantée
- Les boîtes peuvent accueillir jusqu'à 60 aiguilles

Rétracteur de lames

La plupart de nos boîtes à aiguilles sont disponibles avec rétracteurs de lame pour réduire le risque de blessures. Elles sont disponibles en jaune et en rouge.

Boîtes à aiguilles avec rétracteur de lames

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
NCF20ABRCE	contient jusqu'à 20 aiguilles, bloc de mousse avec adhésif	50/carton	40837-EU



NCF20ABRCE

Boîtes à aiguilles magnétiques avec rétracteur de lames

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
NC30MMBRCE	contient jusqu'à 30 aiguilles, avec double aimant	50/carton	40575-EU
NC60MMBRCE	contient jusqu'à 60 aiguilles, avec double aimant	50/carton	40579-EU



NC30MMBRCE

Boîtes à aiguilles avec bloc de mousse

Code stérile	Description	Cond.
NCF10MCE	contient jusqu'à 10 aiguilles, bloc de mousse avec aimant	96/carton



NCF10MCE

Boîtes à aiguilles magnétiques avec bandes de mousse


Code stérile	Description	Cond.
NCFS60MCE	contient jusqu'à 60 aiguilles, bandes de mousse avec aimant	64/carton



NCFS60MCE

Boîtes à aiguilles magnétiques

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
NC20MMCE	contient jusqu'à 20 aiguilles, avec double aimant	168/ carton	05755-EU
NC60MMCE	contient jusqu'à 60 aiguilles, avec double aimant	64/carton	n/a



NC20MMCE

DISPOSITIFS MÉDICAUX CHIRURGICAUX DIVERS POUR LE BLOC

Réceptacle à aiguilles en mousse

- Principalement utilisé en angiographie
- Un porte mousse est utilisé pour le placement temporaire des aiguilles

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
NDLNESTCE	Réceptacle à aiguilles en mousse	50/carton	35862M



NDLNESTCE

Tapis magnétique pour instruments

Le tapis à instruments magnétique permet un accès sûr et rapide aux instruments.

- Il est équipé d'aimants afin de retenir les instruments métalliques et d'éviter leur chute
- Il est flexible pour s'adapter à la morphologie du patient
- Le dos en mousse antidérapante évite le glissement sur le champ opératoire

Code stérile	Dimensions	Cond.
MDL1CE	41 x 51 cm	20/carton



MDL1CE

HOUSSE DE SCIALYTIQUE

Nous proposons deux housses de scialytique différentes.

- Des housses qui se positionnent sur l'adaptateur présent sur la poignée de scialytique
- La housse 16558A ne nécessite pas d'adaptateur pour se positionner sur la poignée de scialytique

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
DYNJLHS1	Housse de scialytique	80/carton	3611BNS
DYNJLHS2	Housse de scialytique (par 2)	80/carton	35539-EU
16558A	Housse de scialytique universelle	200/ carton	9053-EU

Les housses de scialytique sont des dispositifs médicaux de classe I stériles. Ces produits sont destinés à être utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Veuillez consulter la notice d'utilisation ou l'emballage avant utilisation.

Les références DYNJLHS1 et DYNJLHS2 sont certifiées  0086 (BSI)

 EC REP

La référence 16558A est certifiée  0086 (BSI)  IEP



DYNJLHS1/DYNJLHS2



16558A

SOLUTION ANTI-BUÉE AVEC ÉPONGE

Notre solution anti-buée de grande qualité permet aux chirurgiens d'obtenir une image claire à l'écran.


- Elle est utilisée en cœlioscopie
- Une éponge à dos adhésif est incluse pour une application aisée de la solution sur l'optique de la caméra

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
NONFB100	Solution anti-buée	20/carton	80532



NONFB100

La solution anti-buée NONFB100 est un dispositif médical de classe I stérile. Ces produits sont destinés à être utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Veuillez consulter la notice d'utilisation ou l'emballage avant utilisation.



AGRAFEUSE À PEAU

Utilisée pour la fermeture de la peau dans une grande variété de procédures chirurgicales.

- Agrafes de qualité médicale en acier forgé inoxydable
- L'ergonomie de la poignée permet une excellente préhension pour une application facile et une dépose de l'agrafe en douceur.

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
F-35WB	Agrafeuse préchargée de 35 agrafes larges dimensions de l'agrafe après la fermeture: 7,2 x 4,9 mm	100 unités/carton (20 boîtes de 5 agrafeuses)	9080-EU
F-35RB	Agrafeuse préchargée de 35 agrafes normales dimensions de l'agrafe après la fermeture: 5,9 x 3,9 mm	100 unités/carton (20 boîtes de 5 agrafeuses)	9081-EU



F-35WB

Les agrafeuses à peau F-35WB et F-35RB sont des dispositifs médicaux de classe IIa stériles. Ces produits sont destinés à être utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Veuillez consulter la notice d'utilisation ou l'emballage avant utilisation.



ÔTE-AGRAFE

Ablation des agrafes à peau - compatible avec de nombreuses types d'agrafes cutanées

- Style Ciseaux
- Le ôte-agrafe Medline à usage unique permet de retirer les agrafes de suture cutanées en toute sécurité en minimisant la douleur pour le patient.

Code stérile	Description	Cond.
C-W	Dispositif pour retirer les agrafes	200 unités par carton (10 boîtes de 20 ôte-agrafes)

L'ôte-agrafe C-W est un dispositif médical de classe I stérile. Ces produits sont destinés à être utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Veuillez consulter la notice d'utilisation ou l'emballage avant utilisation.



C-W

BOL À CIMENT

Notre ensemble de bol et spatule permet à l'équipe chirurgicale de mélanger le ciment osseux afin d'obtenir une texture idéale et ainsi de fixer la prothèse.

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
CMIXIT	Bol et spatule pour mélange de ciment	20/doos	81247-EU

Le bol à ciment CMIXIT est un dispositif médical de classe I stérile. Ces produits sont destinés à être utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Veuillez consulter la notice d'utilisation ou l'emballage avant utilisation.




CMIXIT

MEDI-LOOP® (LACS VASCULAIRES)

Les lacs vasculaires sont utilisés pour occlure, rétracter et identifier les vaisseaux, veines, nerfs et tendons durant les interventions chirurgicales:

- **Quatre couleurs vives pour une identification aisée**
- **Visibles pendant toute l'intervention**
- **Fabriqués à partir de silicone de qualité médicale, résistant et radio-opaque**
- **Déperlants**
- **Emballés pour empêcher l'entremêlement et permettre une manipulation rapide et simple**
- **Disponibles en deux tailles : Maxi (2,5 mm de large, 1 mm d'épaisseur) et Mini (1,3 mm de large, 0,9 mm d'épaisseur)**



Vessel loops

Code stérile	Description	Cond.
VLMAXB	Bleu, Maxi	2/paquet, 10 paquets/boîte, 100 paquets/carton
VLMAXR	Rouge, Max	2/paquet, 10 paquets/boîte, 100 paquets/carton
VLMAXW	Blanc, Max	2/paquet, 10 paquets/boîte, 100 paquets/carton
VLMAXY	Jaune, Max	2/paquet, 10 paquets/boîte, 100 paquets/carton
VLMINB	Bleu, Mini	2/paquet, 10 paquets/boîte, 100 paquets/carton
VLMINR	Rouge, Mini	2/paquet, 10 paquets/boîte, 100 paquets/carton
VLMINW	Blanc, Mini	2/paquet, 10 paquets/boîte, 100 paquets/carton
VLMINY	Jaune, Mini	2/paquet, 10 paquets/boîte, 100 paquets/carton



Vessel Loops

Les Medi-Loop sont des dispositifs médicaux de classe I stériles. Ces produits sont destinés à être utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Veuillez consulter la notice d'utilisation ou l'emballage avant utilisation.


CE 0473 AMTAC certification services Ltd.



SUTURE BOOTS EMBOUT DE PROTECTION DE PINCES

Les embouts de pinces permettent au chirurgien de saisir un fil de suture fin à l'aide d'une pince hémostatique.

- **Permet aux chirurgiens de maintenir un fil de suture sans l'abîmer**
- **Radio-opaque**
- **Conditionnés dans des blocs de mousse pour un comptage facile**
- **Disponibles en deux tailles : standard avec un diamètre interne de 1,6 mm et large avec un diamètre interne de 2,4 mm**



Suture Boots

Code stérile	Description	Cond.	Code non stérile
DYNJSBY5	Jaune, 5 paires par bloc, standard	50/carton	7010003-BU
DYNJSBW5	Blanc, 5 paires par bloc, standard	50/carton	n/a
DYNJSBB5	Bleu, 5 paires par bloc, standard	50/carton	n/a
DYNJSBR5	Rouge, 5 paires par bloc, standard	50/carton	7010007-BU
DYNJSBP5	Rose, 5 paires par bloc, large	50/carton	7010008-BU
DYNJSBA5	Assorti, 5 paires par bloc, standard	50/carton	7010004-BU

Les sutures boots sont des dispositifs médicaux de classe I stériles. Ces produits sont destinés à être utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Veuillez consulter la notice d'utilisation ou l'emballage avant utilisation.

CE 0086 (BSI)





**ORGANISATION, EFFICACITÉ
ET SIMPLICITÉ.**



SYSTEME EMPOWER PACKAGING

Vous ne verrez plus jamais les packs de la même manière



LES ESSENTIELS DU BLOC OPÉRATOIRE
Une large sélection de produits pour votre bloc opératoire



Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5 B-1831
Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5 1180 Rolle
Suisse
Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com