

OR Necessities

Componenti Sterili Singoli



**Sicurezza e
standardizzazione**



Indice

Introduzione	3
Gold Standard per la sicurezza	3
Due settori chiave per migliorare la sicurezza del personale e dei pazienti	4
Sicurezza degli strumenti taglienti e appuntiti	5-6
Verifica del time-out chirurgico	6
Sistema di gestione sicura dei fluidi	6
Sicurezza intraoperatoria dei pazienti	7
Marcatori e righelli	7
Conta aghi	8
Accessori	9
Copri manipolo lampada scialitica	9
Soluzione anti-appannamento con spugna	10
Suturatrice cutanea e estrattore di punti metallici	10
Ciotola per miscelazione cemento e spatola	11
Medi-Loop® (lacci vascolari)	11
Copri Mosquito	11

Introduzione

Componenti Singoli disponibili sul mercato

La gamma di prodotti OR Necessities di Medline comprende molti componenti, confezionati singolarmente, che si trovano nei vostri set procedurali. Lo stoccaggio separato dei componenti consente di:



Migliorare la standardizzazione

- Facilità di accesso al prodotto - Possibilità di sostituire eventuali componenti contaminati durante le procedure o utilizzare componenti aggiuntivi quando gli interventi si prolungano.
- Ottimizzazione dei codici - Esaminiamo costantemente i componenti da voi utilizzati al fine di eliminare le ridondanze.



Aumentare la sicurezza

- Conformità alle norme UE
- Sicurezza per la gestione di strumenti taglienti e appuntiti - Conta aghi con estrattori integrati e molto altro ancora.
- Elevato livello di percezione clinica - Da oltre 40 anni i prodotti OR Necessities di Medline sono in uso negli ospedali.



Controllo dei costi

- Ridurre gli sprechi - avrai a disposizione solo i componenti già presenti nei kit che sono necessari.
- Eliminare costi aggiunti - Risparmio che deriva dal contatto diretto con il produttore.

Gold standard per la sicurezza



Quando si parla di sicurezza, Medline è il partner di riferimento. Siamo alla costante ricerca di nuove soluzioni per aiutare i nostri clienti a migliorare la sicurezza. La linea di prodotti Gold Standard è stata progettata per sfruttare al meglio le tecniche pratiche più intuitive per i medici. È possibile aggiungere questi componenti ai vostri set procedurali in uso o conservarli separatamente sullo scaffale. Sono facili da implementare e non richiedono alcun cambiamento.

I prodotti Gold Standard hanno caratteristiche di sicurezza innovative che promuovono:

- Intervento chirurgico sul sito corretto
- Sicurezza degli strumenti taglienti ed appuntiti
- Conformità alle iniziative europee per la sicurezza dei pazienti ed ai regolamenti europei

La prevenzione prima di tutto

I prodotti Gold Standard fanno parte del nostro programma "Prevention Above All". Per questo programma abbiamo consultato i migliori esperti in sicurezza, regolamenti e pratiche per aiutarci a sviluppare interventi mirati, capaci di tradurre in essere gli esiti della ricerca.

Due settori chiave per migliorare la sicurezza del personale e dei pazienti

Intervento chirurgico sul sito corretto

Uno studio condotto nei Paesi Bassi dal mese di ottobre 2007 a marzo 2009 dimostra che, utilizzando una checklist, le complicanze degli interventi chirurgici si riducono di oltre un terzo ed i decessi quasi della metà (da 1,5% al 0,8%) negli ospedali coinvolti nel test rispetto agli ospedali di controllo, come pubblicato sul New England Journal of Medicine.* Si tratta di un problema di interesse generale. Si stima che ogni anno negli Stati Uniti si verifichino da 1.500 a 2.500 incidenti in seguito ad interventi chirurgici realizzati sul sito sbagliato.† L'utilizzo di una checklist per la sicurezza chirurgica (vedi esempio a destra da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre a prodotti Medline Time-out come lo STOP Safety-Flag, possono contribuire a migliorare la sicurezza del paziente.

Sicurezza degli strumenti taglienti ed appuntiti

Un'altra tematica importante è la prevenzione delle lesioni da taglio in ospedale. Ci sono centinaia di migliaia di feriti ogni anno a causa degli strumenti taglienti in uso nelle sale operatorie (le stime degli Stati Uniti sono tra 600.000 e 800.000).‡ Nel tentativo di portare l'attenzione a questi problemi di sicurezza, l'organizzazione HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) e la EPSU (European Federation of Public Services Unions) hanno collaborato con la Comunità europea nella creazione di un accordo quadro sulla prevenzione delle ferite da taglio nel settore ospedaliero e sanitario. Hanno sviluppato la direttiva europea 2010/32/UE, che prevede che le parti sociali attuassero le disposizioni necessarie previste dall'accordo entro l'11 maggio 2013. L'Accordo Quadro ha lo scopo di tutelare i lavoratori a rischio di lesioni da qualsiasi strumento medico tagliente, compresi gli aghi, e di prevenire il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti.

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources Medline prende molto sul serio questa iniziativa ed offre i prodotti Gold Standard Safety, come conta aghi, vassoi, tappetini per gli strumenti e supporti per bisturi per ridurre il rischio di lesioni subite da parte del personale clinico durante la procedura chirurgica.

Il protocollo universale per prevenire gli interventi chirurgici sul sito errato, la procedura sbagliata ed interventi chirurgici sul paziente sbagliato si articola in 3 fasi:

- Processo di verifica pre-operatorio
- Marcatura del sito operatorio (marker per la cute)
- Time-out immediatamente prima di iniziare la procedura (STOP Safety-Flag)



*New scientific evidence supports WHO findings: a surgical safety checklist could save hundreds of thousands of lives. www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en

†World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2009.

‡Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH Alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. Published November 1999. NIOSH publication 2000 - 108. <http://www.cdc.gov/niosh/docartone/2000-108/pdfs/2000-108.pdf>. Accessed February 2012.

Sicurezza degli strumenti taglienti e appuntiti

Promuovere la sicurezza degli strumenti taglienti ed appuntiti e favorire l'applicazione della Direttiva Europea 2010/32/UE.

Conta-aggi con estrattore

- L'estrattore integrato della lama aiuta a prevenire lesioni accidentali durante la rimozione delle lame dalle impugnature dei bisturi.

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
GSNCF10MBRCE	10 unità	50/cartone	80305-EU
GSNCF20MBRCE	20 unità	50/cartone	49814-EU
GSNCF40MBRCE	40 unità	50/cartone	49255-EU



GSNCF20MBRCE

Vassoio trasferimento

- Zona neutra stabile
- Garantisce il passaggio a mani libere di strumenti taglienti, come aghi e lame
- Dispone di una scanalatura interna per facilitare la presa
- Adesivo sul fondo per fissaggio al telo chirurgico del paziente, al carrello servitore Mayo o al tavolino posteriore

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
GSTTA1CE	10 x 23 cm	50/cartone	49293-EU



GSTTA1CE

Supporto per bisturi

- Mantiene il bordo tagliente in posizione rivolta verso il basso per aiutare a prevenire le lesioni
- Per bisturi convenzionali quando non in uso
- Adesivo sul fondo per il fissaggio

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
GSSH01CE	Supporto bisturi	100/cartone	49237-EU



GSSH01CE

Tappetino anti-scivolamento degli strumenti

- Questo tappetino, realizzato in colori brillanti, fornisce una zona neutrale molto visibile per il passaggio a mani libere di strumenti taglienti e appuntiti
- Il grip evita la caduta accidentale di qualsiasi strumento fuori dal campo sterile, garantendo maggiore sicurezza agli operatori.
- Può essere posizionato sul campo sterile o sul carrello servitore Mayo
- Presenza di 2 strisce adesive per garantire maggiore stabilità

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
GSASM1CE	25 x 41 cm	80/cartone	82658



GSASM1CE

Verifica del time-out chirurgico

S.T.O.P. Safety Flag

- Dai colori vivaci
- Impone all'equipe chirurgica di eseguire una verifica "time out" prima di un intervento chirurgico
- Posizionare sopra il sito di incisione previsto o sul carrello servitore Mayo

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
GSF01CE	Safety flag	40/cartone	n/a



GSF01CE

Sistema di gestione sicura dei fluidi

Safety Splash

- Sistema di gestione dei fluidi auto-contenuto
- Contiene rifiuti a rischio biologico da cateterismo cardiaco e da procedure angiografiche
- Il gel assorbente solidifica il fluido, riducendo il rischio di esposizione al fluido stesso da parte degli operatori sanitari durante il trasporto al termine della procedura

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
GSSPLASH1CE	Ciotola per rifiuti liquidi da 500 ml	24/cartone	95666A-EU



GSSPLASH1CE

Sicurezza intraoperatoria dei pazienti

Massimizzare la sicurezza intraoperatoria del paziente con la nostra linea completa di marcatori per cute, conta aghi, tappetini per strumenti ed altro ancora. Offriamo marcatori della cute a punta normale e fine, oltre a un marcatore di oggetti per scrivere su vassoi, ciotole ed etichette. I nostri conta aghi sono disponibili con o senza estrattore e il nostro tappetino magnetico per gli strumenti è abbastanza grande da contenere in modo sicuro una grande varietà di strumenti.

Marcatori e righelli

Penne dermografiche¹

Le penne dermografiche di Medline contengono inchiostro viola di genziana, non irritante per uso medico:

- Ampio serbatoio di inchiostro per una maggiore durata del prodotto
- Flusso d'inchiostro costante per una marcatura chiara
- Possibilità di scelta tra punte normali e fini
- Disponibile con un righello da 15 cm

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
DYNJSM01	Punta normale, con righello	50/cartone	37292
DYNJSM03	Punta fine, con righello	50/cartone	37286



DYNJSM01, DYNJSM03

Marcatori per oggetti

- Colore nero, riduzione di perdita di inchiostro
- Può essere utilizzato su differenti superfici comprese le etichette
- Disponibile con un righello da 15 cm

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
DYNJSM06	Punta utilità, con righello	50/cartone	37998 (marker)



DYNJSM06

Conta-aghi

Linguette adesive fissano i contatori in qualsiasi ambiente di lavoro e lo stesso contatore può essere diviso a metà, per doppio uso in aree diverse:

- Scegli tra il blocco in spugna, adesivo, striscia in spugna e configurazioni magnetiche
- Il conteggio varia da 10 a 60

Conta-aghi con blocco in spugna ed estrattore

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
NCF20ABRCE	20-ct, in spugna con adesivo	50/cartone	40837-EU

Conta-aghi magnetici con estrattore

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
NC30MMBRCE	30-ct, con doppio magnete	50/cartone	40575-EU
NC60MMBRCE	60-ct, con doppio magnete	50/cartone	40579-EU

Conta-aghi con blocco in spugna senza estrattore

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
NCF10MCE	10-ct, blocco in spugna con magnete	96/cartone	n/a

Conta-aghi con striscia in spugna senza estrattore

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
NCFS60MCE	60-ct, strisce in spugna con magnete	64/cartone	08251-EU

Conta-aghi magnetici senza estrattore

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
NC20MMCE	20-ct, con doppio magnete	168/cartone	05755-EU
NC60MMCE	60-ct, con doppio magnete	64/cartone	n/a

Elementi per la rimozione delle lame

Abbiamo diverse opzioni di conta aghi, con estrattori, per ridurre il rischio di una lesione quando si toglie la lama dall'impugnatura del bisturi. Sono disponibili nelle versioni Gold Standard e rosso.



NCF20ABRCE




NC30MMBRCE



NCF10MCE



NCFS60MCE



NC20MMCE

Accessori

Conta-aghi in spugna

- Principalmente utilizzato nelle procedure di cateterismo cardiaco e angiografia
- Il supporto in spugna viene utilizzato per il posizionamento temporaneo di aghi

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
NDLNESTCE	Contenitore per aghi in spugna	50/cartone	35862M-EU



NDLNESTCE

Tappetino magnetico per strumenti

Il tappetino magnetico per strumenti consente l'accesso sicuro e veloce agli strumenti.

- La sua struttura flessibile si conforma sul paziente
- La base antiscivolo in spugna aiuta a prevenire lo spostamento sopra il telo chirurgico
- I magneti riducono il rischio di caduta degli strumenti al di fuori del campo sterile

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
MDL1CE	41 x 51 cm	20/cartone	MDL1CE



MDL1CE

Copertura per manipolo scialitica²

Con le coperture monouso per manipolo scialitica si risparmia tempo invece di riprocessare i prodotti pluriuso. Medline offre diversi modelli di cover per manipolo scialitica.

- Cover flessibile, semi-rigida che può essere inserita sull'adattatore per il manipolo della scialitica.
- Confezione peel pouch sia in versione arrotolata che piatta (con minore ingombro di imballaggio)
- Le cover universali si montano sulla maggior parte dei manipoli per scialitica senza l'utilizzo di un adattatore.

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
16558A	Cover universale per manipolo scialitica	200/cartone	9053EU-BULK
DYNJLHS1	Cover flessibile per manipolo scialitica (1 pezzo), versione arrotolata in confezione	80/cartone	9100A-EU
DYNJLHS2	Cover flessibile per manipolo scialitica (2 pezzi), versione arrotolata in confezione	80/cartone	n/a
FLHC1	Cover flessibile per manipolo scialitica (1 pezzo), versione piatta in confezione peel pouch	400/cartone	9100A-EU
FLHC2	Cover flessibile per manipolo scialitica (2 pezzi) versione piatta in confezione peel pouch	200/cartone	n/a
NS-0-1300	Cover flessibile per manipolo scialitica (1 pezzo), versione più rigida piatta in confezione peel pouch	480/cartone	NS-1300
AR-LHCB01	Cover semi rigida per manipolo scialitica (1 pezzo), versione piatta in confezione peel pouch	100/cartone	n/a
AR-LHCB02	Cover semi rigida per manipolo scialitica (2 pezzi), versione piatta in confezione peel pouch	60/cartone	n/a



16558A



Cover per manipolo scialitica



AR-LHCB01

Soluzione anti-appannamento con spugna³

La nostra efficace soluzione anti-appannamento ad alta qualità consente al chirurgo di vedere con chiarezza.

- Consente procedure senza interruzioni
- Per facilitare l'applicazione della soluzione è prevista una spugna con fondo adesivo

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
NONFB100	Confezione morbida	20/cartone	NONFB100



NONFB100

Suturatrice cutanea⁴

Usata per suturare la cute in un'ampia varietà di procedure chirurgiche.

- Contiene graffette in acciaio inox di grado medicale
- Il design dell'impugnatura permette un'applicazione facile e rende più uniforme la forza applicata

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
F-35WB	Suturatrice con graffette da 35 dimensione delle graffette dopo la chiusura 7.2 x 4.9 mm	5/bx, 100/cartone	9080-EU
F-35RB	Suturatrice con graffette da 35 dimensione delle graffette dopo la chiusura 5.9 x 3.9 mm	5/bx, 100/cartone	9081-EU



F-35WB

Estrattore di punti metallici⁵

Rimozione di tutti i tipi di graffette chirurgiche.

- Funzionamento a forbice
- Rimuove le graffette cutanee nella stessa direzione in cui sono state impiantate; tecnica semplice ed indolore.

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
C-W	Dispositivo per estrazioni punti metallici cutanei	20/bx, 200/cartone	C-W



C-W

Ciotola per miscelazione cemento e spatola⁶

La ciotola e la spatola aiutano il team chirurgico nella miscelazione del cemento osseo, per ottenere una consistenza ideale.

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
CMIXIT	Ciotola per miscelazione cemento e spatola	20/cartone	81247-EU




CMIXIT

Medi-loop (lacci vascolari)⁷

I lacci per repertazione si utilizzano per occludere, retrarre ed identificare vasi, vene, terminazioni nervose e tendini nel corso delle procedure chirurgiche:

- Quattro colori vivaci per una facile identificazione
- Visibile per tutta la procedura
- Realizzati in silicone resistente, radiopaco, di qualità medicale
- Fluido-repellenti
- Accuratamente avvolti per evitare la formazione di nodi
- Disponibili in due formati: Maxi-Loops (2,5 mm di larghezza, 1 di spessore) e Mini-Loops (1,3 mm di larghezza, 0,9 mm di spessore)



Lacci Vascolari

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
VLMAXB	Blu, Max	2 per busta, 10 buste per box, 100 buste/cartone	VLMAXB
VLMAXR	Rosso, Max	2 per busta, 10 buste per box, 100 buste/cartone	VLMAXR
VLMAXW	Bianco, Max	2 per busta, 10 buste per box, 100 buste/cartone	VLMAXW
VLMAXY	Giallo, Max	2 per busta, 10 buste per box, 100 buste/cartone	VLMAXY
VLMINB	Blu, Mini	2 per busta, 10 buste per box, 100 buste/cartone	VLMINB
VLMINR	Rosso, Mini	2 per busta, 10 buste per box, 100 buste/cartone	VLMINR
VLMINW	Bianco, Mini	2 per busta, 10 buste per box, 100 buste/cartone	VLMINW
VLMINY	Giallo, Mini	2 per busta, 10 buste per box, 100 buste/cartone	VLMINY




Lacci Vascolari

Copri mosquito⁸

Le punte per strumento/emostato proteggono le suture e garantiscono facilità di identificazione e manipolazione.

- Consente ai chirurghi di afferrare i punti di sutura senza danneggiarli
- Rilevabili ai raggi X
- Confezionato in blocchi di spugna per agevolare il conteggio
- Disponibile in due formati: contenitore standard da mm 1,6 diametro interno e contenitore di grandi dimensioni con un diametro interno 2,4 mm

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Componente set n.
051003PBX	Giallo, 5 paia/blocco, standard	5 blocchi/conf	7010003-BU
051014PBX	Bianco, 5 paia/blocco, standard	5 blocchi/conf	n/a
DYNJSBB5	Blu, 5 paia/blocco, standard	50 blocchi/conf	n/a
051011PBX	Rosso, 5 paia/blocco, standard	5 blocchi/conf	7010007-BU
051004PBX	Rosa, 5 paia/blocco, large	5 blocchi/conf	7010008-BU
051015PBX	Assortito, 5 paia/blocco, standard	5 blocchi/conf	7010004-BU



Copri Mosquito

**SPT**



Set procedurali SPT






**Aumenta l'efficienza. Riduci gli sprechi.**




Medline offre una gamma completa di Set Sterili Chirurgici (SPT).



Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: it.medline.eu




**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
ItaliaTel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12it.medline.eu
it-customerservice@medline.com**Medline International Switzerland Sàrl**1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
SvizzeraTel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100it.medline.eu
ch-customerservice@medline.comFOLLOW US  




¹Le penne dermografiche sono dispositivi medici di classe I sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.  Angen Surgical Products Inc.
2000 Conditonville Hwy 122 Columbus
Missouri 64901, USA  2797 (BSI)



²Le cover per manipolo scialitica sono dispositivi medici di classe I sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.  Medline International France SAS
24700 Châteauneuf-France  2797 DYNJLHC1 e DYNJLHC2 sono certificati da BSI.  Angen Surgical Products Inc.
2000 Conditonville Hwy 122 Columbus
Missouri 64901, USA NS-0-1300 è certificato da BSI.  Medline GmbH
Sonderhof 11
41563 Mettlen, Germany  2797



³La soluzione anti appannamento è un dispositivo medico di classe I sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario.  2797 (BSI)  Angen Surgical Products Inc.
2000 Conditonville Hwy 122 Columbus
Missouri 64901, USA  2797

⁴Le suturatrici cutanee F-35WB e F-35RB sono dispositivi medici di classe IIa sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.  0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  Changshu International Holding Corp GmbH (Europe)
Changshu Road 80
20157 Hamburg, Germany

⁵La levapunti C-W è un dispositivo medico di classe I sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario.  2797 (BSI)  Medline International France SAS
24700 Châteauneuf-France  Angen Surgical Products Inc.
2000 Conditonville Hwy 122 Columbus
Missouri 64901, USA

⁶La ciotola CMIXIT è un dispositivo medico di classe I sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario.  2797 (BSI)  Angen Surgical Products Inc.
2000 Conditonville Hwy 122 Columbus
Missouri 64901, USA  Stannover & Co.
1101010000, Svizzera

⁷I lacci vascolari sono dispositivi medici di classe IIa sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.  0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  Angen Surgical Products Inc.
2000 Conditonville Hwy 122 Columbus
Missouri 64901, USA

⁸I coprimosquito sono dispositivi medici di classe I sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.  2797 (BSI)  Angen Surgical Products Inc.
2000 Conditonville Hwy 122 Columbus
Missouri 64901, USA

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.