

A close-up photograph of a surgeon's face, wearing a white surgical mask and a blue bouffant cap. The surgeon's eyes are visible through the mask, looking directly at the camera. The background is a blurred blue, suggesting an operating room environment.

**VEILIGHEID EN  
STANDAARDISATIE.**

**OR Necessities**

Componenten van proceduretrays, apart steriel verpakt



# INTRODUCTIE

## Consistentie in componenten die standaard op voorraad zijn

Medline's productlijn OR Necessities bevat alle componenten die ook in uw proceduretrays zitten, apart steriel verpakt. Door deze componenten afzonderlijk op voorraad te hebben kunt u:

### Standaardisatie verbeteren

- Gemakkelijke toegang tot producten – Verkrijg eenvoudig vervangende componenten die tijdens een procedure onsteriel zijn geraakt, of extra componenten wanneer de procedure langer duurt.
- Minder artikelnummers – Wij evalueren de componenten die u op voorraad en in uw proceduretrays heeft en geven aan hoe u de consistentie kunt verbeteren en overtollige producten kunt vermijden.

### Veiligheid verbeteren

- Naleving van EU-voorschriften.
- Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen - naaldentellers met mesverwijderaars, en meer.
- Hoge mate van klinische acceptatie – Medline's OR Necessities worden al meer dan 40 jaar door ziekenhuizen gebruikt

### Kosten beheren

- Verspilling verminderen – Alleen noodzakelijke componenten op voorraad houden.
- Geen tussenpersoon – Bespaar geld door direct bij de producent te kopen.

## INHOUDSOPGAVE

<b>Introductie</b>	<b>2</b>
<b>Gold Standard voor veiligheid</b>	<b>3</b>
Belangrijke aandachtsgebieden voor het verbeteren van de veiligheid van patiënten en personeel	4
Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen	5-6
Chirurgische time-out-procedure	6
Een veilig vloeistofmanagementsysteem	6
<b>Patiëntveiligheid tijdens de operatie</b>	<b>7</b>
Markers en linialen	7
Naaldentellers	8
Accessoires	9
Handgreephoezen voor OK-lampe	9
Anti-condensoplossing met spons	10
Huidstaplers en staple remover	10
Mengkom en spatel voor botcement	10
Medi-Loop® (Vaatteugels)	11
Suture Boots	11

# GOLD STANDARD VOOR VEILIGHEID



Als het op veiligheid aankomt is heeft u een echte partner aan Medline. We streven er voortdurend naar om nieuwe manieren te vinden waarop we klanten kunnen helpen de veiligheid te verbeteren. De Gold Standard productlijn is ontworpen om best-practice technieken toegankelijker te maken voor chirurgisch personeel. U kunt deze componenten aan uw proceduretrays toevoegen of afzonderlijk, steriel, in uw voorraad opnemen. Ze kunnen gemakkelijk geïmplementeerd worden en vereisen weinig of geen procedurele wijzigingen.

### Gold Standard producten hebben innovatieve veiligheidskenmerken ter bevordering van:

- Chirurgische ingrepen op de juiste anatomische locatie
- Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen
- Naleving van Europese initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid en Europese voorschriften
- De kleur "Gold" valt op tussen de gebruikelijke blauwe en groene afdekmaterialen

### Preventie boven alles

Gold Standard-producten maken deel uit van ons programma 'Preventie boven alles'. Voor dit programma hebben we de beste strategische denkers binnen de gezondheidszorg op het gebied van veiligheid, beleid en praktijk verzameld, om ons te helpen gerichte interventies te ontwikkelen die onderzoek in de praktijk brengen.

# BELANGRIJKE AANDACHTSGEBIEDEN VOOR HET VERBETEREN VAN DE VEILIGHEID VAN PATIËNTEN EN PERSONEEL

## Chirurgische ingrepen op de juiste anatomische locatie

In een Nederlands onderzoek dat van oktober 2007 tot maart 2009 werd uitgevoerd, werd aangetoond dat het gebruik van een checklist tot een afname in het aantal complicaties leidde van meer dan een derde en tot een afname in het aantal sterfgevallen van bijna de helft (van 1,5% tot 0,8%) in testziekenhuizen vergeleken met controleziekenhuizen. Dit werd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (1). Dit is overall ter wereld een probleem. In de VS doen zich naar schatting 1500 tot 2500 incidenten voor waarbij op de verkeerde anatomische locatie wordt geopereerd (2). Het gebruik van een checklist voor chirurgische veiligheid (zie voorbeeld rechts) van de World Health Organization (WHO) en Medline's time-outartikelen zoals de S.T.O.P. Safety Flag kunnen de patiëntveiligheid helpen verbeteren.



## Het universele protocol ter preventie van de verkeerde anatomische locatie, verkeerde procedure, verkeerde operatie op patiënten bestaat uit 3 beginselen:

- Preoperatief verificatieproces
- Markeren van de operatielocatie (huidmarker)
- Time-out onmiddellijk vóór aanvang van de procedure (S.T.O.P. Safety-Flag)

## Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen

Een ander belangrijk onderwerp is de preventie van verwondingen door scherpe voorwerpen in het ziekenhuis. Ieder jaar doen zich honderdduizenden verwondingen voor die worden veroorzaakt door scherpe voorwerpen in de operatiekamer. (schattingen in de VS lopen uiteen van 600.000 tot 800.000)<sup>3</sup>. In een poging om deze veiligheidskwesties onder de aandacht te brengen, hebben Europese



organisaties van sociale partners HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) en EPSU (European Federation of Public Services Unions) samengewerkt om een kaderovereenkomst op te stellen met betrekking tot de preventie van verwondingen door scherpe voorwerpen in het ziekenhuis en de gezondheidszorg. Zij hebben de Europese Richtlijn 2010/32/ EU ontwikkeld, die moet garanderen dat de sociale partners de noodzakelijke maatregelen volgens de overeenkomst op zijn laatst op 11 mei 2013 hebben geïntroduceerd.

Deze kaderovereenkomst moet het risico van verwonding, letselen en infecties door alle medische scherpe voorwerpen, waaronder prikincidenten, verminderen. Ga voor meer informatie naar <http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources>. Medline neemt dit initiatief zeer serieus en levert Gold Standard-veiligheidsproducten, zoals naaldentellers, dienbladen voor instrumenten, instrumentenmatten en scalpelhouders om het risico van letsel bij klinisch personeel tijdens chirurgische procedures te beperken.

# VEILIGHEID OMTRENT SCHERPE VOORWERPEN

Bevorder de veiligheid omtrent scherpe voorwerpen en voldoe aan de Europese Richtlijn 2010/32/EU.

## Naaldenteller met mesverwijderaar

- Ingebouwde mesverwijderaar helpt letsel te voorkomen bij het verwijderen van het mesje van een scalpelhouder.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSNCF10MBRCE	10 stuks	50/doos	80305-EU
GSNCF20MBRCE	20 stuks	50/doos	49814-EU
GSNCF40MBRCE	40 stuks	50/doos	49255-EU



GSNCF20MBRCE

## Transfertray

- Stabiele neutrale zone
- Voorziet in hands-free doorgeven van scherpe instrumenten, zoals naalden en mesjes
- Heeft een binnenrand voor gemakkelijk vastpakken
- Plaklaag aan de onderzijde voor bevestiging op het afdeklaken of de instrumententafels

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSTTA1CE	10 x 23 cm	50/doos	49293



GSTTA1CE

## Scalpelhouder

- Houdt de scherpe rand van de scalpel naar onderen gericht om letsel te helpen voorkomen
- Voor conventionele scalpels wanneer deze niet in gebruik zijn
- Plaklaag aan de onderkant voor bevestiging op het afdeklaken

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSSH01CE	scalpelhouder	100/doos	49237-EU



GSSH01CE



**Anti-slip instrumentenmat**

- Helder gekleurde mat voorziet in een zeer zichtbare neutralezone voor handsfree doorgeven van scherpe instrumenten
- Unieke structuur biedt instrumenten grip en helpt voorkomen dat ze van de instrumententafel vallen
- Kan op elke instrumententafel worden geplaatst y 2 plakstrips aan de onderkant



GSASM1CE

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSASM1CE	25 x 41 cm	80/doos	82658

**CHIRURGISCHE TIME-OUT PROCEDURE****S.T.O.P. Safety Flag**

- Helder gekleurd
- Stimuleert het chirurgische team vóór de operatie een 'time out' controle uit te voeren
- Kan over de incisielocatie of op de instrumententafel worden geplaatst



GSF01CE

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSF01CE	Safety flag	40/doos	48984

**VEILIG VLOEISTOFMANAGEMENT-SYSTEEM****Safety Splash®**

- Onafhankelijk vloeistofmanagementsysteem
- Biedt plaats aan biologisch gevaarlijk afval van hartcatheterisatie en angiografie procedures
- Door materiaal aan de binnenkant stolt het vocht, waardoor het risico van blootstelling aan vloeistoffen voor medewerkers wordt geminimaliseerd tijdens het transport aan het eind van de procedure



GSSPLASH1CE

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSSPLASH1CE	Opvangsysteem voor vloeistof/bloed, 500ml	24/doos	95666-EU

**PATIËNTVEILIGHEID TIJDENS DE OPERATIE**

Zorg voor optimale veiligheid tijdens de operatie met onze volledige productlijn aan huidmarkers, naaldentellers, instrumentmatten en meer. We leveren huidmarkers met normale en fijne tip en een markeerstift om bekers, kommen en etiketten te markeren.

Onze naaldentellers zijn verkrijgbaar met of zonder mesverwijderaar en onze magnetische instrumentenmat is groot genoeg voor een groot aantal verschillende instrumenten.

**MARKERS EN LINIALEN****Skin Markers**

Medline's huidmarkers bevatten niet-irriterende gentiaanviolet inkt van medische kwaliteit:

- Groot inktreservoir voor langere levensduur van product
- Constante inktstroom voor duidelijk markeren
- Keuze uit normale en fijne tip
- Verkrijgbaar met een liniaal van 15 cm




Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
DYNJSM01	Normale tip met liniaal	50/doos	37292
DYNJSM03	Fijne tip met liniaal	50/doos	37286

The skin markers are medical devices of class I sterile, intended to be used by Healthcare professionals. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.

**Utility Markers**

- Zwarte, niet vlekken inkt
- Kan gebruikt worden op de meeste oppervlakken
- Verkrijgbaar met een liniaal van 15 cm



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
DYNJSM06	Markeertip met liniaal	50/doos	37998 (marker)



# CONTA AGHI

De tellers worden met klevende lipjes op een werkoppervlak bevestigd en de teller zelf splitst in tweeën voor gebruik op twee verschillende plekken:

- Keuze uit verschillende types: met foamblok, klevend, foamstrip of magneet
- Aantallen variëren van 10 tot 60 stuks

## Foamblok naaldentellers met mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NCF20ABRCE	20 stuks, klevend foamblok	50/doos	40837-EU

## Magneet naaldenteller met mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NC30MMBRCE	30 stuks, met dubbele magneet	50/doos	40575-EU
NC60MMBRCE	60 stuks, met dubbele magneet	50/doos	40579-EU

## Foamblok naaldentellers zonder mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NCF10MCE	10 stuks, foamblok met magneet	96/doos	n/a

## Foamstrip naaldenteller zonder mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NCF560MCE	60stuks, foamstrips met magneet	64/doos	08251-EU

## Magneet naaldenteller zonder mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NC20MMCE	20 stuks, met dubbele magneete	168/doos	05755-EU
NC60MMCE	60 stuks, met dubbele magneet	64/doos	n/a

**Mesverwijderaars**  
We hebben verschillende opties voor naaldentellers met mesverwijderaars om het risico van een verwonding bij het verwijderen van het mesje van de scalpelhouder te voorkomen. Ze zijn verkrijgbaar in een Gold Standard en een rode versie.



NCF20ABRCE




NC30MMBRCE



NCF10MCE



NCF560MCE



NC20MMCE

# ACCESSOIRES

## Naaldenhouder van foam

- Wordt voornamelijk gebruikt voor hartcatheterisatie- en angiografie procedures
- Houder van foam wordt gebruikt voor de tijdelijke plaatsing van naalden

Art. n.	Descrizione	Confezione	N. confezione
NDLNESTCE	Naaldenhouder	50/doos	35862M

## Magnetische instrumentenmat

Met de magnetische instrumentenmat heeft u veilig en snel toegang tot instrumenten.

- Flexibel ontwerp vormt zich naar de contouren van het lichaam van de patiënt
- Onderkant van anti-slip foam helpt verschuiven over chirurgische afdeklakens voorkomen
- Magneten verkleinen het risico dat instrumenten van de mat vallen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
MDL1CE	41 x 51 cm	20/doos	n/a



NDLNESTCE



MDL1CE

# HANDVATHOEZEN VOOR OK-LAMPEN

We bieden twee verschillende stijlen handvathoezen voor OK-lampen

- Flexibele handvathoezen voor OK-lampen worden op de handvatadapter van de lamp geplaatst
- Voor de handvathoezen 16557 en 16558 is geen adapter nodig

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
DYNJLHS1	Flexibele handvathoes 1 stuks	80/doos	3611BNS
DYNJLHS2	Flexibele handvathoes 2 stuks	80/doos	35539-EU
16558A	Universele lichte handvathoes 1 stuk	200/doos	9053-EU
AR-LHCB01*	Flexibele handvathoes 1 stuks	100/doos	AR-LHCBNS
AR-LHCB02*	Flexibele handvathoes 2 stuks	60/doos	n/a

\*AR-LHCB01 en AR-LHCB02 in apart steriel verpakte versie zijn alleen verkrijgbaar in Duitsland.

The light handle covers are medical devices of class I sterile, intended to be used by Healthcare professionals. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.

DYNJLHS1 and DYNJLHS2 are certified by 0086 (BSI) Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France

16558A is certified by 0086 (BSI) Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France

AR-LHCB01 and LHCB02 are certified by Presafe Denmark A/S An Royal, Virginia Road, Kells, Co. Meath, Ireland



DYNJLHS1/DYNJLHS2



16558A



# ANTI-CONDENSOPLOSSING MET SPONS

Onze effectieve anti-condensoplossing van hoge kwaliteit helpt chirurgen duidelijk zien:

- Maakt ononderbroken procedures mogelijk
- Spons met klevende achterkant bijgeleverd voor gemakkelijk aanbrengen van de oplossing

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NONFB100	Anti-condensoplossing	20/doos	80532

The anti-fog solution NONFB100 is a medical device of class I sterile, intended to be used by Healthcare professionals. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.



# HUIDSTAPLER

Wordt gebruikt om de huid te sluiten bij een groot aantal verschillende chirurgische procedures

- Bevat roestvrijstalen nietjes van medische kwaliteit
- Het ontwerp van het handvat zorgt voor gemakkelijk en soepel gebruik

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
F-35WB	35 nietjes afmeting na sluiting 7.2x4.9mm	5/bx, 100/cs	9080-EU
F-35RB	35 nietjes afmeting na sluiting 5.9x3.9mm	5/bx, 100/cs	9081-EU

The skin staplers F-35WB and F-35RB are medical devices of class IIa sterile, intended to be used by Healthcare professionals. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.




# STAPLE REMOVER

Verwijdert gemakkelijk chirurgische nietjes van alle merken.

- Tang in schaar vorm
- Verwijdert nietjes in dezelfde richting als waarin ze werden gezet, voor een eenvoudige verwijdering met weinig pijn

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
C-W	Staple remover voor éénmalig gebruik	20/bx, 200/cs	n/a

The skin stapler remover C-W is a medical device of class I sterile, intended to be used by Healthcare professionals. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.



NONFB100



F-35WB



C-W

# MENGGKOM EN SPATEL VOOR BOTCEMENT

Onze kom-en-spatelset helpt het chirurgisch team botcement tot een ideale consistentie mengen.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
CMIXIT	Mengkom en spatel voor botcement	20/doos	81247-EU

The bowl CMIXIT is a medical device of class I sterile, intended to be used by Healthcare professionals. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.




# MEDI-LOOP® (VAATEUGELS)

Vaatteugels worden gebruikt om vaten, zenuwen en pezen tijdens chirurgische procedures af te binden, terug te trekken en te identificeren:

- Vier heldere kleuren voor gemakkelijke identificatie
- Zichtbaar gedurende de gehele procedure
- Vervaardigd van duurzaam silicone van medische kwaliteit, welke zichtbaar is op röntgenopnamen
- Vochtafstotend
- Netjes verpakt om te voorkomen dat de lussen in de knoop raken
- Verkrijgbaar in twee maten: Maxi-Loops (2,5 mm breed, 1 mm dik) en Mini-Loops (1,3 mm breed, 0,9 mm dik)

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
VLMAXB	Blauw, Maxi	2 stuks/mapje, 10 mapjes/doosje, 100 doosjes/overdoos	n/a
VLMAXR	Rood, Max	2 stuks/mapje, 10 mapjes/doosje, 100 doosjes/overdoos	n/a
VLMAXW	Wit, Max	2 stuks/mapje, 10 mapjes/doosje, 100 doosjes/overdoos	n/a
VLMAXY	Geel, Max	2 stuks/mapje, 10 mapjes/doosje, 100 doosjes/overdoos	n/a
VLMINB	Blauw, Mini	2 stuks/mapje, 10 mapjes/doosje, 100 doosjes/overdoos	n/a
VLMINR	Rood, Mini	2 stuks/mapje, 10 mapjes/doosje, 100 doosjes/overdoos	n/a
VLMINW	Wit, Mini	2 stuks/mapje, 10 mapjes/doosje, 100 doosjes/overdoos	n/a
VLMINY	Geel, Mini	2 stuks/mapje, 10 mapjes/doosje, 100 doosjes/overdoos	n/a

The vessel loops are medical devices of class IIa sterile, intended to be used by healthcare professionals. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.



# SUTURE BOOTS

Suture boots beschermen hechtdraden en zorgen voor gemakkelijke identificatie en gebruik:


- Laat chirurgen hechtdraden vastpakken zonder ze te beschadigen
- Detecteerbaar op röntgenopnamen
- Verpakt in schuimblokken zodat ze gemakkelijk kunnen worden geteld
- Verkrijgbaar in twee maten: standaard boots met een binnendiameter van 1,6 mm en grote boots met een binnendiameter van 2,4 mm

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
DYNJSBY5	5 paar/blok, standaard, geel	50/doos	7010003-BU
DYNJSBW5	5 paar/blok, standaard, wit	50/doos	n/a
DYNJSBB5	5 paar/blok, standaard, blauw	50/doos	n/a
DYNJSBR5	5 paar/blok, standaard, rood	50/doos	7010007-BU
DYNJSBP5	5 paar/blok, groot, roze	50/doos	7010008-BU
DYNJSBA5	5 paar/blok, standaard, gemengd	50/doos	7010004-BU

The suture boots are medical devices of class I sterile, intended to be used by Healthcare professionals. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.




CMIXIT



Vessel loops



Vessel Loops



Suture Boots





**GEORGANISEERD, EFFICIENT,  
SIMPEL.**



**EMPOWER VERPAKKINGS SYSTEEM**  
Je zult de trays nooit meer hetzelfde zien.



Medline International Netherlands B.V.  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland  
Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

Medline International Belgium SPRL  
Pegasuslaan 5  
1831 Diegem  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

Literatuur:

1. New scientific evidence supports WHO findings: a surgical safety checklist could save hundreds of thousands of lives. [www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist\\_saves\\_lives/en](http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en)

2. World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2009

3. Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. Published November 1999. NIOSH publication 2000 – 108. <http://www.cdc.gov/niosh/docs/2000-108/pdfs/2000-108.pdf> Accessed February 2012.

©2018 Medline en het Medline LOGO zijn geregistreerde handelsmerken van Medline Industries, Inc., Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML176-NL02 03/2018.