

# OP-Sicherheitsprodukte

Einzelkomponenten für den Operationsbereich



**Jederzeit  
griffbereit**



# Inhaltsverzeichnis

Einführung .....	3
<b>Goldstandard für Sicherheit .....</b>	<b>3</b>
Schwerpunktbereiche zur Verbesserung der Sicherheit von Patienten und Personal.....	4
Mehr Sicherheit im Umgang mit spitzen und scharfen Instrumenten.....	5-6
<b>Intraoperative Patientensicherheit .....</b>	<b>7</b>
Hautmarkierungsstifte und Lineale .....	7
Nadelboxen .....	8
Zubehör .....	9
Lampengriffüberzüge .....	9
Hautklammergerät und Hautklammerentferner .....	10
Zementmischschale und Spatel.....	10
Medi-Loop (Gefäßschlingen).....	11
Klemmenüberzüge .....	11

# Einführung

## Sterile Einzelkomponenten von Medline.

Das Portfolio an OP-Sicherheitsprodukten von Medline umfasst viele sterile Einzelartikel, die sich in den Medline OP-Sets bereits bewährt haben. Diese Produkte sind auch einzeln erhältlich und bieten die folgenden Vorteile:



### Verbesserung der Standardisierung

- Einfacher Produktzugang - einfacher Zugriff auf Ersatz für Komponenten, die während des Eingriffs kontaminiert werden, oder auf zusätzliche Komponenten, wenn die OP lange dauert
- Weniger Bestandsartikel - wir überprüfen die Artikel in Ihrem Regal und in Ihren Verpackungen und empfehlen Möglichkeiten zur Verbesserung des Portfolios und zur Beseitigung von Redundanzen



### Erhöhte Sicherheit

- Unsere Produkte entsprechen bzw. übertreffen die orgegebenen Standards der EU-Richtlinien
- Mehr Sicherheit im Umgang mit spitzen/scharfen Instrumente mittels Nadelzählboxen
- Hohe klinische Akzeptanz - die OP-Sicherheitsprodukte von Medline werden seit über 40 Jahren von Krankenhäusern verwendet



### Kostenkontrolle

- Abfälle reduzieren: nur die wirklich erforderlichen Einzelartikel werden in das OP-Set gepackt
- Einsparungen durch den Kauf direkt vom Hersteller

## Goldstandard für Sicherheit



Wenn es um Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen geht, ist Medline Ihr zuverlässiger Partner. Ständig entwickelt Medline neue Produkte, die Ihnen dabei helfen, die Sicherheit im OP zu verbessern. Die Gold Standard Produktlinie wurde entwickelt, um Best-Practice-Techniken für Kliniken intuitiver zu machen. Sie können die Einzelkomponenten Ihren Sets hinzufügen oder sie separat im Regal lagern. Sie sind leicht anzuwenden und erfordern nur kleine oder gar keine Verfahrensänderungen.

Die goldene Farbe der Produkte setzt sich gegenüber dem typischen Blau und Grün von OP-Produkten ab.

### Gold Standard Produkte haben innovative Sicherheitsmerkmale:

- Eingriffe an der richtigen Stelle
- Sicherheit für scharfe Gegenstände
- Unterstützung bei der Einhaltung der europäischen Initiativen und Vorschriften zur Patientensicherheit.

### Prävention geht vor

Die Gold Standard Produkte sind Teil unseres Programms ‚Prevention Above All‘ (Prävention geht vor). Für dieses Programm haben wir die Meinungsbildner des Gesundheitswesens in den Bereichen Sicherheit, Politik und Praxis zusammengebracht, um uns bei der Entwicklung gezielter Maßnahmen zu helfen, die die Forschung in die Praxis umsetzen.

# Schwerpunktbereiche zur Verbesserung der Sicherheit von Patienten und Personal

## Eingriffe an der richtigen Stelle

Im New England Journal of Medicine wurde eine Studie veröffentlicht, die zwischen Oktober 2007 und März 2009 in den Niederlanden durchgeführt wurde. Sie zeigt, dass die Verwendung einer Checkliste in den Testkrankenhäusern zu einer Verringerung der chirurgischen Komplikationen um mehr als ein Drittel und der Todesfälle um fast die Hälfte (von 1,5 Prozent auf 0,8 Prozent) geführt hat, verglichen mit den Kontrollkrankenhäusern.\* Infektionen an falscher Stelle sind weltweit ein Problem. Allein in den USA ereignen sich jedes Jahr schätzungsweise 1.500 bis 2.500 Zwischenfälle bei falschen Eingriffen.† Die Verwendung einer chirurgischen Sicherheitscheckliste (siehe Beispiel rechts) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie der Medline-Time-Out-Items, wie der S.T.O.P.-Sicherheitsfahne, kann zur Verbesserung der Patientensicherheit beitragen.

## Unterstützung beim Umgang mit spitzen und scharfen Instrumenten

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Prävention von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im Krankenhaus. Jedes Jahr gibt es Hunderttausende von Verletzungen, die durch scharfe/spitze Instrumente im OP verursacht werden. In den USA liegen die Schätzungen zwischen 600.000 und 800.000.‡

In dem Bemühen, die Aufmerksamkeit auf diese Sicherheitsfragen zu lenken, haben die europäischen Organisationen, der Europäische Arbeitgeberverband für Krankenhäuser und das Gesundheitswesen (HOSPEEM) und der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst (EGÖD), gemeinsam mit der Europäischen Gemeinschaft eine Rahmenvereinbarung über die Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente in Krankenhäusern und im Gesundheitssektor ausgearbeitet. Sie entwickelten die europäische Richtlinie 2010/32/EU, die sicherstellt, dass die Sozialpartner die erforderlichen Maßnahmen bis spätestens 11. Mai 2013 im Wege einer Vereinbarung einführen. Diese Rahmenvereinbarung zielt darauf ab, verletzungsgefährdete Arbeitnehmer vor allen scharfen/spitzen medizinischen Instrumenten (einschließlich Nadelstichverletzungen) zu schützen und die Gefahr von Verletzungen und Infektionen durch scharfe/spitze medizinische Instrumente zu verhindern.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources](http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources). Medline nimmt diese Initiative sehr ernst und bietet Gold Standard Sicherheitsprodukte wie Nadelzähler, Transfersiebe, Instrumentenmatten und Skalpellhalter an, um das Verletzungsrisiko für das Klinikpersonal bei chirurgischen Eingriffen zu verringern.

**Das Universalprotokoll zur Verhinderung von Operationen am falschen Ort, mit dem falschen Verfahren und für den falschen Patienten besteht aus 3 Grundsätzen:**

- Überprüfung des Patienten vor dem Eingriff
- Markierung des Operationsgebietes (Hautmarkierungsstift)
- Team-Time-Out unmittelbar vor Beginn des Eingriffs (S.T.O.P.-Sicherheitszeichen).



\*Neue wissenschaftliche Erkenntnisse stützen die WHO-Ergebnisse: Eine chirurgische Sicherheitscheckliste könnte Hunderttausende von Leben retten. [www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist\\_saves\\_lives/en](http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en)

†Weltgesundheitsorganisation. WHO-Leitlinien für sichere Operationen 2009: Safe Surgery Saves Lives. Genf, Schweiz: Weltgesundheitsorganisation 2009.

‡Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH-Warnung: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. Veröffentlicht im November 1999. NIOSH-Veröffentlichung 2000 – 108. <http://www.cdc.gov/niosh/docartone/2000-108/pdfs/2000-108.pdf>. Zugriff im Februar 2012.

# Unterstützung beim Umgang mit spitzen und scharfen Instrumenten

Die folgenden Produkte fördern die Sicherheit für scharfe Gegenstände und unterstützen das Gesundheitspersonal bei der Einhaltung der europäischen Richtlinie 2010/32/EU.

## Nadelbox mit Klingentferner

- Der integrierte Klingentferner hilft dabei, versehentliche Verletzungen beim Entfernen von Klängen aus Skalpellgriffen zu verhindern.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
GSNCF10MBRCE	10 Zählleinheiten	50 Stück/Karton	80305-EU
GSNCF20MBRCE	20 Zählleinheiten	50 Stück/Karton	49814-EU
GSNCF40MBRCE	40 Zählleinheiten	50 Stück/Karton	49255-EU



GSNCF20MBRCE

## Transfertablett

- Stabile neutrale Zone
- Ermöglicht das freihändige Weiterreichen von scharfen/spitzen Instrumenten, wie Nadeln und Klängen
- Mit innerem Steg zum einfachen Greifen
- Kleber an der Unterseite zur Befestigung an der Patientenabdeckung, dem Instrumententisch oder dem Beistelltisch

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
GSTTA1CE	10 cm x 23 cm	50 Stück/Karton	49293-EU



GSTTA1CE

## Skalpellhalter

- Hält die scharfe Kante in einer nach unten gerichteten Position, um Verletzungen zu vermeiden
- Für herkömmliche Skalpelle bei Nichtgebrauch
- Klebepunkt auf der Unterseite zur Fixierung

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
GSSH01CE	Skalpellhalter	100 Stück/Karton	49237-EU



GSSH01CE

## Rutschfeste Instrumentenmatte <sup>1</sup>

- Leuchtend farbige Matte bietet eine gut sichtbare neutrale Zone für die handfreie Abgabe von scharfen Gegenständen
- Einzigartige Textur hält die Instrumente fest und verhindert, dass sie vom sterilen Feld fallen
- Kann auf dem sterilen Feld oder auf dem Instrumententisch platziert werden
- Mit 2 Klebebändern an der Unterseite

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
GSASM1CE	25 cm x 41 cm	80/Karton	82658



GSASM1CE

# Intraoperative Patientensicherheit

Maximieren Sie die intraoperative Sicherheit Ihrer Patienten mit unserem umfassenden Sortiment an Hautmarkierungsstiften, Nadelzählboxen, Instrumentenmatten und mehr. Medline bietet sowohl normale als auch feine Hautmarkierungsstifte sowie einen Allzweckmarker zum Markieren von Bechern, Schalen und Etiketten an.

Die Nadelboxen sind mit oder ohne Klingentferner erhältlich, und die magnetische Instrumentenmatte ist groß genug, um eine Vielzahl von Instrumenten sicher zu halten.

## Hautmarkierungsstifte und Lineale<sup>2</sup>

### Chirurgische Hautmarkierungsstifte ohne Gentianaviolett (Enzianfarbstoff)

Im Jahr 2021 wies die Internationale Agentur für Forschung (IARC), die zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört, auf die potenziell krebserregenden Risiken von Enzianviolett hin. Als Antwort darauf hat Medline einen Hautmarkierungsstift ohne Gentianaviolett entwickelt, der die Markierung der Operationsstelle einfacher und sicherer macht.

- Geeignet für alle Hauttöne
- Ungiftig, nicht schmierend und nicht reizend
- Konstanter Tintenfluss, der eine eindeutige Kennzeichnung ermöglicht
- Für den einmaligen Gebrauch bestimmt
- Erhältlich mit normaler Spitze, feiner Spitze oder kombinierter dualer Spitze

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
SM01	Hautmarkierungsstift; dunkelblau, normale Spitze, mit Lineal	50 Stück/Karton	NS-SM01 (ohne Lineal)
SM03	Hautmarkierungsstift; dunkelblau, feine Spitze, mit Lineal	50 Stück/Karton	NS-SM03 (ohne Lineal)
SMD02	Hautmarkierungsstift; dunkelblau, duale Spitze, mit Lineal	100 Stück/Karton	NS-SMD02 (ohne Lineal)



SM01, SM03, SMD02

### Chirurgische Hautmarkierungsstifte mit Gentianaviolett<sup>1</sup>

- Großes Tintenreservoir für längere Produktlebensdauer
- Konstanter Tintenfluss für klare Markierungen
- Auswahl zwischen normaler und feiner Spitze
- Erhältlich mit einem 15 cm Lineal

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
DYNJSM01	Normale Spitze, mit Lineal	50 Stück/Karton	37292
DYNJSM03	Feine Spitze, mit Lineal	50 Stück/Karton	37286



DYNJSM01, DYNJSM03

### Allzweckmarker

- Schwarze, nicht schmierende Tinte
- Zur Beschriftung auf den meisten Oberflächen verwendbar
- Erhältlich mit einem 15 cm Lineal

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
DYNJSM06	Allzweckspitze, mit Lineal	50 Stück/Karton	37998 (Marker)



DYNJSM06

# Nadelboxen

Die Klebestreifen sichern die Boxen im Arbeitsbereich. Jede Box ist unterteilt in Hälften, die in verschiedenen Bereichen doppelt genutzt werden können.

- Auswahl an Konfigurationen mit Schaumstoffblock, Klebstoff, Schaumstoffstreifen und Magneten
- Die Zählleinheiten reichen von 10 bis 60

## Klingentferner

Wir haben mehrere Optionen für Nadelboxen mit Klingentfernern, um das Verletzungsrisiko beim Entfernen der Klinge aus dem Skalpellgriff zu verringern. Sie sind in den Versionen Gold Standard und Rot erhältlich.

## Nadelbox, mit Klingentferner

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
NCF20ABRCE	20 Zählleinheiten, Schaumstoffblock mit Kleber	50 Stück/Karton	40837-EU



NCF20ABRCE

## Magnetische Nadelboxen, mit Klingentferner

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
NC30MMBRCE	30 Zählleinheiten, mit Doppelmagnet	50 Stück/Karton	40575-EU
NC60MMBRCE	60 Zählleinheiten, mit Doppelmagnet	50 Stück/Karton	40579-EU



NC30MMBRCE

## Magnetische Nadelbox, ohne Klingentferner

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
NCF10MCE	10 Zählleinheiten, Schaumstoffblock mit Magnet	96 Stück/Karton	n/a



NCF10MCE

## Magnetische Nadelbox, ohne Klingentferner


Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
NCFS60MCE	60 Zählleinheiten, Schaumstoffstreifen mit Magnet	64 Stück/Karton	08251-EU



NCFS60MCE

## Magnetische Nadelboxen, ohne Klingentferner

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
NC20MMCE	20 Zählleinheiten, mit Doppelmagnet	168 Stück/Karton	05755-EU
NC60MMCE	60 Zählleinheiten, mit Doppelmagnet	64 Stück/Karton	n/a



NC20MMCE



# Zubehör

## Magnetische Instrumentenmatte

Die magnetische Instrumentenmatte ermöglicht einen sicheren und schnellen Zugang zu den Instrumenten.

- Das flexible Design passt sich den Konturen des Körpers des Patienten an
- Die rutschfeste Schaumstoffunterlage verhindert das Verrutschen des OP-Tuchs
- Magnete verringern das Risiko, dass Instrumente aus dem Sterilfeld fallen



MDL1CE

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
MDL1CE	41 cm x 51 cm	20 Stück / Karton	MDL1CE

## Lampengriffüberzüge<sup>3</sup>

Durch Einweg-Lampengriffüberzüge sparen Sie sich das aufwendige und kostenintensive Aufbereiten von Mehrweg-Lampengriffüberzügen. Medline bietet mehrere verschiedene Arten von Lampengriffüberzügen an.


- Flexible Überzüge für OP-Lampen, die auf einen Lampengriffadapter geschoben werden.
- Entweder gerollt (weniger Verpackung) oder flach verpackt in einem Peel-Beutel.
- Universal-Lampengriffüberzüge passen ohne zusätzlichen Adapter an die meisten Lampengriffe.



16558A



FLHC1 und FLHC2



AR-LHCB01

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
16558A	Universal-Lampengriffüberzug	200 Stück/Karton	9053EU-BULK
FLHC1	Flexibler Lampengriffüberzug (1 Stück), flach in Peel-Beutel	400 Stück/Karton	9100A-EU
FLHC2	Flexibler Lampengriffüberzug (2 Stück), flach in Peel-Beutel	200 Stück/Karton	n/a
AR-LHCB01	Flexibler Lampengriffüberzug (1 Stück), flach in Peel-Beutel	100 Stück/Karton	n/a
AR-LHCB02	Flexibler Lampengriffüberzug (2 Stück), flach in Peel-Beutel	60 Stück/Karton	n/a

### Suchen Sie Universal-Lampengriffüberzüge?

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)

## Hautklammergerät<sup>4</sup>

Hautklammergeräte werden für den Verschluss der Haut bei einer Vielzahl von chirurgischen Eingriffen verwendet.

- Enthält Klammern aus medizinischem Edelstahl.
- Das Design des Griffs ermöglicht eine einfache Anwendung und eine gleichmäßige Kraftausübung.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
F-35WB	Hautklammergeräte mit 35 breiten Klammern Abmessungen der geschlossenen Kammern: 7,2 mm x 4,9 mm	5 Stück/Box 100 Stück/Karton	9080-EU
F-35RB	Hautklammergerät mit 35 normalen Klammern Abmessungen der geschlossenen Kammern: 5,9 mm x 3,9 mm	5 Stück/Box 100 Stück/Karton	9081-EU



F-35WB

## Hautklammerentferner<sup>5</sup>

Dieses Produkt entfernt mühelos alle Arten von chirurgischen Klammern.

- Scherenstil
- Entfernt Klammern in der gleichen Richtung, in der sie implantiert wurden, was die Entfernung einfach und schmerzarm macht.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
C-W	Einweg-Hautklammerentferner	20 Stück/Box, 200 Stück/Karton	C-W



C-W

## Zementmischschale und Spatel<sup>6</sup>

Mit dem Medline Set aus Schale und Spatel kann das Operationsteam, den Knochenzement mit einer idealen Textur anzumischen.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
CMIXIT	Zementmischschale und Spatel	20 Stück / Karton	81247-EU




CMIXIT

# Medi-Loop (Gefäßschlingen)<sup>7</sup>

Gefäßschlingenschlingen werden verwendet, um Gefäße, Venen, Nerven und Sehnen während chirurgischer Eingriffe zu blockieren, zurückzuziehen und zu identifizieren.

- Erhältlich in 4 auffälligen Farben zur einfachen Identifizierung
- Sichtbar während des gesamten Eingriffs
- Hergestellt aus haltbarem, röntgendichtem, medizinischem Silikon
- Flüssigkeitsabweisend
- Sorgfältig gewickelt, um ein Verheddern zu vermeiden
- In drei Größen erhältlich: Super Maxi-Loop (4,7 mm breit, 1,3 mm dick), Maxi-Loops (2,5 mm breit, 1 mm dick) und Mini-Loops (1,3 mm breit, 0,9 mm dick)



Gefäßschlingen



Gefäßschlingen

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
VLSMAXB	Blau, Super Maxi	2 Stk./Pack, 10 Pack/Box, 100 Pack/Karton	VLSMAXB
VLMAXB	Blau, Maxi	2 Stk./Pack, 10 Pack/Box, 100 Pack/Karton	VLMAXB
VLMAXR	Rot, Maxi	2 Stk./Pack, 10 Pack/Box, 100 Pack/Karton	VLMAXR
VLMAXW	Weiß, Maxi	2 Stk./Pack, 10 Pack/Box, 100 Pack/Karton	VLMAXW
VLMAXY	Gelb, Maxi	2 Stk./Pack, 10 Pack/Box, 100 Pack/Karton	VLMAXY
VLMINB	Blau, Mini	2 Stk./Pack, 10 Pack/Box, 100 Pack/Karton	VLMINB
VLMINR	Rot, Mini	2 Stk./Pack, 10 Pack/Box, 100 Pack/Karton	VLMINR
VLMINW	Weiß, Mini	2 Stk./Pack, 10 Pack/Box, 100 Pack/Karton	VLMINW
VLMINY	Gelb, Mini	2 Stk./Pack, 10 Pack/Box, 100 Pack/Karton	VLMINY

# Klemmenüberzüge<sup>8</sup>

Instrumenten-/Hämostatspitzen schützen das Nahtmaterial und ermöglichen eine einfache Kennzeichnung und Handhabung.

- Ermöglicht es Chirurgen, Nahtmaterial zu greifen, ohne es zu beschädigen
- Röntgenkontraststreifen
- Verpackt in Schaumstoffblöcken zur einfachen Zählung
- Erhältlich in 2 Größen: Standardüberzug (1,6 mm Innendurchmesser) und großer Überzug (2,4 mm Innendurchmesser)

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	OP-Set-Komponente Nr.
051003PBX	Gelb, 5 Paare/Block, Standard	5 Blöcke/Karton	7010003-BU
051014PBX	Weiß, 5 Paare/Block, Standard	5 Blöcke/Karton	n/a
051012PBX	Blau, 5 Paar/Block, Standard	5 Blöcke/Karton	n/a
051011PBX	Rot, 5 Paare/Block, Standard	5 Blöcke/Karton	7010007-BU
051004PBX	Rosa, 5 Paar/Block, groß	5 Blöcke/Karton	7010008-BU
051015PBX	Sortiert, 5 Paare/Block, Standard	5 Blöcke/Karton	7010004-BU



Überzüge



**SPT**  
Sterile Procedure Trays



# Medline bietet ein umfassendes Sortiment an sterilen OP-Sets (SPT) an.

Besuchen Sie [medline.eu/de](https://medline.eu/de), um mehr über unsere Produkte zu erfahren.



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Strasse 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland  
Tel.: +49 2821 7510-0

[www.medline.eu/de](https://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz  
Tel: +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch](https://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parking 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel: +43 800 201 878  
[www.medline.eu/at](https://www.medline.eu/at)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US

<sup>1</sup>Bei Instrumentenmatten handelt es sich um Medizinprodukte der Klasse I, die zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind. Medline International Germany SAS 47533 Kleve, Deutschland 2797 (BSI NL)

<sup>2</sup>Hautmarkierungsstifte sind sterile Medizinprodukte der Klasse I, die zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

SM01, SM03, SMD02: Medline International Germany SAS 47533 Kleve, Deutschland 2797 (BSI NL) DYNJSM01, DYNJSM03: Energie Umwelt 20204597, Niederlande 2797 (BSI NL)

<sup>3</sup>Lampengriffüberzüge sind sterile Medizinprodukte der Klasse I, die zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

FLHC1, FLHC2 und 16558A sind durch BSI zertifiziert. Medline International Germany SAS 47533 Kleve, Deutschland 2797

AR-LHCB01 und AR-LHCB02 sind durch Presafe Denmark A/S zertifiziert. 0543 ArcRoyal, Virginia Road, Kells, Co. Meath, Ireland

<sup>4</sup>Die Hautklammergeräte F-35WB und F-35RB sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa, 0123 TÜV Süd Product Service GmbH Changhai International Holding Corp. GmbH (Bunzlau) 0123 TÜV Süd Product Service GmbH

<sup>5</sup>Der Hautklammerentferner C-W ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt ist. 0123 TÜV Süd Product Service GmbH Changhai International Holding Corp. GmbH (Bunzlau) 0123 TÜV Süd Product Service GmbH

<sup>6</sup>Die Zementmischschale CMIXIT ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt ist. 2797 (BSI) Medline International Germany SAS 47533 Kleve, Deutschland 2797 (BSI NL)

<sup>7</sup>Gefäßschlingen sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa, die zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind. 0123 TÜV Süd Product Service GmbH Energie Umwelt 20204597, Niederlande 2797 (BSI)

<sup>8</sup>Klemmenüberzüge sind Medizinprodukte der Klasse IIa, die zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind. 2797 (BSI) Energie Umwelt 20204597, Niederlande

Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline ist ein eingetragenes Warenzeichen von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML176\_DE 10/2023.