

OK Benodigdheden

Losse steriele setcomponenten



**Veiligheid en
standaardisatie**



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gold standard voor veiligheid	3
Focusgebieden om patiënt- en personeelsveiligheid te verbeteren.....	4
Scherpe voorwerpen veiligheid	5-6
Intraoperatieve patiëntveiligheid.....	7
Markers en linialen	7
Naaldentellers.....	8
Accessoires	9
Huidnieter en verwijdertang.....	10
Cement mengkom met spatel.....	10
Medi-Loop® (vaatteugels).....	11
Suture boots.....	11

Inleiding

Consistentie in kant-en-klare componenten

Medline's OK Benodigdheden productlijn bevat alle steriele componenten uit chirurgische sets. Door deze componenten los op voorraad te hebben, heeft u:



Meer standaardisatie

- Gemakkelijk toegang tot producten - eenvoudige toegang tot vervangende producten voor componenten die besmet zijn geraakt tijdens ingrepen of extra componenten voor ingrepen die langer duren
- Minder SKU's - we bekijken alle artikelen in uw voorraad en uw sets en doen aanbevelingen om de consistentie te verbeteren en overbodige artikelen te verminderen.



Betere veiligheid

- Ondersteuning voor de naleving van Europese regelgeving
- Scherpe voorwerpen veiligheid - naaldentellers met ingebouwde bescherming en meer
- Hoog niveau van klinische acceptatie - Medline's OK Benodigdheden worden al meer dan 40 jaar gebruikt door ziekenhuizen



Kosten onder controle

- Verminder afval - houd alleen benodigde setcomponenten op voorraad
- Geen tussenpersoon - bespaar kosten direct bij de fabrikant

Gold standard voor veiligheid



Als het om veiligheid gaat, heeft u aan Medline een echte partner. We streven er voortdurend naar om nieuwe manieren te vinden om onze klanten te helpen de veiligheid te verbeteren. De Gold Standard productlijn is ontworpen om best-practices intuïtiever te maken voor behandelaren. U kunt deze componenten aan uw sets toevoegen of separaat gebruiken. Ze zijn gemakkelijk te implementeren en vereisen weinig of geen procedurele veranderingen.

De gouden kleur van de producten steekt duidelijk af tegen de gebruikelijke blauwe en groene kleur van afdekmaterialen.

Gold standard producten beschikken over innovatieve veiligheidsfuncties die het volgende bevorderen:

- Ingrepen op de juiste plaats
- Scherpe voorwerpen veiligheid
- Ondersteuning voor naleving van Europese patiëntveiligheid initiatieven en regelgeving.

Preventie boven alles

De Gold standard producten zijn onderdeel van ons Preventie Boven Alles programma. Voor dit programma hebben we de beste strategische denkers in de zorg op het gebied van veiligheid, beleid en uitvoering bij elkaar gebracht, om gerichte interventies te ontwikkelen die onderzoek in de praktijk brengen.

Focusgebieden om patiënt- en personeelsveiligheid te verbeteren

Ingrepen op de juiste plaats

The New England Journal of Medicine publiceerde een onderzoek dat tussen oktober 2007 en maart 2009 in Nederland werd uitgevoerd en waaruit bleek dat het gebruik van een checklist de complicaties bij operaties met meer dan een derde en het aantal sterfgevallen met bijna de helft verminderde (van 1,5 procent naar 0,8 procent) in testziekenhuizen, in vergelijking met controleziekenhuizen.* Infecties op verkeerde plaatsen zijn wereldwijd een probleem. Alleen al in de VS vinden jaarlijks naar schatting 1.500 tot 2.500 incidenten met ingrepen op de verkeerde locatie plaats.† Het gebruik van een checklist voor chirurgische veiligheid (zie voorbeeld rechts) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plus time-out artikelen van Medline, zoals de S.T.O.P. veiligheidsvlag, kan de patiëntveiligheid helpen verbeteren.

Scherpe voorwerpen veiligheid

Een andere belangrijke kwestie is het voorkomen van verwondingen door scherpe voorwerpen in het ziekenhuis. Er zijn elk jaar honderdduizenden ongelukken met scherpe voorwerpen in de OK. Alleen al in de US vinden jaarlijks naar schattingen tussen de 600.000 en 800.000 incidenten plaats.‡

Om deze veiligheidsproblemen te belichten, hebben de Europese sociale partners, de European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM) en de European Federation of Public Services Unions (EPSU), samengewerkt met de Europese Gemeenschap om een raamovereenkomst op te stellen voor het voorkomen van verwondingen door scherpe voorwerpen in ziekenhuizen en de zorgsector. Zij ontwikkelden de Europese Richtlijn 2010/32/EU, die ervoor zorgt dat de sociale partners uiterlijk op 11 mei 2013, zoals afgesproken, de nodige maatregelen invoeren. Deze raamovereenkomst is bedoeld om werknemers die risico lopen op letsel door scherpe medische instrumenten (inclusief naalden) te beschermen en het risico op letsel en infecties door scherpe medische instrumenten te minimaliseren.

Kijk voor meer informatie op: www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources. Medline neemt dit initiatief heel serieus en biedt Gold standard veiligheidsproducten aan, zoals naaldentellers, transportbakken, instrumentenmatten en scalpelhandvatten, om het risico op letsel bij zorgverleners tijdens ingrepen te verminderen.

Het universele protocol voor het voorkomen van chirurgie op de verkeerde plek, met de verkeerde ingreep of bij de verkeerde patiënt bestaat uit 3 principes:

- Preoperatieve verificatie processen
- Markeren van de ingreep locatie (middels huidmarkers)
- Een time-out vlak voor het starten van de procedure (S.T.O.P. Veiligheidsvlag).



*Nieuw wetenschappelijk bewijs ondersteunt de bevindingen van de WHO: een checklist voor chirurgische veiligheid kan honderdduizenden levens redden. World Health Organization. (n.d.). Safe surgery.

†World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2009.

‡Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH Alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. Gepubliceerd November 1999. NIOSH publication 2000 – 108.

Scherpe voorwerpen veiligheid

De onderstaande producten verhogen de veiligheid met betrekking tot scherpe objecten en ondersteunen zorgverleners in het naleven van de Europese Richtlijn 2010/32/EU.

Naaldenteller met mesverwijderaar

- De ingebouwde mesverwijderaar voorkomt onbedoelde verwondingen bij het verwijderen van mesjes uit scalpel handgrepen.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSNCF10MBRCE	10 count	50/doos	80305-EU
GSNCF20MBRCE	20 count	50/doos	49814-EU
GSNCF40MBRCE	40 count	50/doos	49255-EU



GSNCF20MBRCE

Transportbak

- Stabiele neutrale zone
- Om hands-free scherpe instrumenten, zoals naalden of mesjes, door te kunnen geven
- Met rand aan de binnenkant om gemakkelijker iets te kunnen pakken
- Een kleefstrook aan de onderkant om het product te bevestigen aan het patiëntenlaken, de mayo- of instrumententafel.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSTTA1CE	10 x 23 cm	50/doos	49293-EU



GSTTA1CE

Scalpelhandvat

- Houdt de scherpe rand naar beneden om letsel te helpen voorkomen
- Voor conventionele scalpels wanneer deze niet in gebruik zijn
- Kleeflaag op de achterzijde voor bevestiging

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSSH01CE	Scalpelhandvat	100 st./doos	49237-EU



GSSH01CE

Antislip instrumentenmat

- Onze felgekleurde mat biedt een zichtbare, neutrale zone voor het hands-free doorgeven van scherpe voorwerpen
- De unieke textuur zorgt voor grip en voorkomt dat instrumenten van het steriele veld afvallen
- Kan op het steriele veld of op de mayotafel geplaatst worden
- Bevat twee kleefstroken aan de onderkant

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSASM1CE	25 x 41 cm	80/doos	82658



GSASM1CE

Intraoperatieve patiëntveiligheid

Maximaliseer intraoperatieve patiëntveiligheid met ons assortiment huidmarkers, naaldentellers, instrumentenmatten en meer. We bieden zowel huidmarkers met standaard punt als fijne punt, maar ook utility markers voor het markeren van bekers, kommen en labels.

Onze naaldentellers zijn verkrijgbaar met of zonder mesverwijderaar en onze magnetische instrumentenmat is groot genoeg om een grote verscheidenheid aan instrumenten veilig op te bergen.

Markers en linialen

Gentiaanvioletvrije chirurgische huidmarkers

In 2021 benadrukte het International Agency for Research (IARC), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de mogelijke kankerverwekkende risico's van gentiaanviolet. Daarom heeft Medline een huidmarker zonder gentiaanviolet ontwikkeld om gemakkelijker en veiliger chirurgische plaatsen te markeren.

- Geschikt voor alle huidskleuren
- Niet giftig, vlekt uit, irriteert niet
- Constante inkt stroom voor duidelijke markeringen
- Bedoeld voor eenmalig gebruik
- Verkrijgbaar met een standaardpunt, een fijne punt of een combineerde dubbele punt



Zorg er voor betrouwbare resultaten voor dat:

- De huid van de patiënt niet vet is voor het markeren
- De marker op droge en intacte huid gebruikt wordt

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
SM01	Huidmarker; donkerblauw, normale punt, met liniaal	50/doos	NS-SM01 (zonder liniaal)
SM03	Huidmarker donkerblauw, fijne punt, met liniaal	50/doos	NS-SM03 (zonder liniaal)
SMD02	Huidmarker; donkerblauw, twee punten, met liniaal	100/doos	NS-SMD02 (zonder liniaal)



SM01, SM03, SMD02

Utility marker

- Zwarte, niet vlekken inkt
- Kan op de meeste oppervlakten gebruikt worden
- Verkrijgbaar met 15 cm liniaal

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
SM06	Utility punt, met liniaal	50/doos	37998 (marker)



SM06

Naaldentellers

Met de plakstrips kunnen de tellers op elke ondergrond worden bevestigd.

De teller kan ook in twee delen worden geplaatst om op verschillende locaties te worden toegepast.

- Keuze uit een foam blok, zelfklevende, foam strip of magneetversies
- Aantallen variëren van 10 tot 60

Mesverwijderaars

We hebben verschillende varianten naaldentellers met mesverwijderaars om zo het risico op letsel bij het verwijderen van het mesje van een scalpelhandvat te verminderen. Ze zijn verkrijgbaar in Gold Standard en rode varianten.


Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NCF20ABRCE	20 count, zelfklevend foam blok	50/doos	40837-EU



NCF20ABRCE

Magnetische naaldentellers met mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NC30MMBRCE	30 count, met dubbele magneet	50/doos	40575-EU
NC60MMBRCE	60 count, met dubbele magneet	50/doos	40579-EU



NC30MMBRCE

Foam blok naaldentellers zonder mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NCF10MCE	10 count, foam blok met magneet	96/doos	n.v.t.



NCF10MCE

Foam strip naaldentellers zonder mesverwijderaar


Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NCFS60MCE	60 count, foam strips met magneet	64/doos	08251-EU



NCFS60MCE

Magnetische naaldentellers zonder mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NC20MMCE	20 count, met dubbele magneet	168/doos	05755-EU
NC60MMCE	60 count, met dubbele magneet	64/doos	n.v.t.



NC20MMCE

Accessoires

Magnetisch instrumentenveld

Het magnetische instrumentenveld zorgt ervoor dat instrumenten veilig en toegankelijk zijn.

- Soepel ontwerp dat zich vormt naar de contouren van de patiënt
- Antislip foam achterkant voorkomt schuiven over het afdeklaken
- Magneten verminderen het risico dat instrumenten uit het steriele gebied vallen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
MDL1CE	41 x 51 cm	20/doos	MDL1CE



MDL1CE

Huidnieter


Huidnietmachines worden gebruikt voor het sluiten van de huid bij een groot aantal chirurgische ingrepen.

- Bevat medisch roestvrijstalen nietjes
- Het ontwerp van het handvat maakt een gemakkelijke toepassing en een vlotte bedieningskracht mogelijk

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
F-35WB	Nietmachine met 35 brede nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 7,2 x 4,9 mm	5/doos, 100/omdoos	9080-EU
F-35RB	Nietmachine met 35 normale nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 5,9 x 3,9 mm	5/doos, 100/omdoos	9081-EU
STAPLER-35R	Chirurgische huidnietmachine met progressieve trigger, 35 standaard nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 5,8 x 4,1 mm	6/doos, 60/omdoos	n.v.t.
STAPLER-35W	Chirurgische huidnietmachine met progressieve trekker, 35 brede nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 6,5 x 3,8 mm	6/doos, 60/omdoos	n.v.t.



F-35WB



STAPLER-35W

Huidnietjes verwijder tang

Dit product verwijdert makkelijk alle merken chirurgische nietjes.

- Schaarstijl
- Verwijdert nietjes in dezelfde richting als waarin ze zijn geplaatst, waardoor verwijdering eenvoudig en pijnloos is

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
C-W	Disposable huidnietjes verwijder tang	20/doos, 200/omdoos	C-W



Cement mengkom met spatel

Met onze kom en spatelset kan het chirurgisch team botcement mengen tot de ideale textuur.


Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
CMIXIT	Cement mengkom met spatel	20/doos	81247-EU



Medi-Loop (vaatteugels)

Vaatteugels worden gebruikt om bloedvaten, zenuwen en pezen af te binden, terug te trekken of te identificeren tijdens chirurgieprocedures.

- Verkrijgbaar in vier felle kleuren voor eenvoudige identificatie.
- Zichtbaar tijdens de gehele procedure
- Gemaakt van stevige, röntgendetecteerbare, medische siliconen
- Vloeistof afstotend
- Netjes verpakt zonder knopen
- Verkrijgbaar in 3 maten: Super Maxi-Loop (4,7 mm breed, 1,3 mm dik), Maxi-Loops (2,5 mm breed, 1 mm dik) en Mini-Loops (1,3 mm breed, 0,9 mm dik)




Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
VLSMAXB	Blauw, Super Maxi	2/pak, 8 pak./doos, 80pak./omdoos	VLSMAXB
VLMAXB	Blauw, Maxi	2/pak, 10pak./doos, 100pak./omdoos	VLMAXB
VLMAXR	Rood, Maxi	2/pak, 10pak./doos, 100pak./omdoos	VLMAXR
VLMAXW	Wit, Maxi	2/pak, 10pak./doos, 100pak./omdoos	VLMAXW
VLMAXY	Geel, Maxi	2/pak, 10pak./doos, 100pak./omdoos	VLMAXY
VLMINB	Blauw, Mini	2/pak, 10pak./doos, 100pak./omdoos	VLMINB
VLMINR	Rood, Mini	2/pak, 10pak./doos, 100pak./omdoos	VLMINR
VLMINW	Wit, Mini	2/pak, 10pak./doos, 100pak./omdoos	VLMINW
VLMINY	Geel, Mini	2/pak, 10pak./doos, 100pak./omdoos	VLMINY



Suture Boots

- Zorgt dat chirurgen hechtingen kunnen vastpakken zonder ze te beschadigen
- Röntgendetecteerbaar
- Verpakt in foam blokken voor eenvoudig tellen
- Verkrijgbaar in 2 maten: standaard boots (1,6 mm binnendiameter) en grote boots (2,4 mm binnendiameter)

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
SBY5CE	Geel, 5 paar/blok, standaard	5 blokken/doos	7010003-BU
SBP5CE	Roze, 5 paar/blokken, groot	5 blokken/doos	7010008-BU
SBR5CE	Rood, 5 paar/blokken, standaard	5 blokken/doos	7010007-BU
SBB5CE	Blauw, 5 paar/blok, standaard	5 blokken/doos	n/a
SBW5CE	Wit, 5 paar/blok, standaard	5 blokken/doos	n/a
SBA5CE	Diversen, 5 paar/blokken, standaard	5 blokken/doos	7010004-BU



**SPT**

Steriele Procedure Trays



**Verhoog de
efficiëntie.
Verminder de
verspilling.**

**Verminder afval,
optimaliseer tijd en
workflows in de OK
met Medline's volledige
assortiment steriele
proceduretray (SPT)
producten.**

Neem voor meer informatie contact op met uw account manager, of bezoek onze website: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2026 Medline. ML176_NL 08/2026