

OK benodigdheden

Losse steriele setcomponenten



**Veiligheid en
standaardisatie**



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gold standard voor veiligheid	3
Focusgebieden om patiënten-en personeelsveiligheid te verbeteren.....	4
Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen	5
Intraoperatieve patiëntveiligheid.....	7
Huidmarkers en linialen	7
Naaldentellers.....	8
Toebehoren	9
Handvathoezen voor lampen.....	9
Huidnietmachine en verwijdertang.....	10
Botcement mengkom met spatel	10
Medi-Loop® (vaatteugels).....	11
Suture boots.....	11

Inleiding

Consistentie in kant-en-klare componenten

Medline's OK Benodigdheden productlijn bevat alle steriele componenten uit chirurgische sets. Door deze componenten afzonderlijk op voorraad te hebben, kunt u:



Standaardisatie verbeteren

- Eenvoudige toegang tot producten - eenvoudige toegang tot vervangende producten voor componenten die besmet zijn geraakt tijdens ingrepen of extra componenten voor ingrepen die langer duren
- Minder SKU's - we bekijken alle artikelen in uw voorraad en uw sets en doen aanbevelingen om de consistentie te verbeteren en overbodige artikelen te verminderen.



Veiligheid verhogen

- Ondersteuning bij de naleving van Europese regelgeving
- Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen - naaldentellers met ingebouwde veiligheidsvoorzieningen
- Hoog niveau van klinische acceptatie - Medline's OK Benodigdheden worden al meer dan 40 jaar gebruikt door ziekenhuizen



Kosten controleren

- Verminder afval - houd alleen benodigde setcomponenten op voorraad
- Schakel de tussenpersoon uit - Bespaar kosten door direct bij de fabrikant te bestellen

Gold standard voor veiligheid



Als het om veiligheid gaat, heeft u aan Medline een echte partner. We zetten ons voortdurend in om de veiligheid voor onze klanten te bevorderen. De Gold Standard productlijn is ontwikkeld om best practice technieken voor klinici gebruiksvriendelijker te maken. U kunt deze componenten aan uw sets toevoegen of separaat gebruiken. Ze zijn gemakkelijk te implementeren en vereisen weinig of geen procedurele veranderingen.

De gouden tint van onze producten steekt duidelijk af tegen de gebruikelijke blauwe en groene kleur van afdekmaterialen.

Gold standard producten beschikken over innovatieve veiligheidsfuncties die het volgende bevorderen:

- Ingrepen op de juiste plek
- Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen
- Ondersteuning voor naleving van Europese patiëntveiligheid initiatieven en regelgeving.

Preventie boven alles

De Gold standard producten zijn onderdeel van ons Preventie Boven Alles programma. Voor dit programma hebben we de beste strategische denkers in de zorg op het gebied van veiligheid, beleid en uitvoering bij elkaar gebracht, om gerichte interventies te ontwikkelen die onderzoek in de praktijk brengen.

Focusgebieden om patiënt- en personeelsveiligheid te verbeteren

Ingrepen op de juiste plek

The New England Journal of Medicine publiceerde een onderzoek dat tussen oktober 2007 en maart 2009 in Nederland werd uitgevoerd en waaruit bleek dat het gebruik van een checklist de complicaties bij operaties met meer dan een derde en het aantal sterfgevallen met bijna de helft verminderde (van 1,5 procent naar 0,8 procent) in testziekenhuizen, in vergelijking met controleziekenhuizen.* Infecties op verkeerde plaatsen zijn wereldwijd een probleem. Alleen al in de VS vinden jaarlijks naar schatting 1.500 tot 2.500 incidenten op de verkeerde plaats plaats.† Het gebruik van een checklist voor chirurgische veiligheid (zie voorbeeld rechts) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plus time-out artikelen van Medline, zoals de S.T.O.P. veiligheidsvlag, kan de patiëntveiligheid helpen verbeteren.

Het universele protocol voor het voorkomen van chirurgie op de verkeerde plek, met de verkeerde ingreep of bij de verkeerde patiënt bestaat uit 3 principes:

- Preoperatieve verificatie processen
- Markeren van de ingreep locatie (middels huidmarkers)
- Een time-out vlak voor het starten van de procedure (S.T.O.P. Veiligheidsvlag).



Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen

Een andere belangrijke kwestie is het voorkomen van verwondingen door scherpe voorwerpen in het ziekenhuis. Er zijn elk jaar honderdduizenden ongelukken met scherpe voorwerpen in de OK. Alleen al in de US vinden jaarlijks naar schattingen tussen de 600.000 en 800.000 incidenten plaats.

Om deze veiligheidsproblemen te belichten hebben de Europese sociale partners, de European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM) en de European Federation of Public Services Unions (EPSU), samengewerkt met de Europese Gemeenschap om een raamovereenkomst op te stellen voor het voorkomen van verwondingen door scherpe voorwerpen in ziekenhuizen en de zorgsector. Zij ontwikkelden de Europese Richtlijn 2010/32/EU, die ervoor zorgt dat de sociale partners uiterlijk op 11 mei 2013, zoals afgesproken, de nodige maatregelen invoeren. Deze raamovereenkomst is bedoeld om werknemers die risico lopen op letsel door scherpe medische instrumenten (inclusief naalden) te beschermen en de dreiging op letsel en infecties door scherpe medische instrumenten te minimaliseren.

Kijk voor meer informatie op: www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources. Medline neemt dit initiatief heel serieus en biedt Gold standard veiligheidsproducten aan, zoals naaldentellers, transportbakken, instrumentenmatten en scalpelhandvatten, om het risico op letsel bij zorgverleners tijdens ingrepen te verminderen.

*Nieuw wetenschappelijk bewijs ondersteunt de bevindingen van de WHO: een checklist voor chirurgische veiligheid kan honderdduizenden levens redden. www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en

†World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2009.

‡Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH Alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. Published November 1999. NIOSH publication 2000 – 108. <http://www.cdc.gov/niosh/docartone/2000-108/pdfs/2000-108.pdf>. Accessed February 2012.

Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen

De onderstaande producten verhogen de veiligheid met betrekking tot scherpe objecten en ondersteunen zorgverleners in het naleven van de Europese Richtlijn 2010/32/EU.

Naaldenteller met mesverwijderaar

- De ingebouwde mesverwijderaar voorkomt onbedoelde verwondingen bij het verwijderen van mesjes uit scalpelgrepen.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSNCF10MBRCE	10 stuks	50/doos	80305-EU
GSNCF20MBRCE	20 stuks	50/doos	49814-EU
GSNCF40MBRCE	40 stuks	50/doos	49255-EU



GSNCF20MBRCE

Transportbak

- Stabiele neutrale zone
- Om hands-free scherpe instrumenten, zoals naalden of mesjes, door te kunnen geven
- Met een binnenrand voor goede grip
- Een kleefstrook aan de onderkant om het product te bevestigen aan het patiëntenlaken, de mayo- of instrumententafel.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSTTA1CE	10 x 23 cm	50/doos	49293-EU



GSTTA1CE

Scalpelhouder

- Houdt de scherpe rand naar beneden om letsel te helpen voorkomen
- Voor conventionele scalpels wanneer deze niet in gebruik zijn
- Kleeflaag op de onderzijde voor bevestiging

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSSH01CE	Scalpelhouder	100/doos	49237-EU




GSSH01CE

Antislip instrumentenmat¹

- Onze felgekleurde mat biedt een zichtbare, neutrale zone voor het hands-free doorgeven van scherpe voorwerpen
- De unieke textuur zorgt voor grip en voorkomt dat instrumenten van het steriele veld afvallen
- Kan op het steriele veld of op de mayotafel geplaatst worden
- Bevat twee kleefstroken aan de onderkant

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSASM1CE	25 x 41 cm	80/doos	82658



GSASM1CE

Intraoperatieve patiëntveiligheid

Maximaliseer intraoperatieve patiëntveiligheid met ons assortiment huidmarkers, naaldentellers, instrumentenmatten en meer. We bieden zowel huidmarkers met standaard punt als fijne punt, maar ook utility markers voor het markeren van bekers, kommen en labels.

Onze naaldentellers zijn verkrijgbaar met of zonder mesverwijderaar en onze magnetische instrumentenmat is groot genoeg om een grote verscheidenheid aan instrumenten veilig op te bergen.

Markers en linialen²

Gentiaanvioletvrije chirurgische huidmarkers

In 2021 benadrukte het International Agency for Research (IARC), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de mogelijke kankerverwekkende risico's van gentiaanviolet. Daarom heeft Medline een huidmarker zonder gentiaanviolet ontwikkeld om gemakkelijker en veiliger chirurgische plaatsen te markeren.

- Geschikt voor alle huidtinten
- Niet giftig, vlekt uit, irriteert niet
- Constante inkt stroom voor duidelijke markeringen
- Bedoeld voor eenmalig gebruik
- Verkrijgbaar met een standaardpunt, een fijne punt of een combineerde dubbele punt.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
SM01	Huidmarker; donkerblauw, standaardpunt, met liniaal	50/doos	NS-SM01 (zonder liniaal)
SM03	Huidmarker donkerblauw, fijne punt, met liniaal	50/doos	NS-SM03 (zonder liniaal)
SMD02	Huidmarker; donkerblauw, twee punten, met liniaal	100/doos	NS-SMD02 (zonder liniaal)



SM01, SM03, SMD02

Utility marker

- Zwarte, niet vlekken inkt
- Kan op de meeste oppervlakten gebruikt worden
- Verkrijgbaar met 15 cm liniaal

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
SM06	Utility punt, met liniaal	50/doos	37998 (marker)



SM06

Naaldentellers

Met de plakstrips kunnen de tellers op elke ondergrond worden bevestigd. De teller kan tevens in twee delen worden geknipt om op verschillende locaties te worden toegepast.

- Keuze uit een schuimblok, kleefstrook, schuimstrip of magneetversies
- Aantallen variëren van 10 tot 60

Mesverwijderaars

We hebben verschillende varianten naaldentellers met mesverwijderaars om zo het risico op letsel bij het verwijderen van het mesje van een scalpelhandvat te verminderen. Ze zijn verkrijgbaar in Gold Standard en rode varianten.

Schuimblok naaldentellers met mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NCF20ABRCE	20 count, schuimblok met kleefstrook	50/doos	40837-EU



NCF20ABRCE

Magnetische naaldentellers met mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NC30MMBRCE	30 stuks, met dubbele magneet	50/doos	40575-EU
NC60MMBRCE	60 stuks, met dubbele magneet	50/doos	40579-EU



NC30MMBRCE

Schuimblok naaldentellers zonder mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NCF10MCE	10 stuks, schuimblok met magneet	96/doos	n.v.t.



NCF10MCE

Schuimstrook naaldentellers zonder mesverwijderaar


Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NCF560MCE	60 stuks, schuimblok met magneet	64/doos	08251-EU



NCF560MCE

Magnetische naaldentellers zonder mesverwijderaar

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NC20MMCE	20 stuks, met dubbele magneet	168/doos	05755-EU
NC60MMCE	60 stuks, met dubbele magneet	64/doos	n.v.t.



NC20MMCE

Toebehoren

Magnetisch Instrumentenveld¹

De magnetische instrumentenmat zorgt ervoor dat instrumenten veilig en toegankelijk zijn.

- Soepel ontwerp dat zich vormt naar de contouren van de patiënt
- Het antislip schuim op de achterkant voorkomt verschuivingen
- Magneten verminderen het risico dat instrumenten uit het steriele gebied vallen



MDL1CE

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
MDL1CE	41 x 51 cm	20/doos	MDL1CE

Handvathoezen voor lampen³

Met eenmalige handvathoezen voorkom je het tijdrovende en kostbare proces van het opnieuw gebruiksklaar maken van herbruikbare lampvathouder. Medline biedt verschillende soorten handvathoezen voor lampen aan.

- Flexibele, halfharde lamphandvat hoezen worden op het lamphandvat gedrukt.
- Verpakt in een laminaatverpakking, in opgerolde (minder verpakking) of platte uitvoering.
- Onze universele handvathoezen voor lampen benodigen geen adapter.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
16558A	Universele handvathoes voor lampen	200/doos	9053EU-BULK
FLHC1	Flexibele handvathoes voor lampen (1 st), plat in laminaatverpakking	400/doos	9100A-EU
FLHC2	Flexibele handvathoes voor lampen (2 st), plat in laminaatverpakking	200/doos	n.v.t.
LHCB01	Clip-on handvathoes voor lampen (1 st)	60/doos, 480/omdoos	9100A-SB
LHCB02	Clip-on handvathoes voor lampen (2 st)	30/doos, 240/omdoos	9100A-SB
BFLHC9	Handvathoes voor lampen van blauw schuim, 9cm PE zak	50/doos, 400/doos	n.v.t.
BFLHC15	Handvathoes voor lampen van blauw schuim, 15cm PE zak	50/doos, 400/doos	06-LK701-SB



16558A



FLHC1



LHCB01



BFLHC9

Op zoek naar universele lamphandvat adapters? Neem contact op met uw Medline accountmanager of kijk op onze website: www.medline.eu/nl

Huidnietmachine⁴

Huidnietmachines worden gebruikt voor het sluiten van de huid bij een groot aantal chirurgische ingrepen.

- Bevat nietjes van medisch roestvrijstaal
- Het ontwerp van het handvat maakt een gemakkelijke toepassing en een vlotte bedieningskracht mogelijk

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
F-35WB	Nietmachine met 35 brede nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 7,2 x 4,9 mm	5/doosje, 100/doos	9080-EU
F-35RB	Nietmachine met 35 standaard nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 5,9 x 3,9 mm	5/doosje, 100/doos	9081-EU
STAPLER-35R	Chirurgische huidnietmachine met progressieve trigger, 35 standaard nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 5,8 x 4,1 mm	6/doosje, 60/doos	n.v.t.
NIETMA- CHINE-35W	Chirurgische huidnietmachine met progressieve trekker, 35 brede nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 6,5 x 3,8 mm	6/doosje, 60/doos	n.v.t.



F-35WB



NIETMACHINE-35W

Huidnietjes verwijder tang⁵

Dit product verwijdert eenvoudig chirurgische nietjes van alle merken

- Schaarstijl
- Verwijdert nietjes in dezelfde richting als waarin ze zijn geïmplant

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
C-W	Disposabele huidnietjes verwijder tang	20/doos, 200/omdoos	C-W



Botcement mengkom met spatel⁶

Met onze kom en spatelset kan het chirurgisch team botcement mengen tot de ideale textuur.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
CMIXIT	Botcement mengkom met spatel	20/doos	81247-EU



Medi-Loop (vaatteugels)⁷

Vaatteugels worden gebruikt om bloedvaten, zenuwen en pezen af te sluiten, terug te trekken of te identificeren tijdens chirurgieprocedures.

- Verkrijgbaar in vier felle kleuren voor eenvoudige identificatie
- Zichtbaar tijdens de gehele procedure
- Gemaakt van stevige, radiopake, medische siliconen
- Vloeistof afstotend
- Netjes verpakt waardoor ze niet in de knoop raken
- Verkrijgbaar in 3 maten: Super Maxi-Loop (4,7 mm breed, 1,3 mm dik), Maxi-Loops (2,5 mm breed, 1 mm dik) en Mini-Loops (1,3 mm breed, 0,9 mm dik)

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
VLSMAXB	Blauw, Super Maxi	2/pk, 8pk/doos, 80pk/omdoos	VLSMAXB
VLMAXB	Blauw, Maxi	2/pk, 10pk/doos, 100pk/omdoos	VLMAXB
VLMAXR	Rood, Maxi	2/pk, 10pk/doos, 100pk/omdoos	VLMAXR
VLMAXW	Wit, Maxi	2/pk, 10pk/doos, 100pk/omdoos	VLMAXW
VLMAXY	Geel, Maxi	2/pk, 10pk/doos, 100pk/omdoos	VLMAXY
VLMINB	Blauw, Mini	2/pk, 10pk/doos, 100pk/omdoos	VLMINB
VLMINR	Rood, Mini	2/pk, 10pk/doos, 100pk/omdoos	VLMINR
VLMINW	Wit, Mini	2/pk, 10pk/doos, 100pk/omdoos	VLMINW
VLMINY	Geel, Mini	2/pk, 10pk/doos, 100pk/omdoos	VLMINY




Suture boots⁸

Instrument/haemostaattips beschermen de hechtingen en zorgen voor extra gebruiksgemak.

- Zorgt dat chirurgen hechtingen kunnen vastpakken zonder ze te beschadigen
- Detecteerbaar met röntgen
- Verpakt in schuimblokken voor eenvoudig tellen
- Verkrijgbaar in 2 maten: standaard boots (1,6 mm binnendiameter) en grote boots (2,4 mm binnendiameter)

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
051003PBX	Geel, 5 paar/blokken, standaard	5 blokken/doos	7010003-BU
051014PBX	Geel, 5 paar/blokken, standaard	5 blokken/doos	n.v.t.
051012PBX	Blauw, 5 paar/blokken, standaard	5 blokken/doos	n.v.t.
051011PBX	Rood, 5 paar/blokken, standaard	5 blokken/doos	7010007-BU
051004PBX	Roze, 5 paar/blokken, groot	5 blokken/doos	7010008-BU
051015PBX	Diversen, 5 paar/blokken, standaard	5 blokken/doos	7010004-BU



**SPT**

Steriele Procedure Trays



Verhoog de
efficiëntie.
Verminder de
verspilling.

Medline biedt een volledig assortiment Steriele Proceduretray (SPT) producten aan.

Bezoek www.medline.eu/nl om meer te weten te komen over onze producten.



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900






www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com







Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com







FOLLOW US  







¹ Instrumentenmatten zijn steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.      







² Chirurgische huidmarkers zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.      







³ MDL1CE is een klasse I steriel medisch hulpmiddel.      

⁴ Handvathoezen voor lampen zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.      







⁵ De huidnietmachines F-35WB en F-35RB zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.      

⁶ De huidnietjes verwijdertang C-W is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.      

⁷ De huidnietmachines STAPLER-35R en STAPLER-35W zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.      

⁸ De mengkom CMIXIT is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.      

⁹ Vaatteugels zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.      

¹⁰ Suture boots zijn medische hulpmiddelen van klasse IIa die bedoeld zijn voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg.      

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. Wij behouden ons het recht om eventuele fouten te corrigeren.

© 2025 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML176_NL 05/2025