

OR Necessities

Componenten van proceduretrays, apart steriel verpakt



**Veiligheid en
standaardisatie**



Inhoudsopgave

Introductie	3
Gold Standard voor veiligheid	3
Belangrijke aandachtsgebieden voor het verbeteren van de veiligheid van patiënten en personeel	4
Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen	5-6
Chirurgische time-out-procedure	6
Een veilig vloeistofmanagementsysteem	6
Patiëntveiligheid tijdens de operatie	7
Markers en linialen	7
Naaldentellers	8
Accessoires	9
Lampvathouder hoës	9
Anti-condensoplossing met spons	10
Huidstaplers en staple remover	10
Mengkom en spatel voor botcement	11
Medi-Loop® (Vaatteugels)	11
Suture Boots	11

Introductie

Consistentie in componenten die standaard op voorraad zijn

Medline's productlijn OR Necessities bevat alle componenten die ook in uw proceduretrays zitten, apart steriel verpakt. Door deze componenten afzonderlijk op voorraad te hebben kunt u:



Standaardisatie verbeteren

- Gemakkelijke toegang tot producten
 - Verkrijg eenvoudig vervangende componenten die tijdens een procedure onsteriel zijn geraakt, of extra componenten wanneer de procedure langer duurt
- Minder artikelnummers – Wij evalueren de componenten die u op voorraad en in uw proceduretrays heeft en geven aan hoe u de consistentie kunt verbeteren en overbodige producten kunt vermijden



Veiligheid verbeteren

- Naleving van EU-voorschriften
- Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen - naaldentellers met mesverwijderaars, en meer
- Hoge mate van klinische acceptatie – Medline's OR Necessities worden al meer dan 40 jaar door ziekenhuizen gebruikt



Kosten beheren

- Verspilling verminderen
 - Alleen noodzakelijke componenten op voorraad houden
- Geen tussenpersoon
 - Bespaar geld door direct bij de producent te kopen

Gold standard voor veiligheid



Als het op veiligheid aankomt is heeft u een echte partner aan Medline. We streven er voortdurend naar om nieuwe manieren te vinden waarop we klanten kunnen helpen de veiligheid te verbeteren. De Gold Standard productlijn is ontworpen om best-practice technieken toegankelijker te maken voor chirurgisch personeel. U kunt deze componenten aan uw proceduretrays toevoegen of afzonderlijk, steriel, in uw voorraad opnemen. Ze kunnen gemakkelijk geïmplementeerd worden en vereisen weinig of geen procedurele wijzigingen.

Gold Standard producten hebben innovatieve veiligheidskenmerken terbevordering van:

- Chirurgische ingrepen op de juiste anatomische locatie
- Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen
- Naleving van Europese initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid en Europese voorschriften
- De kleur "Gold" valt op tussen de gebruikelijke blauwe en groene afdekmaterialen

Preventie boven alles

Gold Standard-producten maken deel uit van ons programma 'Preventie boven alles'. Voor dit programma hebben we de beste strategische denkers binnen de gezondheidszorg op het gebied van veiligheid, beleid en praktijk verzameld, om ons te helpen gerichte interventies te ontwikkelen die onderzoek in de praktijk brengen.

Belangrijke aandachtsgedebieden voor het verbeteren van de veiligheid van patiënten en personeel

Chirurgische ingrepen op de juiste anatomische locatie

In een Nederlands onderzoek dat van oktober 2007 tot maart 2009 werd uitgevoerd, werd aangetoond dat het gebruik van een checklist tot een afname in het aantal complicaties leidde van meer dan een derde en tot een afname in het aantal sterfgevallen van bijna de helft (van 1,5% tot 0,8%) in testziekenhuizen vergeleken met controleziekenhuizen. Dit werd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.* Dit is overall ter wereld een probleem. In de VS doen zich naar schatting 1500 tot 2500 incidenten voor waarbij op de verkeerde anatomische locatie wordt geopereerd.† Het gebruik van een checklist voor chirurgische veiligheid (zie voorbeeld rechts) van de World Health Organization (WHO) en Medline's time-outartikelen zoals de S.T.O.P. Safety Flag kunnen de patiëntveiligheid helpen verbeteren.

Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen

Een ander belangrijk onderwerp is de preventie van verwondingen door scherpe voorwerpen in het ziekenhuis. Ieder jaar doen zich honderdduizenden verwondingen voor die worden veroorzaakt door scherpe voorwerpen in de operatiekamer. (schattingen in de VS lopen uiteen van 600.000 tot 800.000).‡

In een poging om deze veiligheidskwesties onder de aandacht te brengen, hebben Europese organisaties van sociale partners HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) en EPSU (European Federation of Public Services Unions) samengewerkt om een kaderovereenkomst op te stellen met betrekking tot de preventie van verwondingen door scherpe voorwerpen in het ziekenhuis en de gezondheidszorg. Zij hebben de Europese Richtlijn 2010/32/EU ontwikkeld, die moet garanderen dat de sociale partners de noodzakelijke maatregelen volgens de overeenkomst op zijn laatst op 11 mei 2013 hebben geïntroduceerd.

Dezekaderovereenkomstmoethetrisico van verwonding, letseleninfectiesdoor allemedischescherpe voorwerpen, waaronder prikincidenten, verminderen. Ga voor meer informatie naar www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources. Medline neemt dit initiatief zeer serieus en levert Gold Standard-veiligheidsproducten, zoals naaldentellers, dienbladen voor instrumenten, instrumentenmatten en scalpelhouders om het risico van letsel bij klinisch personeel tijdens chirurgische procedures te beperken.

*New scientific evidence supports WHO findings: a surgical safety checklist could save hundreds of thousands of lives. www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en

†World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2009.

‡Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH Alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. Published November 1999. NIOSH publication 2000 - 108. <http://www.cdc.gov/niosh/docartone/2000-108/pdfs/2000-108.pdf>. Accessed February 2012.

Het universele protocol ter preventie van de verkeerde anatomische locatie, verkeerde procedure, verkeerde operatie op patiënten bestaat uit 3 beginselen:

- Preoperatief verificatieproces
- Markeren van de operatielocatie (huidmarker)
- Time-out onmiddellijk vóór aanvang van de procedure (S.T.O.P. Safety-Flag)



Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen

Bevorder de veiligheid omtrent scherpe voorwerpen en voldoe aan de Europese Richtlijn 2010/32/EU.

Naaldenteller met mesverwijderaar

- Ingebouwde mesverwijderaar helpt letsel voorkomen bij het verwijderen van het mesje van een scalpelhouder

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSNCF10MBRCE	10 stuks	50/doos	80305-EU
GSNCF20MBRCE	20 stuks	50/doos	49814-EU
GSNCF40MBRCE	40 stuks	50/doos	49255-EU



GSNCF20MBRCE

Transfertray

- Stabiele neutrale zone
- Voorziet in hands-free doorgeven van scherpe instrumenten, zoals naalden en mesjes
- Heeft een binnenrand voor gemakkelijk vastpakken
- Plaklaag aan de onderzijde voor bevestiging op het afdeklaken of de instrumententafels

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSTTA1CE	10 x 23 cm	50/doos	49293-EU



GSTTA1CE

Scalpelhouder

- Houdt de scherpe rand van de scalpel naar onderen gericht om letsel te helpen voorkomen
- Voor conventionele scalpels wanneer deze niet in gebruik zijn
- Plaklaag aan de onderkant voor bevestiging op het afdeklaken

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSSH01CE	Scalpelhouder	100/doos	49237-EU



GSSH01CE

Anti-slip instrumentenmat

- Helder gekleurde mat voorziet in een zeer zichtbare neutralezone voor handsfree doorgeven van scherpe instrumenten
- Unieke structuur biedt instrumenten grip en helpt voorkomen dat ze van de instrumententafel vallen
- Kan op elke instrumententafel worden geplaatst y 2 plakstrips aan de onderkant

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSASM1CE	25 x 41 cm	80/doos	82658



GSASM1CE

Chirurgische time-out procedure

S.T.O.P. Safety Flag

- Helder gekleurd
- Stimuleert het chirurgische team vóór de operatie een 'time out' controle uit te voeren
- Kan over de incisielocatie of op de instrumententafel worden geplaatst

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSF01CE	Safety Flag	40/doos	n/a



GSF01CE

Veilig vloeistofmanagementsysteem

Safety Splash

- Onafhankelijk vloeistofmanagementsysteem
- Biedt plaats aan biologisch gevaarlijk afval van hartcatheterisatie en angiografie procedures
- Door materiaal aan de binnenkant stolt het vocht, waardoor het risico van blootstelling aan vloeistoffen voor medewerkers wordt geminimaliseerd tijdens het transport aan het eind van de procedure

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
GSSPLASH1CE	Opvangsysteem voor vloeistof/bloed, 500 ml	24/doos	95666A-EU



GSSPLASH1CE

Patiëntveiligheid tijdens de operatie

Zorg voor optimale veiligheid tijdens de operatie met onze volledige productlijn aan huidmarkers, naaldentellers, instrumentmatten en meer. We leveren huidmarkers met normale en fijne tip en een markeerstift om bekers, kommen en etiketten te markeren.

Onze naaldentellers zijn verkrijgbaar met of zonder mesverwijderaar en onze magnetische instrumentenmat is groot genoeg voor een groot aantal verschillende instrumenten.

Markers en linialen

Skin Markers¹

Medline's huidmarkers bevatten niet-irriterende gentiaanviolet inkt van medische kwaliteit.

- Groot inktreservoir voor langere levensduur van product
- Constante inktstroom voor duidelijk markeren
- Keuze uit normale en fijne tip
- Verkrijgbaar met een linaal van 15 cm

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
DYNJSM01	Normale tip met linaal	50/doos	37292
DYNJSM03	Fijne tip met linaal	50/doos	37286



DYNJSM01, DYNJSM03

Utility Markers

- Zwarte, niet vlekken inkt
- Kan gebruikt worden op de meeste oppervlakken
- Verkrijgbaar met een linaal van 15 cm

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
DYNJSM06	Markeertip met linaal	50/doos	37998 (marker)



DYNJSM06

Conta aghi

De tellers worden met klevende lipjes op een werkoppervlak bevestigd en de teller zelf splitst in tweeën voor gebruik op twee verschillende plekken.

- Keuze uit verschillende types: met foamblok, klevend, foamstrip of magneet
- Aantallen variëren van 10 tot 60 stuks

Foamblok naaldentellers met mesverwijderaars

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NCF20ABRCE	20 stuks, klevend foamblok	50/doos	40837-EU

Magneet naaldenteller met mesverwijderaars

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NC30MMBRCE	30 stuks, met dubbele magneet	50/doos	40575-EU
NC60MMBRCE	60 stuks, met dubbele magneet	50/doos	40579-EU

Foamblok naaldentellers zonder mesverwijderaars

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NCF10MCE	10 stuks, foamblok met magneet	96/doos	n/a

Foamstrip naaldenteller zonder mesverwijderaars

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NCF560MCE	60stuks, foamstripsmet magneet	64/doos	08251-EU

Magneet naaldenteller zonder mesverwijderaars

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NC20MMCE	20 stuks, met dubbele magneet	168/doos	05755-EU
NC60MMCE	60 stuks, met dubbele magneet	64/doos	n/a

Mesverwijderaars

We hebben verschillende opties voor naaldentellers met mesverwijderaars om het risico van een verwonding bij het verwijderen van het mesje van de scalpelhouder te voorkomen. Ze zijn verkrijgbaar in een Gold Standard en een rode versie.



NCF20ABRCE



NC30MMBRCE



NCF10MCE



NCF560MCE



NC20MMCE

Accessoires

Naaldenhouder van foam

- Wordt voornamelijk gebruikt voor hartcatheterisatie- en angiografie procedures
- Houder van foam wordt gebruikt voor de tijdelijke plaatsing van naalden

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NDLNESTCE	Naaldenhouder	50/doos	35862M-EU



NDLNESTCE

Magnetische instrumentenmat

Met de magnetische instrumentenmat heeft u veilig en snel toegang tot instrumenten.

- Flexibel ontwerp vormt zich naar de contouren van het lichaam van de patiënt
- Onderkant van anti-slip foam helpt verschuiven over chirurgische afdeklakens voorkomen
- Magneten verkleinen het risico dat instrumenten van de mat vallen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
MDL1CE	41 x 51 cm	20/doos	MDL1CE



MDL1CE

Lampvathouder hoese²

Met disposable lampvathouder hoezen voorkom je het tijdrovende en dure proces van het opnieuw gebruiksklaar maken van herbruikbare lampvathouder. Medline biedt verschillende soorten lampvathouder hoezen aan.

- Flexibele, halfharde lampvathouder hoezen worden op het handvat gedrukt
- Verpakt in een laminaatverpakking in opgerolde (minder verpakking) of platte uitvoering
- Universele handvatten voor lampen passen op de meeste handvatten met of zonder adapters

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
16558A	Universele handvathoes voor lampen	200/doos	9053EU-BULK
DYNJLHS1	Flexibele handvathoes voor lampen (1 st), opgerold in laminaatverpakking	80/doos	9100A-EU
DYNJLHS2	Flexibele handvathoes voor lampen (2 st), opgerold in laminaatverpakking	80/doos	n/a
FLHC1	Flexibele handvathoes voor lampen (1 st), plat verpakt in laminaatverpakking	400/doos	9100A-EU
FLHC2	Flexibele lampvathouder hoezen (2 st), plat verpakt in laminaatverpakking	200/doos	n/a
NS-0-1300	Flexibele lampvathouder hoese (1 st), hardere soort, plat verpakt in laminaatverpakking	480/doos	NS-1300
AR-LHCB01	Halfharde lampvathouder hoese (1 st), plat verpakt in laminaatverpakking	100/doos	n/a
AR-LHCB02	Halfharde lampvathouder hoezen (2 st), plat verpakt in laminaatverpakking	60/doos	n/a



16558A



Lampvathouder hoese



AR-LHCB01

Anti-condensoplossing met spons³

Onze effectieve anti-condensoplossing van hoge kwaliteit helpt chirurgen duidelijk zien.

- Maakt ononderbroken procedures mogelijk
- Spons met klevende achterkant bijgeleverd voor gemakkelijk aanbrengen van de oplossing

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
NONFB100	Anti-condensoplossing	20/doos	NONFB100



NONFB100

Huidstapler⁴

Wordt gebruikt om de huid te sluiten bij een groot aantal verschillende chirurgische procedures.

- Bevat roestvrijstalen nietjes van medische kwaliteit
- Het ontwerp van het handvat zorgt voor gemakkelijk en soepel gebruik

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
F-35WB	35 nietjes afmeting na sluiting 7,2 x 4,9 mm	5/box, 100/doos	9080-EU
F-35RB	35 nietjes afmeting na sluiting 5,9 x 3,9 mm	5/box, 100/doos	9081-EU



F-35WB

Staple remover⁵

Verwijdert gemakkelijk chirurgische nietjes van alle merken.

- Tang in schaar vorm
- Verwijdert nietjes in dezelfde richting als waarin ze werden gezet, voor een eenvoudige verwijdering met weinig pijn

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
C-W	Staple remover voor éénmalig gebruik	20/box, 200/doos	C-W



C-W

Mengkom en spatel voor botcement⁶

Onze kom-en-spatelset helpt het chirurgisch team botcement tot een ideale consistentie mengen.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
CMIXIT	Mengkom en spatel voor botcement	20/doos	81247-EU



CMIXIT

Medi-Loop (Vaateugels)⁷

Vaateugels worden gebruikt om vaten, zenuwen en pezen tijdens chirurgische procedures af te binden, terug te trekken en te identificeren.

- Vier heldere kleuren voor gemakkelijke identificatie
- Zichtbaar gedurende de gehele procedure
- Vervaardigd van duurzaam silicone van medische kwaliteit, welke zichtbaar is op röntgenopnamen
- Vochtafstotend
- Netjes verpakt om te voorkomen dat de lussen in de knoop raken
- Verkrijgbaar in twee maten: Maxi-Loops (2,5 mm breed, 1 mm dik) en Mini-Loops (1,3 mm breed, 0,9 mm dik)



Vaateugels

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
VLMAXB	Blauw, Maxi	2/pk, 10pk/box, 100pk/doos	VLMAXB
VLMAXR	Rood, Maxi	2/pk, 10pk/box, 100pk/doos	VLMAXR
VLMAXW	Wit, Maxi	2/pk, 10pk/box, 100pk/doos	VLMAXW
VLMAXY	Geel, Maxi	2/pk, 10pk/box, 100pk/doos	VLMAXY
VLMINB	Blauw, Mini	2/pk, 10pk/box, 100pk/doos	VLMINB
VLMINR	Rood, Mini	2/pk, 10pk/box, 100pk/doos	VLMINR
VLMINW	Wit, Mini	2/pk, 10pk/box, 100pk/doos	VLMINW
VLMINY	Geel, Mini	2/pk, 10pk/box, 100pk/doos	VLMINY




Vaateugels

Suture boots⁸

Suture boots beschermen hechtdraden en zorgen voor gemakkelijke identificatie en gebruik.

- Laat chirurgen hechtdraden vastpakken zonder ze te beschadigen
- Detecteerbaar op röntgenopnamen
- Verpakt in schuimblokken zodat ze gemakkelijk kunnen worden geteld
- Verkrijgbaar in twee maten: standaard boots met een binnendiameter van 1,6 mm en grote boots met een binnendiameter van 2,4 mm

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Componentnummer
051003PBX	5 paar/blok, standaard, geel	5 blocks/cs	7010003-BU
051014PBX	5 paar/blok, standaard, wit	5 blocks/cs	n/a
DYNJSBB5	5 paar/blok, standaard, blauw	50 blocks/cs	n/a
051011PBX	5 paar/blok, standaard, rood	5 blocks/cs	7010007-BU
051004PBX	5 paar/blok, groot, roze	5 blocks/cs	7010008-BU
051015PBX	5 paar/blok, standaard, gemengd	5 blocks/cs	7010004-BU



Suture boots

**SPT**

Steriele Procedure Trays

**Verhoog de efficiëntie.
Verminder de verspilling.**






Medline biedt een volledig gamma van steriele procedure trays (SPT) producten.

Bezoek nl.medline.eu om meer informatie over onze producten.



**Medline International B.V.**
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
NederlandTel: +31 88 00 11900
Fax: +31 88 00 11929medline.eu
netherlands@medline.com**Medline International Netherlands B.V.**
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
NederlandTel: +31 88 00 11900
Fax: +31 88 00 11929nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com**Medline International Belgium BV**
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
nl.medline.eu
be-customerservice@medline.comFOLLOW US  



¹Huidmarkers zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  Aspen Surgical Products Inc. 2015 Convent Drive, St. Catharines, Michigan 48916, USA  2797 (BSI)



²Lampvathouder hoezen zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



FLHC1, FLHC2 en 16558A zijn gecertificeerd door BSI.  Medline International France SAS 24700 Châteauneuf-sur-Loire, France  2797 DYNJLHC1 en DYNJLHC2 zijn gecertificeerd door BSI.  Aspen Surgical Products Inc. 2015 Convent Drive, St. Catharines, Michigan 48916, USA  NS-0-1300 is gecertificeerd door BSI.  2797


³De anti-condens oplossing NONFB100 is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  2797 (BSI)  Aspen Surgical Products Inc. 2015 Convent Drive, St. Catharines, Michigan 48916, USA

⁴De huidnietmachine F-35WB en F-35RB zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  Changhui International Holding Corp GmbH (Europe) GmbH, Straßburger Allee 10, 52127 Homburg, Germany

⁵De huidnietjes verwijder tang C-W is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  Changhui International Holding Corp GmbH (Europe) GmbH, Straßburger Allee 10, 52127 Homburg, Germany

⁶De kom CMIXIT is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  2797 (BSI)  Medline International France SAS 24700 Châteauneuf-sur-Loire, France

⁷Vesselloops zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  Summitra S r.o. Vozny 36, 71027 Zlín, Slovakia

⁸Suture boots zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  2797 (BSI)  Aspen Surgical Products Inc. 2015 Convent Drive, St. Catharines, Michigan 48916, USA

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML176_NL 10/2020.