

OK benodigheden

Losse steriele setcomponenten



**Veiligheid en
standaardisatie**



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gold standard voor veiligheid	3
Belangrijke aandachtsgebieden om de veiligheid van patiënten en personeel te verbeteren.....	4
Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen	5 – 6
Intraoperatieve patiëntveiligheid.....	7
Markers en linialen	7
Naaldentellers.....	8
Toebehoren	9
Handvathoezen voor lampen.....	9
Huidnietmachine en huidnietjes verwijder tang	10
Botcement mengkom met spatel	10
Medi-Loop® (vaatteugels).....	11
Suture boots.....	11

Inleiding

Consistentie in kant-en-klare componenten

Medline's OK Benodigdheden productlijn bevat alle steriele componenten uit chirurgische sets. Door deze componenten afzonderlijk op voorraad te hebben, kunt u:



Standaardisatie verbeteren

- Eenvoudige toegang tot producten - Eenvoudige toegang tot vervangende producten voor componenten die besmet zijn geraakt tijdens ingrepen, of extra componenten voor ingrepen die langer duren
- Minder SKUs - we bekijken alle artikelen in uw voorraad en in uw sets, en doen aanbevelingen om consistentie te verbeteren en redundantie te verminderen



Veiligheid verhogen

- Steun om te voldoen aan de EU richtlijn
- Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen - naaldentellers met ingebouwde veiligheidsvoorzieningen en meer
- Hoog niveau van klinische acceptatie - Medline's OK Benodigdheden worden al meer dan 40 jaar gebruikt door ziekenhuizen



Controle over kosten

- Verminder afval - houd alleen benodigde setcomponenten op voorraad
- Schakel de tussenpersoon uit - Bespaar kosten door direct bij de fabrikant te bestellen

Gold standard voor veiligheid



Als het om veiligheid gaat, hebt u aan Medline een echte partner. We streven er voortdurend naar om nieuwe manieren te vinden om onze klanten te helpen de veiligheid te verbeteren. De Gold Standard productlijn is ontworpen om best practice technieken intuïtiever te maken voor klinici. U kunt deze componenten aan uw sets toevoegen of ze los op voorraad nemen. Ze zijn gemakkelijk te implementeren en vereisen weinig of geen procedurele veranderingen.

De gouden kleur van de producten is duidelijk zichtbaar ten opzichte van de typische blauwe en groene kleur van afdekmaterialen.

Gold standard producten hebben innovatieve veiligheidsvoorzieningen om te zorgen voor:

- Ingrepen op de juiste plek
- Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen
- Ondersteuning voor naleving van Europese patiëntveiligheid initiatieven en regelgeving.

Preventie boven alles

Gold standard producten zijn onderdeel van ons Preventie Boven Alles programma. Voor dit programma hebben we de beste strategische denkers in de zorg, op het gebied van veiligheid, beleid en uitvoering bij elkaar gebracht, om gerichte interventies te ontwikkelen die onderzoek in de praktijk brengen.

Focusgebieden om patiënt- en personeelsveiligheid te verbeteren

Ingrepen op de juiste plek

The New England Journal of Medicine publiceerde een onderzoek dat tussen oktober 2007 en maart 2009 in Nederland werd uitgevoerd en waaruit bleek dat het gebruik van een checklist de complicaties bij operaties met meer dan een derde en het aantal sterfgevallen met bijna de helft verminderde (van 1,5 procent naar 0,8 procent) in testziekenhuizen, in vergelijking met controleziekenhuizen.* Infecties op verkeerde plaatsen zijn wereldwijd een probleem. Alleen al in de VS vinden jaarlijks naar schatting 1.500 tot 2.500 incidenten op de verkeerde plaats.† Het gebruik van een checklist voor chirurgische veiligheid (zie voorbeeld rechts) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plus time-out artikelen van Medline, zoals de S.T.O.P. veiligheidsvlag, kan de patiëntveiligheid helpen verbeteren.

Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen

Een andere belangrijke kwestie is het voorkomen van verwondingen door scherpe voorwerpen in het ziekenhuis. Er zijn elk jaar honderdduizenden ongelukken met scherpe voorwerpen in het OK. Schattingen in de VS zijn tussen de 600.000 en 800.000.‡

Om deze veiligheidskwesties onder de aandacht te brengen, hebben de organisaties van de Europese sociale partners, de European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM) en de European Federation of Public Services Unions (EPSU), met de Europese Gemeenschap samengewerkt bij het opstellen van een raamovereenkomst inzake het voorkomen van verwondingen door scherpe voorwerpen in ziekenhuizen en de zorgsector. Zij ontwikkelden de Europese Richtlijn 2010/32/EU, die ervoor zorgt dat de sociale partners uiterlijk op 11 mei 2013, zoals afgesproken, de nodige maatregelen invoeren. Deze raamovereenkomst is bedoeld om werknemers die het risico lopen op letsel door alle scherpe medische instrumenten (inclusief naalden) te beschermen en het risico op letsel en infecties door scherpe medische instrumenten te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op: www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources. Medline neemt dit initiatief heel serieus en biedt Gold standard veiligheidsproducten aan, zoals naaldentellers, transportbakken, instrumentenmatten en scalpelhandvatten, om het risico op letsel bij zorgverleners tijdens ingrepen te verminderen.

Het universele protocol voor het voorkomen van chirurgie op de verkeerde plek, met de verkeerde ingreep of bij de verkeerde patiënt bestaat uit 3 principes:

- Preoperatieve verificatie processen
- Markeren van de ingreep locatie (huidmarker)
- Time out vlak voor het starten van de procedure (S.T.O.P. Veiligheidsvlag).



*Nieuw wetenschappelijk bewijs ondersteunt de bevindingen van de WHO: een checklist voor chirurgische veiligheid kan honderdduizenden levens redden. www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en

†World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2009.

‡Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH Alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. Published November 1999. NIOSH publication 2000 – 108. <http://www.cdc.gov/niosh/docartone/2000-108/pdfs/2000-108.pdf>. Accessed February 2012.

Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen

De volgende producten bevorderen de veiligheid omtrent scherpe voorwerpen en steunen zorgverleners om te voldoen aan de Europese Richtlijn 2010/32/EU.

Naaldenteller met mesverwijderaar

- Ingebouwde mesverwijderaar helpt ongelukken te voorkomen bij het verwijderen van mesjes uit scalpelhandvatten.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSNCF10MBRCE	10 count	50/doos	80305-EU
GSNCF20MBRCE	20 count	50/doos	49814-EU
GSNCF40MBRCE	40 count	50/doos	49255-EU



GSNCF20MBRCE

Transportbak

- Stabiele neutrale zone
- Om hands-free scherpe instrumenten zoals naalden of mesjes door te kunnen geven
- Met rand aan de binnenkant voor goede grip
- Kleefstrook aan de onderkant om het product te bevestigen aan het patiëntenlaken, de mayotafel of instrumententafel.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSTTA1CE	10 x 23 cm	50/doos	49293-EU



GSTTA1CE

Scalpelhandvat

- Houdt de scherpe rand naar beneden om letsel te helpen voorkomen
- Voor conventionele scalpels die niet in gebruik zijn
- Kleeflaag op de onderzijde voor bevestiging

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSSH01CE	Scalpelhandvat	100/doos	49237-EU



GSSH01CE

Antislip instrumentenmat¹

- Felgekleurde mat biedt een duidelijk zichtbare neutrale zone voor het hands-free doorgeven van scherpe voorwerpen
- De unieke textuur zorgt dat instrumenten goed op hun plek blijven en voorkomt dat ze van het steriele veld afvallen
- Kan op het steriele veld of op de mayotafel geplaatst worden
- Heeft twee kleefstroken aan de onderkant

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
GSASM1CE	25 x 41 cm	80/doos	82658



GSASM1CE

Intraoperatieve patiëntveiligheid

Maximaliseer intraoperatieve patiëntveiligheid met ons assortiment huidmarkers, naaldentellers, instrumentenmatten en meer. We bieden zowel huidmarkers met normale als fijne punt, als ook een utility marker voor het markeren van bekers, kommen en labels.

Onze naaldentellers zijn verkrijgbaar met of zonder mesverwijderaar en onze magnetische instrumentenmat is groot genoeg om een grote verscheidenheid aan instrumenten veilig op te bergen.

Markers en linialen²

Gentiaanvioletvrije chirurgische huidmarkers

In 2021 benadrukte het International Agency for Research (IARC), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de mogelijke kankerverwekkende risico's van gentiaanviolet. Daarom heeft Medline een huidmarker zonder gentiaanviolet ontwikkeld om gemakkelijker en veiliger chirurgische plaatsen te markeren.

- Geschikt voor alle huidtinten
- Niet giftig, veegt niet uit, irriteert niet
- Constante inkt stroom voor duidelijke markeringen
- Bedoeld voor eenmalig gebruik
- Verkrijgbaar met normale punt, smalle punt of één van beide aan elke kant

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
SM01	Huidmarker; donkerblauw, normale punt, met liniaal	50/doos	NS-SM01 (zonder liniaal)
SM03	Huidmarker donkerblauw, fijne punt, met liniaal	50/doos	NS-SM03 (zonder liniaal)
SMD02	Huidmarker; donkerblauw, twee punten, met liniaal	100/doos	NS-SMD02 (zonder liniaal)



SM01, SM03, SMD02

Chirurgische huidmarker met gentiaanviolet¹

- Gaat langer mee dankzij groot inktreservoir
- Consistente inktstroom voor duidelijke markeringen
- Keuze tussen normale en fijne punten
- Verkrijgbaar met 15 cm liniaal

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
DYNJSM01	Normale punt, met liniaal	50/doos	37292
DYNJSM03	Fijne punt, met liniaal	50/doos	37286



DYNJSM01, DYNJSM03

Utility marker

- Zwarte, niet vlekken inkt
- Kan op de meeste oppervlakten gebruikt worden voor aantekeningen
- Verkrijgbaar met 15 cm liniaal

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
DYNJSM06	Utility punt, met liniaal	50/doos	37998 (marker)



DYNJSM06

Naaldentellers

Door middel van de plakstrips kunnen de tellers op elk oppervlakte bevestigd worden en de teller zelf kan in twee helften gesplitst worden om op verschillende plekken gebruikt te worden.

- Keuze van een foam blok, kleefstrook, foam strip of magneetversies
- Aantallen variëren van 10 tot 60

Foam blok naaldentellers met mesverwijderaars

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NCF20ABRCE	20 count, foam blok met kleefstrook	50/doos	40837-EU

Mesverwijderaars

We hebben verschillende varianten naaldentellers, met mesverwijderaars, om het risico op letsel bij het verwijderen van het mesje van een scalpelhandvat te verminderen. Ze zijn verkrijgbaar in Gold standard en rode versies.



NCF20ABRCE

Magnetische naaldentellers met mesverwijderaars

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NC30MMBRCE	30 stuks, met dubbele magneet	50/doos	40575-EU
NC60MMBRCE	60 stuks, met dubbele magneet	50/doos	40579-EU



NC30MMBRCE

Foam blok naaldentellers zonder mesverwijderaars

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NCF10MCE	10 stuks, schuimblok met magneet	96/doos	n.v.t.



NCF10MCE

Foam strip naaldentellers zonder mesverwijderaars


Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NCFS60MCE	60 stuks, schuimblok met magneet	64/doos	08251-EU



NCFS60MCE

Magnetische naaldentellers zonder mesverwijderaars

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
NC20MMCE	20 stuks, met dubbele magneet	168/doos	05755-EU
NC60MMCE	60 stuks, met dubbele magneet	64/doos	n.v.t.



NC20MMCE

Toebehoren

Magnetisch Instrumentenveld¹

De magnetische instrumentenmat geeft veilig en snel toegang tot instrumenten.

- Soepel ontwerp vormt zich naar de contouren van de patiënt
- Antislip foam achterkant voorkomt schuiven over het afdeklaken
- Magneten verminderen het risico dat instrumenten van het steriele veld afvallen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
MDL1CE	41 x 51 cm	20/doos	MDL1CE



MDL1CE

Handvathoezen voor lampen³

Met disposable lampvathouder hoezen voorkom je het tijdrovende en dure proces van het opnieuw gebruiksklaar maken van herbruikbare lampvathouder hoezen aan.

- Flexibele, halfharde lamphandvat hoezen worden op het lamphandvat gedrukt.
- Verpakt in een laminaatverpakking in opgerolde (minder verpakking) of platte uitvoering
- Universele handvatten voor lampen passen op de meeste handvatten, zonder gebruik van een adapter

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
16558A	Universele handvathoes voor lampen	200/doos	9053EU-BULK
FLHC1	Flexibele lamphandvat hoes (1 st), plat verpakt in laminaatverpakking	400/doos	9100A-EU
FLHC2	Flexibele lamphandvat hoezen (2 st), plat verpakt in laminaatverpakking	200/doos	n.v.t.
AR-LHCB01	Halfharde lamphandvat hoezen (1 st), plat verpakt in laminaatverpakking	100/doos	n.v.t.
AR-LHCB02	Halfharde lamphandvat hoezen (2 st), plat verpakt in laminaatverpakking	60/doos	n.v.t.



16558A



FLHC1 en FLHC2



AR-LHCB01

Op zoek naar universeel lamphandvat adapters?

Neem contact op met uw Medline accountmanager of kijk op onze website: www.medline.eu/nl

Huidnietmachine⁴

Huidnietmachines worden gebruikt voor het sluiten van de huid bij een groot aantal chirurgische ingrepen.

- Bevat nietjes van medisch roestvrijstaal
- Het handvatontwerp zorgt voor eenvoudige toepassing en soepele bedieningskracht

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
F-35WB	Nietmachine met 35 brede nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 7,2 x 4,9 mm	5/doosje, 100/doos	9080-EU
F-35RB	Nietmachine met 35 normale nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 5,9 x 3,9 mm	5/doosje, 100/doos	9081-EU



F-35WB

Huidnietjes verwijdertang⁵

Dit product verwijdert makkelijk alle merken chirurgische nietjes.

- Schaar stijl
- Verwijdert nietjes in dezelfde richting als waarin ze zijn geïmplantéerd, waardoor verwijdering eenvoudig en pijnloos is

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
C-W	Disposable huidnietjes verwijdertang	20/doos, 200/omdoos	C-W



C-W

Botcement mengkom met spatel⁶

Onze kom en spatelset helpt het chirurgisch team om botcement te mengen tot de ideale textuur.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
CMIXIT	Botcement mengkom met spatel	20/doos	81247-EU




CMIXIT

Medi-Loop (vaatteugels)⁷

Vaatteugels worden gebruikt om bloedvaten, zenuwen en pezen af te sluiten, terug te trekken of te identificeren tijdens chirurgieprocedures.

- Verkrijgbaar in vier felle kleuren om gemakkelijk onderscheid te maken
- Zichtbaar tijdens de hele procedure
- Gemaakt van stevig, medisch siliconen dat zichtbaar is met röntgenstraling
- Vloeistof afstotend
- Netjes verpakt waardoor ze niet in de knoop raken
- Verkrijgbaar in 3 maten: Super Maxi-Loop (4,7 mm breed, 1,3 mm dik), Maxi-Loops (2,5 mm breed, 1 mm dik) en Mini-Loops (1,3 mm breed, 0,9 mm dik)

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
VLSMAXB	Blauw, Super Maxi	2/pk, 10pk/doosje, 100pk/omdoos	VLSMAXB
VLMAXB	Blauw, Maxi	2/pk, 10pk/doosje, 100pk/omdoos	VLMAXB
VLMAXR	Rood, Maxi	2/pk, 10pk/doosje, 100pk/omdoos	VLMAXR
VLMAXW	Wit, Maxi	2/pk, 10pk/doosje, 100pk/omdoos	VLMAXW
VLMAXY	Geel, Maxi	2/pk, 10pk/doosje, 100pk/omdoos	VLMAXY
VLMINB	Blauw, Mini	2/pk, 10pk/doosje, 100pk/omdoos	VLMINB
VLMINR	Rood, Mini	2/pk, 10pk/doosje, 100pk/omdoos	VLMINR
VLMINW	Wit, Mini	2/pk, 10pk/doosje, 100pk/omdoos	VLMINW
VLMINY	Geel, Mini	2/pk, 10pk/doosje, 100pk/omdoos	VLMINY



Vaatteugels




Vaatteugels

Suture boots⁸

Instrument/haemostaattips beschermen hechtingen en zorgen voor extra gebruiksgemak.

- Zorgt dat chirurgen hechtingen kunnen vastpakken zonder ze te beschadigen
- Detecteerbaar met röntgen
- Verpakt in schuimblokken voor eenvoudig tellen
- Verkrijgbaar in 2 maten: standaard boots (1,6 mm binnendiameter) en grote boots (2,4 mm binnendiameter)

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
051003PBX	Geel, 5 paar/blok, standaard	5 blokken/doos	7010003-BU
051014PBX	Geel, 5 paar/blok, standaard	5 blokken/doos	n.v.t.
051012PBX	Blauw, 5 paar/blok, standaard	5 blokken/doos	n.v.t.
051011PBX	Rood, 5 paar/blok, standaard	5 blokken/doos	7010007-BU
051004PBX	Roze, 5 paar/blok, groot	5 blokken/doos	7010008-BU
051015PBX	Diversen, 5 paar/blok, standaard	5 blokken/doos	7010004-BU



Suture boots



SPT
Sterile Procedure Trays



Medline biedt een volledig assortiment steriele proceduretray (SPT) producten aan.

Bezoek www.medline.eu/nl om meer te weten te komen over onze producten.



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900





www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com



FOLLOW US  

¹Instrumentenmatten zijn medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.     2797 (BSI NL)

²Huidmarkers zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.






SM01, SM03, SMD02:   2797 (BSI NL) DYNJSM01, DYNJSM03:    2797 (BSI NL)






³Handvathoezen voor lampen zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



FLHC1, FLHC2 en 16558A zijn gecertificeerd door BSI.   2797

AR-LHCB01 en AR-LHCB02 zijn gecertificeerd door Presafe Denmak A/S.  0543  ArcRoyal, Virginia Road, Kells, Co. Meath, Ierland

⁴De huidnietmachines F-35WB en F-35RB zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  

⁵De huidnietjes verwijder tang C-W is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  2797 (BSI)   0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  

⁶De kom CMIXIT is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  2797 (BSI)   0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  

⁷Vaatteugels zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  2797 (BSI)   0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  

⁸Suture boots zijn medische hulpmiddelen van klasse IIa die bedoeld zijn voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg.  2797 (BSI)    2797 (BSI NL)

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om fouten die in deze brochure kunnen voorkomen, te corrigeren.

© 2023 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML176_NL 09/2023.