



OR STANDARD

Gepuderter Latex-OP-Handschuh

- Hergestellt aus natürlichem Latex
- Vielseitig einsetzbare, sterile, gepuderte Option aus Latex
- Platzsparend gefaltet

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält natürliches Latex, das allergische und anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann. Die sichere Anwendung dieser Handschuhe durch oder bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Latex ist nicht gewährleistet.

SPEZIFIKATIONEN:

- Lochfreiheit gemäß EN455: AQL 0,65
- Materialdicke am Finger: 0,20 mm
- Länge: 285 mm
- Farbe: weiß
- Griffigkeit: leicht texturiert
- Handschuh-Form: anatomisch, gebogen zur Vermeidung von Handermüdung
- Stulpdesign: konisch mit Rollrand, verhindert das Herabrutschen

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
MSG4155	5 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG4160	6	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG4165	6 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG4170	7	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG4175	7 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG4180	8	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG4185	8 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG4190	9	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton

Anwendungsbereich

- Allgemeinchirurgie

Vorschriften und Qualitätsstandards

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
- Zertifiziert gemäß Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung“ 89/686/EWG, Kategorie III



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de